

U smart 5.5mm  
Spinal Screw-Rod System  
U smart 5.5mm 脊柱钉棒系统



# U smart 5.5mm Spinal Screw-Rod System

## U smart 5.5mm 脊柱钉棒系统



### 方便可靠的手术操作

- 可选的自断螺塞，避免了螺塞拧紧时力矩过大，对螺塞的损伤。
- 螺塞内六角花形的设计，增强了扳手的定心性。
- 螺塞采用较大的螺纹间距，避免螺纹错扣。
- 专用压棒器械，增强手术可操作性及安全性。
- 独特的横连设计，操作更加灵活。

### 优异的系统稳定性

- 螺塞底部采用凸起设计，增强稳定性。
- 螺塞负角度螺纹设计，避免钉臂涨开现象。
- 单轴螺钉双螺纹设计，增强其对皮质骨的把持力。
- 独特的球头钉设计，增强了钉体的抗旋转能力。
- 优化的钉壁设计，降低切迹的同时增强了钉臂强度，并使连接棒固定更加牢固。

### 更好的术后体验

- 钉臂的茎形设计，减少了对周围骨质环境的需求，有效降低了切迹。
- 独特加长臂的断臂槽设计，减少了断臂后的锋棱，降低其对周围软组织的损伤。



自断螺塞



横向连接器



负角度螺塞



横向连接棒



长 / 短臂, 单轴 / 万向螺钉



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULE SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

Tel: +86 10 6099 9861/2

E-mail: YXSC@fulekeji.com