

Anterior Spinal
Screw-Plate System
脊柱前路钉板系统



Anterior Spinal Screw-Plate System

脊柱前路钉板系统



- 半限制性系统，动力加压设计可促进植骨融合。
- 低切迹、弧形设计，对周围软组织刺激小。
- 符合解剖的预弯设计，贴敷性极佳。
- 长槽型植骨钉孔，方便植骨。
- 大直径、深螺纹螺钉设计，抗拔出力更强。
- 弹性防退结构，操作简单。
- 具有较大的视窗孔，便于观察植骨情况。
- 梅花钉头设计，减少了滑丝的可能。




植骨螺钉



补救螺钉



固定螺钉



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULE SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

Tel: +86 10 6099 9861/2

E-mail: YXSC@fulekeji.com