

Spinal Dynamic Stabilization System

动态非融合连接器



Spinal Dynamic Stabilization System

动态非融合连接器



- 使用外部弹簧装置实现动态固定，并维持椎体自身的旋转中心。
- 允许轴向压缩 1mm、轴向拉伸 1.5mm、任意方向 $\pm 3^\circ$ 的弯曲。
- 使用内部连接器，有效限制腰椎活动范围。并增加过载保护功能。
- 有效减少因融合固定导致临近节段退变的现象。
- 配合 6.0mm 椎根弓钉使用。



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULE SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Tel: +86 10 6099 9861/2

E-mail: YXSC@fulekeji.com