

Spinal Spondylolisthesis System

脊柱滑脱系统



Spinal Spondylolisthesis System

脊柱滑脱系统



- 长尾翼剪断后，残端切迹低，对周围软组织刺激小。
- 双线螺纹设计，进钉速度快，缩短了手术时间。
- 长尾端提拉螺纹设计，对椎体滑脱的提拉效果显著。



复位螺钉



侧开口钉套



角度连接棒



侧开口钉



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULE SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Tel: +86 10 6099 9861/2

E-mail: YXSC@fulekeji.com