

*Focusing On Orthopaedics*  
**专注骨科事业**

北京市富乐科技开发有限公司  
Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd

地址: 北京市平谷区马坊工业园区西区 50 号  
Add: No.50, Mafang West Industry Zone, Pinggu District, Beijing  
销售热线 Sale hot lines: 010-60999861/2 电话 Tel: 010-60999866/32/75/17  
邮件 Email: YXSC@fulekeji.com 邮编 Post Code: 101204 传真 Fax: 010-60999863/8741



扫码关注“公众号”及“官网”  
获取更多产品信息

产品目录·创伤  
PRODUCT CATALOG·TRAUMA  
**专注骨科事业**



## 锁定板系列 Locking Plate System

锁骨 Clavicle .....	001-009
肩胛骨 Scapula .....	010-011
肱骨 Humeral .....	012-032
尺桡骨 Ulna,Radius .....	033-058
骨盆 Pelvic .....	059-064
股骨 Femoral .....	065-084
胫腓骨 Tibia,Fibula .....	085-117
手足部 Hand,Foot .....	118-153
足踝板系列 Ankle Plate .....	154-165
锁定接骨螺钉 Locking screw .....	166-182

## 接骨板系列 Straight/Anatomic Plate System

锁骨 Clavicle .....	183-186
肱骨 Humeral .....	187-190
尺桡骨 Ulna,Radius .....	191-193
肋骨 Rib .....	194
骨盆 Pelvic .....	195-205
股骨 Femoral .....	206-210
胫腓骨 Tibia,Fibula .....	211-218
手足部 Hand,Foot .....	219-226
接骨螺钉 Bone screw .....	227-246

## 小儿板系列 Pediatric Plate System

小儿板系列 Pediatric Plate System .....	247-275
------------------------------------	---------



## 空心钉系列 Cannulated Screw System

空心钉 Cannulated Screw System .....	276-290
-----------------------------------	---------

## 金属髓内固定系列

### Metal Intramedullary Fixation System

金属髓内固定系列 Metal Intramedullary Fixation System .....	291-311
-----------------------------------------------------	---------

## 外固定系列 External Fixator System

单臂一体式外固定架 Integrated External Fixator .....	312-315
单臂分体式外固定架 Separated External Fixator .....	316-317
FQ 外固定 FQ External Fixator .....	318-325
FGW 型外固定 FGW External Fixator .....	326-349
骨针外固定 Bone Pin External Fixator .....	350-359
骨折固定支具 Rehabilitation Device .....	360

## 运动医学系列 Sports Medicine System

运动医学系列 Sport Medicine System .....	361-363
------------------------------------	---------



### 锁骨中段接骨板 Mid-Clavicle Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	10	10

配有 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于锁骨中段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/4.0mm Ti-Screw/3.5mm locking screw. Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	92	20300519
左 7 孔 left 7 holes	107.5	20300520
左 8 孔 left 8 holes	115.5	20300521
右 6 孔 right 6 holes	92	20300522
右 7 孔 right 7 holes	107.5	20300523
右 8 孔 right 8 holes	115.5	20300524

备注: A1, P002(A2) 可替



### 锁骨中段 I 接骨板 Mid-Clavicle Plate I

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3.2	3.2	10	10

配有 3.5 锁定钉，3.5/4.0 普通钉，适用于锁骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/4.0mm Ti-Screw/ 3.5mm locking screw.  
Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	94	4819106094
7 孔左 left 7 holes	106.5	4819107107
8 孔左 left 8 holes	117.5	4819108118
6 孔右 right 6 holes	94	4819206094
7 孔右 right 7 holes	106.5	4819207107
8 孔右 right 8 holes	117.5	4819208118

备注: A2

锁骨中段接骨板  
Mid-Clavicle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配有 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于锁骨中段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 6 孔 right 6 holes	69.5	20300514
右 7 孔 right 7 holes	81.5	20300515
右 8 孔 right 8 holes	93	20300516
右 10 孔 right 10 holes	115.5	20300517
右 12 孔 right 12 holes	135	20300518
左 6 孔 left 6 holes	69.5	20300509
左 7 孔 left 7 holes	81.5	20300510
左 8 孔 left 8 holes	93	20300511
左 10 孔 left 10 holes	115.5	20300512
左 12 孔 left 12 holes	135	20300513

备注: A1, P004(A2) 可替

锁骨中段IV接骨板 Mid-Clavicle Plate IV

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3	10	10

配有 3.5 锁定钉, 适用于锁骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5 Ti-Screw. Used for mid-clavicle fracture



规格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	69.5	4845106069
7 孔左 left 7 holes	81.5	4845107081
8 孔左 left 8 holes	93	4845108093
9 孔左 left 9 holes	105	4845109104
10 孔左 left 10 holes	115.5	4845110115
12 孔左 left 12 holes	135	4845112135
6 孔右 right 6 holes	69.5	4845206069
7 孔右 right 7 holes	81.5	4845207081
8 孔右 right 8 holes	93	4845208093
9 孔右 right 9 holes	105	4845209104
10 孔右 right 10 holes	115.5	4845210115
12 孔右 right 12 holes	135	4845212135

备注: A2

锁骨远端 I 接骨板  
Distal Clavicle Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3	15	10

配用 2.7/3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用于锁骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7/ $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw,  
Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	68	20200321
左 4 孔 left 4 holes	81	20200322
左 5 孔 left 5 holes	95	20200323
左 6 孔 left 6 holes	109	20200324
左 7 孔 left 7 holes	122	20200325
左 8 孔 left 8 holes	135	20200326
右 3 孔 right 3 holes	68	20200327
右 4 孔 right 4 holes	81	20200328
右 5 孔 right 5 holes	95	20200329
右 6 孔 right 6 holes	109	20200330
右 7 孔 right 7 holes	122	20200331
右 8 孔 right 8 holes	135	20200332

备注: A1, P006(A2) 可替



锁骨远端接骨板  
Distal Clavicle Plate



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3.4	16	10

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于锁骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
 $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	69	4820104069
5 孔左 left 5 holes	81	4820105081
6 孔左 left 6 holes	94	4820106094
7 孔左 left 7 holes	108	4820107108
8 孔左 left 8 holes	123	4820108123
9 孔左 left 9 holes	135	4820109135
4 孔右 right 4 holes	69	4820204069
5 孔右 right 5 holes	81	4820205081
6 孔右 right 6 holes	94	4820206094
7 孔右 right 7 holes	108	4820207108
8 孔右 right 8 holes	123	4820208123
9 孔右 right 9 holes	135	4820209135

备注: A2

锁骨钩型接骨板  
Clavicle Hook Plate



备注: A1, P008(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	23	10

配有 3.5 锁定螺钉, 适用于锁骨肩峰端骨折 / 肩锁关节脱位  
Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  
Used for fracture of acromial end of clavicle/acromioclavicular joint dislocation.

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	12	70	372317002
左 4 孔 left 4 holes	12	79	372301002
左 5 孔 left 5 holes	12	87	372309002
左 6 孔 left 6 holes	12	94	372302002
左 7 孔 left 7 holes	12	101	372310002
左 3 孔 left 3 holes	15	70	372318002
左 4 孔 left 4 holes	15	79	372303002
左 5 孔 left 5 holes	15	87	372311002
左 6 孔 left 6 holes	15	94	372304002
左 7 孔 left 7 holes	15	101	372312002
右 3 孔 right 3 holes	12	70	372319002
右 4 孔 right 4 holes	12	79	372305002
右 5 孔 right 5 holes	12	87	372313002
右 6 孔 right 6 holes	12	94	372306002
右 7 孔 right 7 holes	12	101	372314002
右 3 孔 right 3 holes	15	70	372320002
右 4 孔 right 4 holes	15	79	372307002
右 5 孔 right 5 holes	15	87	372315002
右 6 孔 right 6 holes	15	94	372308002
右 7 孔 right 7 holes	15	101	372316002

锁骨钩型接骨板  
Clavicle Hook Plate



备注: A2

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2.2	3.5	19	10

配有 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉, 适用于锁骨骨折、肩锁关节脱位。Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for fracture of acromial end of clavicle/acromioclavicular joint dislocation.

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	15	52	4455703052
左 4 孔 left 4 holes	15	62	4455704062
左 5 孔 left 5 holes	15	72	4455705072
左 6 孔 left 6 holes	15	82	4455706082
左 7 孔 left 7 holes	15	95	4455707095
左 8 孔 left 8 holes	15	106	4455708106
右 3 孔 right 3 holes	15	52	4455803052
右 4 孔 right 4 holes	15	62	4455804062
右 5 孔 right 5 holes	15	72	4455805072
右 6 孔 right 6 holes	15	82	4455806082
右 7 孔 right 7 holes	15	95	4455807095
右 8 孔 right 8 holes	15	106	4455808106
左 3 孔 left 3 holes	18	52	4454703052
左 4 孔 left 4 holes	18	62	4454704062
左 5 孔 left 5 holes	18	72	4454705072
左 6 孔 left 6 holes	18	82	4454706082
左 7 孔 left 7 holes	18	95	4454707095
左 8 孔 left 8 holes	18	106	4454708106
右 3 孔 right 3 holes	18	52	4454803052
右 4 孔 right 4 holes	18	62	4454804062
右 5 孔 right 5 holes	18	72	4454805072
右 6 孔 right 6 holes	18	82	4454806082
右 7 孔 right 7 holes	18	95	4454807095
右 8 孔 right 8 holes	18	106	4454808106



锁骨远端 II 接骨板  
Distal Clavicle Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5 锁定螺钉，适用于锁骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	68	372201002
右 6 孔 right 6 holes	68	372202002

斜 T 型接骨板 (肩胛骨外侧缘)  
T-Oblique Scapula Plate



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	20.8	8.3

配用 2.4/2.7 锁定钉，适用于肩胛骨外侧缘骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4-5 孔 left 4-5 holes	89	4163705089
右 4-5 孔 right 4-5 holes	89	4163805089

多孔解剖型 I (肩胛骨)  
Scapula Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	21.7	15

配用 2.4/2.7 锁定钉，适用于肩胛骨关节盂骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4holes	25	4162704025
右 4 孔 right 4holes	25	4162804025

多孔解剖型 I (肩胛骨内侧缘)  
Scapula Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	8.4	8.4

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用于肩胛骨内侧缘骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 8 孔 left 8 holes	89.5	4161708089
右 8 孔 right 8 holes	89.5	4161808089

多孔解剖型 I (肩胛骨肩峰)  
Scapula Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	8.5	8.5

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用于肩胛骨肩峰骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 9 孔 left 9 holes	76.5	4494709076
右 9 孔 right 9 holes	76.5	4494809076

斜 T 型接骨板  
T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	29	12.5

配用 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于肱骨大结节骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  
Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-2 孔 left 3-2 holes	42.5	20300632
右 3-2 孔 right 3-2 holes	42.5	20300633

备注: A1, P012(A2) 可替

斜 T 型接骨板  
T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	29	12.2

配用 3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用于肱骨大结节骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw,  
Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	42.5	4846105042
5 孔右 right 5 holes	42.5	4846205042

备注: A2

肱骨近端 I 接骨板  
Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.8	4	20	12

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于肱骨近端及近端骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
Used for proximal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	103	20300626
5 孔 5 holes	127	20300627
7 孔 7 holes	151	20300628
9 孔 9 holes	175	20300629
11 孔 11 holes	199	20300630
13 孔 13 holes	223	20300631
15 孔 15 holes	247	3795315247
17 孔 17 holes	271	3795317271

备注: A1, P014(A2) 可替

肱骨近端 I 接骨板  
Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.8	4	20	12

配用 3.5 锁定螺钉, 3.5/4.0 普通螺钉, 适用肱骨近端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  
Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	91	20200333

备注: A1, P015(A3) 可替

肱骨近端 I 接骨板  
Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4	20	12

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于肱骨近端及近端骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
Used for proximal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	103	20300525
5 孔 5 holes	127	20300526
7 孔 7 holes	151	20300527
9 孔 9 holes	175	20300528
11 孔 11 holes	199	20300529
13 孔 13 holes	223	20300530
15 孔 15 holes	247	4099615247
17 孔 17 holes	271	4099617271

备注: A2, P015(A3) 可替

## 肱骨近端 I 接骨板 Proximal Humeral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	20.3	12.3

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨近端骨折  
 Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
 Used for proximal humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 holes	90	4484602090
3 孔 holes	102	4484603102
4 孔 holes	114	4484604114
5 孔 5 holes	126	4807005126
6 孔 6 holes	138	4807006138
7 孔 7 holes	150	4807007150
8 孔 8 holes	162	4807008162
9 孔 9 holes	174	4807009174
10 孔 10 holes	186	4807010186
11 孔 11 holes	198	4807011198
12 孔 12 holes	210	4807012210
13 孔 13 holes	222	4807013222
14 孔 14 holes	234	4807014234

备注: A3


 肱骨近端接骨板  
 Proximal Humeral Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4.3	26	12

配用 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于肱骨近端骨折  
 Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw,  
 Used for proximal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 2 holes	90	4796103090
4 孔左 left 3 holes	108	4796104108
5 孔左 left 4 holes	126	4796105126
6 孔左 left 5 holes	144	4796106144
7 孔左 left 6 holes	162	4796107162
9 孔左 left 8 holes	198	4796109198
11 孔左 left 10 holes	234	4796111230
3 孔右 right 2 holes	90	4796203090
4 孔右 right 3 holes	108	4796204108
5 孔右 right 4 holes	126	4796205126
6 孔右 right 5 holes	144	4796206144
7 孔右 right 6 holes	162	4796207162
9 孔右 right 8 holes	198	4796209198
11 孔右 right 10 holes	234	4796211230



窄直型 I 接骨板

Straight Narrow Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 4.5mm 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉，适用于肱骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  
Used for humeral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	20200334
6 孔 6 holes	114	20200335
7 孔 7 holes	132	20200336
8 孔 8 holes	150	20200337
9 孔 9 holes	168	20200338
10 孔 10 holes	186	20200339
12 孔 12 holes	222	20200340

备注: A1, P018(A2) 可替

窄直型 I 接骨板

Straight Narrow Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于肱骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  
Used for humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	4172605096
6 孔 6 holes	114	4172606114
7 孔 7 holes	132	4172607132
8 孔 8 holes	150	4172608150
9 孔 9 holes	168	4172609168
10 孔 10 holes	186	4172610186
12 孔 12 holes	222	4172612222

备注: A2

窄直型 II 接骨板  
Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于肱骨干骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  
Used for humeral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	80	20200341
6 孔 6 holes	95	20200342
7 孔 7 holes	110	20200343
8 孔 8 holes	125	20200344
9 孔 9 holes	140	20200345
10 孔 10 holes	155	20200346
12 孔 12 holes	185	20200347

备注: A1, P020(A2) 可替

窄直型 II 接骨板  
Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨干骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  
Used for humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 holes	80	4195605080
6 孔 holes	95	4195606095
7 孔 holes	110	4195607110
8 孔 holes	125	4195608125
9 孔 holes	140	4195609140
10 孔 holes	155	4195610155
12 孔 holes	185	4195612185

备注: A2



干骺端直型 II 接骨板  
Metaphysis Straight Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	11	11

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 / 3.5mm 锁定螺钉，适用于肱骨远端粉碎性骨折 / 外踝骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
Used for distal humeral/Lateral malleolus fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	86	20200348
4 孔 4 holes	99	20200349
5 孔 5 holes	112	20200350
6 孔 6 holes	125	20200351
7 孔 7 holes	138	20200352
8 孔 8 holes	151	20200353
9 孔 9 holes	164	20200354
11 孔 11 holes	190	20200355
13 孔 13 holes	216	20200356

备注: A1, P022(A2) 可替



干骺端直型 II 接骨板  
Metaphysis Straight Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	11	11

配用 3.5 锁定钉 / 3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端粉碎性骨折 / 外踝骨折骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 holes	86	4414603086
4 孔 holes	99	4414604099
5 孔 holes	112	4414605112
6 孔 holes	125	4414606125
7 孔 holes	138	4414607138
8 孔 holes	151	4414608151
9 孔 holes	164	4414609164
11 孔 holes	190	4414611190
13 孔 holes	216	4414613216

备注: A2

### 肱骨远端内侧 II 接骨板

#### Distal Medial Humeral Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

头部：2.7 锁定螺钉，干部：3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端内侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  
 $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	60	20200357
左 5 孔 left 5 holes	86	20200358
左 7 孔 left 7 holes	112	20200359
左 9 孔 left 9 holes	138	20200360
左 14 孔 left 14 holes	203	373305002
右 3 孔 right 3 holes	60	20200361
右 5 孔 right 5 holes	86	20200362
右 7 孔 right 7 holes	112	20200363
右 9 孔 right 9 holes	138	20200364
右 14 孔 right 14 holes	203	373310002

备注：A1, P024(A2) 可替

### 肱骨远端内侧 II 接骨板

#### Distal Medial Humeral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	2.5	11.4	11.4

头部：2.4/2.7 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端内侧骨折  
Head: Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw, Stem:  $\Phi$ 3.5 mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm  
Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture.



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	58	4180703058
左 4 孔 left 4 holes	71	4180704071
左 5 孔 left 5 holes	84	4180705084
左 6 孔 left 6 holes	97	4180706097
左 7 孔 left 7 holes	110	4180707110
左 8 孔 left 8 holes	123	4180708123
左 9 孔 left 9 holes	136	4180709136
右 3 孔 right 3 holes	58	4180803058
右 4 孔 right 4 holes	71	4180804071
右 5 孔 right 5 holes	84	4180805084
右 6 孔 right 6 holes	97	4180806097
右 7 孔 right 7 holes	110	4180807110
右 8 孔 right 8 holes	123	4180808123
右 9 孔 right 9 holes	136	4180809136

备注：A2

### 肱骨远端内侧 | 接骨板

#### Distal Medial Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	3	11	11

配有 3.5 锁定螺钉 / 3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  
Used for distal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	80	373501002
6 孔 6 holes	106	373502002
8 孔 8 holes	132	373503002
10 孔 10 holes	158	373504002
12 孔 12 holes	184	373505002

### 肱骨远端外侧 | 接骨板

#### Distal Lateral Humeral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	15	11

头部：2.7 锁定螺钉，干部：3.5 锁定螺钉 / 3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw, stem: Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/  
 $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal lateral humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	20200365
左 5 孔 left 5 holes	90	20200366
左 7 孔 left 7 holes	116	20200367
左 9 孔 left 9 holes	142	20200368
左 11 孔 left 11 holes	168	373411002
左 14 孔 left 14 holes	207	373405002
右 3 孔 right 3 holes	64	20200369
右 5 孔 right 5 holes	90	20200370
右 7 孔 right 7 holes	116	20200371
右 9 孔 right 9 holes	142	20200372
右 11 孔 right 11 holes	168	373412002
右 14 孔 right 14 holes	207	373410002



备注：A1, P027(A2)、P028(A2) 可替

### 肱骨远端外侧 I 接骨板

#### Distal Lateral Humeral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14	11

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端外侧骨折  
 Head: Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw, Stem:  $\Phi$ 3.5 mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	4178703064
左 4 孔 left 4 holes	77	4178704077
左 5 孔 left 5 holes	90	4178705090
左 6 孔 left 6 holes	103	4178706103
左 7 孔 left 7 holes	116	4178707116
左 8 孔 left 8 holes	129	4178708129
左 9 孔 left 9 holes	142	4178709142
右 3 孔 right 3 holes	64	4178803064
右 4 孔 right 4 holes	77	4178804077
右 5 孔 right 5 holes	90	4178805090
右 6 孔 right 6 holes	103	4178806103
右 7 孔 right 7 holes	116	4178807116
右 8 孔 right 8 holes	129	4178808129
右 9 孔 right 9 holes	142	4178809142

备注: A2



### 肱骨远端外侧 I 接骨板

#### Distal Lateral Humeral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	20.7	11.2

头部: 2.4/2.7 万向钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端外侧骨折  
 Head: Used with  $\Phi$ 2.4/2.7 mm locking screw, Stem:  $\Phi$ 3.5 mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	64	4851103064
4 孔左 left 4 holes	77	4851104077
5 孔左 left 5 holes	90	4851105090
6 孔左 left 6 holes	103	4851106103
7 孔左 left 7 holes	116	4851107116
8 孔左 left 8 holes	129	4851108129
9 孔左 left 9 holes	142	4851109142
3 孔右 right 3 holes	64	4851203064
4 孔右 right 4 holes	77	4851204077
5 孔右 right 5 holes	90	4851205090
6 孔右 right 6 holes	103	4851206103
7 孔右 right 7 holes	116	4851207116
8 孔右 right 8 holes	129	4851208129
9 孔右 right 9 holes	142	4851209142

备注: A2



### 肱骨远端外侧 III 接骨板

#### Distal Lateral Humeral Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	15	11

头部: 2.7 锁定螺钉, 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于肱骨远端外侧骨折  
Head: used with  $\Phi 2.7$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal lateral humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	20200373
左 5 孔 left 5 holes	90	20200374
左 7 孔 left 7 holes	116	20200375
左 9 孔 left 9 holes	142	20200376
左 11 孔 left 11 holes	168	374011002
左 14 孔 left 14holes	207	374005002
右 3 孔 right 3 holes	64	20200377
右 5 孔 right 5 holes	90	20200378
右 7 孔 right 7 holes	116	20200379
右 9 孔 right 9 holes	142	20200380
右 11 孔 right 11 holes	168	374012002
右 14 孔 right 14 holes	207	374010002

备注: A1, P030(A2)、P031(A2) 可替

### 肱骨远端外侧 III 接骨板

#### Distal Lateral Humeral Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端外侧骨折  
Used with  $\Phi 3.5$  mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	4488703064
左 4 孔 left 4 holes	77	4488704077
左 5 孔 left 5 holes	90	4488705090
左 6 孔 left 6 holes	103	4488706103
左 7 孔 left 7 holes	116	4488707116
左 8 孔 left 8 holes	129	4488708129
左 9 孔 left 9 holes	142	4488709142
右 3 孔 right 3 holes	64	4488803064
右 4 孔 right 4 holes	77	4488804077
右 5 孔 right 5 holes	90	4488805090
右 6 孔 right 6 holes	103	4488806103
右 7 孔 right 7 holes	116	4488807116
右 8 孔 right 8 holes	129	4488808129
右 9 孔 right 9 holes	142	4488809142

备注: A2

### 肱骨远端外侧 III 接骨板 Distal Lateral Humeral Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	2.6	14.4	11.4

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端骨折  
Head: Used with  $\Phi 2.4/2.7$  mm locking screw, Stem: 3.5 mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for distal humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	64	4852103064
4 孔左 left 4 holes	77	4852104077
5 孔左 left 5 holes	90	4852105090
6 孔左 left 6 holes	103	4852106103
7 孔左 left 7 holes	116	4852107116
8 孔左 left 8 holes	129	4852108129
9 孔左 left 9 holes	142	4852109142
3 孔右 right 3 holes	64	4852203064
4 孔右 right 4 holes	77	4852204077
5 孔右 right 5 holes	90	4852205090
6 孔右 right 6 holes	103	4852206103
7 孔右 right 7 holes	116	4852207116
8 孔右 right 8 holes	129	4852208129
9 孔右 right 9 holes	142	4852209142

备注: A2

### 肱骨远端叉型接骨板 Distal Humeral Condyle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	57.5	11

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉, 适用于肱骨髁骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$  mm locking screw, Used for humeral condyle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	88	371301002
左 5 孔 left 5 holes	120	371302002
左 6 孔 left 6 holes	136	371303002
右 3 孔 right 3 holes	88	371304002
右 5 孔 right 5 holes	120	371305002
右 6 孔 right 6 holes	136	371306002

尺骨鹰嘴 I 接骨板  
Olecranon Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3	15	10

头部: 3.5mm 锁定螺钉, 干部: 3.5mm 锁定螺钉 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	20200381
左 4 孔 left 4 holes	106	20200382
左 6 孔 left 6 holes	132	20200383
左 8 孔 left 8 holes	158	20200384
左 10 孔 left 10 holes	184	20200385
左 12 孔 left 12 holes	210	20200386
右 2 孔 right 2 holes	80	20200387
右 4 孔 right 4 holes	106	20200388
右 6 孔 right 6 holes	132	20200389
右 8 孔 right 8 holes	158	20200390
右 10 孔 right 10 holes	184	20200391
右 12 孔 right 12 holes	210	20200392

备注: A1, P034(A2) 可替



尺骨鹰嘴 I 接骨板  
Olecranon Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2.9	14.8	10

头部: 3.5mm 锁定螺钉, 干部: 3.5mm 锁定螺钉 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	4419702080
左 4 孔 left 4 holes	106	4419704106
左 6 孔 left 6 holes	132	4419706132
左 8 孔 left 8 holes	158	4419708158
左 10 孔 left 10 holes	184	4419710184
左 12 孔 left 12 holes	210	4419712210
右 2 孔 right 2 holes	80	4419802080
右 4 孔 right 4 holes	106	4419804106
右 6 孔 right 6 holes	132	4419806132
右 8 孔 right 8 holes	158	4419808158
右 10 孔 right 10 holes	184	4419810184
右 12 孔 right 12 holes	210	4419812210

备注: A2

### 前臂直型 接骨板

#### Straight Reconstruction Plate



厚度  
thickness

宽度  
width

3.3

10

配用 3.5 低切迹螺钉、3.5 平头锁定钉，适用于尺骨截骨术  
Used with  $\Phi$ 3.5mm Low cut screw,  $\Phi$ 3.5mm Flat head locking nail, Suitable for ulna osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	86	20300486

备注：20305 尺骨截骨器械清单

### 尺骨鹰嘴IV 接骨板

#### Olecranon Shaped Plate IV

钢板头部厚度  
head thickness

钢板干部厚度  
stem thickness

钢板头部宽度  
head width

钢板干部宽度  
stem width

/

3

10

10

配用 3.5mm 锁定螺钉，3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于尺骨鹰嘴骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 left 3 holes	52	4812003060
4 孔 left 4 holes	63.5	4812004072
5 孔 left 5 holes	77.5	4812005086
6 孔 left 6 holes	91.5	4812006100
7 孔 left 7 holes	105.5	4812007114
8 孔 left 8 holes	119.5	4812008128



### 多孔解剖型 I 接骨板

#### Proximal Ulna Plate I

钢板头部厚度  
head thickness

钢板干部厚度  
stem thickness

钢板头部宽度  
head width

钢板干部宽度  
stem width

1.7

1.2

/

6

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉，适用于尺骨冠状突骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	31	4131705031
右 5 孔 right 5 holes	31	4131805031
左 6 孔 left 6 holes	35.5	4132706035
右 6 孔 right 6 holes	35.5	4132806035



### 斜 T 型接骨板

#### T-Oblique Plate

钢板头部厚度  
head thickness

钢板干部厚度  
stem thickness

钢板头部宽度  
head width

钢板干部宽度  
stem width

2

2

14

8.5

头部：2.0 锁定钉，干部：2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉，适用于尺骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Stem: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	45	4746103045
5 孔左 left 5 holes	66	4746105066
3 孔右 right 3 holes	45	4746203045
5 孔右 right 5 holes	66	4746205066





### 2.0Y型II接骨板 2.0 Y-Shaped Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	5.1	5.1

配用 2.0 锁定螺钉、2.0 普通螺钉，适用于尺骨远端骨折  
used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	50	20200393

备注: A1, P037(A2) 可替

### 微Y型接骨板 Micro Y-type Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
/	1.3	4	5

配用 2.0 锁定钉 / 2.0 普通钉，适用于尺骨茎突骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	46	4813008046

备注: A2



### T型支持接骨板 T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	15.7	8.3

头部: 2.4mm 锁定螺钉, 干部: 2.4 锁定螺钉 / 2.7mm 普通螺钉, 适用于桡骨小头骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	30	20200394
8 孔 8 holes	40	20200395
9 孔 9 holes	50	20200396

备注: A1, P038(A2) 可替



### T型支持接骨板 T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	15.3	8.3

头部: 2.4 锁定钉, 干部: 2.4 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用于桡骨小头骨折  
Head:  $\Phi$ 2.4 mm locking screw, Stem:  $\Phi$ 2.4/2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	30	4413607030
8 孔 8 holes	40	4413608040
9 孔 9 holes	50	4413609050

备注: A2



### 微 L 型 I 接骨板

#### Micro L-type Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.8	1.8	15.4	8.7

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨小头骨折  
used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	37	4797103037
4 孔左 left 4 holes	46	4797104046
5 孔左 left 5 holes	55	4797105055
3 孔右 right 3 holes	37	4797203037
4 孔右 right 4 holes	46	4797204046
5 孔右 right 5 holes	55	4797205055

### 微 T 型 II 接骨板

#### 2.4 T-Shaped Proximal Radius Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	1.8	18	8.7

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨小头骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	31	4808003031
5 孔 5 holes	46	4808005046



### 窄直型 II 接骨板

#### Straight Narrow Plate II



### 窄直型 II 接骨板

#### Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于尺、桡骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	56	371801002
5 孔 5 holes	69	20200397
6 孔 6 holes	82	20200398
7 孔 7 holes	95	20200399
8 孔 8 holes	108	20200400
9 孔 9 holes	121	20200401
10 孔 10 holes	134	20200402
12 孔 12 holes	160	20200403

备注: A1, P040(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于尺、桡骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	56	20200697
5 孔 5 holes	69	20200698
6 孔 6 holes	82	20200699
7 孔 7 holes	95	20200700
8 孔 8 holes	108	20200701
9 孔 9 holes	121	20200702
10 孔 10 holes	134	20200703
12 孔 12 holes	160	20200704

备注: A2

桡骨远端掌侧 II 接骨板  
Distal Volar Radius Locking Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板干部宽度 stem width	
1	2.5	9.5	

头部: 2.4/2.7 锁定螺钉; 干部: 3.5 普通 / 锁定螺钉, 适用桡骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	钢板头部宽度 head width	产品编码 Product Code
左 6-3 孔 left 6-3 holes	51.5	21	20300634
左 6-5 孔 left 6-5 holes	67.5	21	20300635
左 7-3 孔 left 7-3 holes	51.5	25	20300638
左 7-5 孔 left 7-5 holes	67.5	25	20300639
左 7-3 孔 left 7-3 holes	50.8	29	20300642
左 7-5 孔 left 7-3 holes	66.8	29	20300643
右 6-3 孔 right 6-3 holes	51.5	21	20300636
右 6-5 孔 right 6-5 holes	67.5	21	20300637
右 7-3 孔 right 7-3 holes	51.5	25	20300640
右 7-5 孔 right 7-5 holes	67.5	25	20300641
右 7-3 孔 right 7-3 holes	50.8	29	20300644
右 7-5 孔 right 7-5 holes	66.8	29	20300645

备注: A1, P042、P043、P044、(A2) 可替

桡骨远端掌侧 II  
Distal Volar Radius Locking Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	21	9.5

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	51.5	4809103055
4 孔左 left 4holes	59.5	4809104060
5 孔左 left 5 holes	67.5	4809105068
6 孔左 left 6 holes	75.5	4809106076
7 孔左 left 7 holes	83.5	4809107084
8 孔左 left 8 holes	91.5	4809108092
3 孔右 right 3 holes	51.5	4809203055
4 孔右 right 4 holes	59.5	4809204060
5 孔右 right 5 holes	67.5	4809205068
6 孔右 right 6 holes	75.5	4809206076
7 孔右 right 7 holes	83.5	4809207084
8 孔右 right 8 holes	91.5	4809208092

备注: A2

### 桡骨远端掌侧 II

#### Distal Volar Radius Locking Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	25	9.3

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	51.5	4810103055
4 孔左 left 4 holes	59.5	4810104060
5 孔左 left 5 holes	67.5	4810105068
6 孔左 left 6 holes	75.5	4810106076
7 孔左 left 7 holes	83.5	4810107084
8 孔左 left 8 holes	91.5	4810108092
3 孔右 right 3 holes	51.5	4810203055
4 孔右 right 4 holes	59.5	4810204060
5 孔右 right 5 holes	67.5	4810205068
6 孔右 right 6 holes	75.5	4810206076
7 孔右 right 7 holes	83.5	4810207084
8 孔右 right 8 holes	91.5	4810208092

备注: A2

### 桡骨远端掌侧

#### Distal Volar Radius Locking Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	29	9.3

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	50.5	4811103055
4 孔左 left 4 holes	58.5	4811104059
5 孔左 left 5 holes	66.5	4811105067
6 孔左 left 6 holes	74.5	4811106075
7 孔左 left 7 holes	82.5	4811107083
8 孔左 left 8 holes	90.5	4811108091
3 孔右 right 3 holes	50.5	4811203055
4 孔右 right 4 holes	58.5	4811204059
5 孔右 right 5 holes	66.5	4811205067
6 孔右 right 6 holes	74.5	4811206075
7 孔右 right 7 holes	82.5	4811207083
8 孔右 right 8 holes	90.5	4811208091

备注: A2

### 桡骨远端掌侧 II 接骨板 (大) (万向)

Distal Volar Radius Locking Plate II (Large) (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	22.8	8.5

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw (Polyaxial), stem: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6-2 孔 left 6-2 holes	47.5	20300571
右 6-2 孔 right 6-2 holes	47.5	20300573
左 6-3 孔 left 6-3 holes	55.5	20300572
右 6-3 孔 right 6-3 holes	55.5	20300574
左 6-4 孔 left 6-4 holes	66.5	20300654
右 6-4 孔 right 6-4 holes	66.5	20300656
左 6-5 孔 left 6-5 holes	74.5	20300655
右 6-5 孔 right 6-5 holes	74.5	20300657

备注: A1, P046(A2) 可替

### 桡骨远端掌侧 II 接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.4	22	8

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.4/2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw (polyaxial), stem: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	55	4823103055
4 孔左 left 4 holes	66	4823104063
5 孔左 left 5 holes	74	4823105071
7 孔左 left 7 holes	90	4823107087
9 孔左 left 9 holes	106	4823109103
3 孔右 left 3 holes	55	4823203052
4 孔右 right 4 holes	66	4823204063
5 孔右 right 5 holes	74	4823205071
7 孔右 right 7 holes	90	4823207087
9 孔右 right 9 holes	106	4823209103

备注: A2



### 桡骨远端掌侧 II 接骨板 (小) (万向)

Distal Volar Radius Locking Plate II (Small) (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	20.1	8.5

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw(Polyaxial), stem: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6-2 孔 left 6-2 holes	44	20300567
右 6-2 孔 right 6-2 holes	44	20300569
左 6-3 孔 left 6-3 holes	52	20300568
右 6-3 孔 right 6-3 holes	52	20300570
左 6-4 孔 left 6-4 holes	63	20300563
右 6-4 孔 right 6-4 holes	63	20300565
左 6-5 孔 left 6-5 holes	71	20300564
右 6-5 孔 right 6-5 holes	71	20300566

### 桡骨远端掌侧 II 接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.4	25.5	8

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw(polyaxial), stem: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	55	20300023
3 孔右 right 3 holes	55	20300024
4 孔左 left 4 holes	66	20300026
4 孔右 right holes	66	20300027
5 孔左 left 5 holes	74	20300028
5 孔右 right 5 holes	74	20300029
7 孔左 left 7 holes	90	20300030
7 孔右 right 7 holes	90	20300031
9 孔左 left 9 holes	106	20300032
9 孔右 right 4 holes	106	20300033



### 小 T 型接骨板

#### T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	24	10

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5$ / $\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	20200404
3-5 孔 3-5 holes	67	20200405

备注: A1, P049(A2) 可替



### 小 T 型接骨板

#### T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	24	10

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head:  $\Phi 3.5$  mm locking screw, Stem:  $\Phi 3.5$ mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	4527603047
3-5 孔 3-5 holes	67	4527605067

备注: A2

### 直型重建 I

#### Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3.2	8.5	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5 皮质骨螺钉, 适用于前臂骨折骨折  
Used with  $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔	83	20300150
8 孔	108	20300149
10 孔	133	20300148
12 孔	159	20300147

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3.2	8.5	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5 皮质骨螺钉, 适用于前臂骨折骨折  
Used with  $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔	81	20300151
7 孔	96	20300152
8 孔	107	20300153
9 孔	122	20300154
10 孔	135	20300155
12 孔	159	20300156

### 前臂直型

#### Reconstruction Plate II

### 小 T 型接骨板

#### T Mini Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	31	10


头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5$ mm locking,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4-4 孔 4-4 holes	58	20200412
4-6 孔 4-6 holes	78	20200413

备注: A1, P051(A2) 可替

### 小 T 型接骨板

#### T Mini Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	31	10

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head:  $\Phi 3.5$  mm locking screw, Stem:  $\Phi 3.5$ mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4-4 孔 4-4 holes	58	4528604058
4-6 孔 4-6 holes	78	4528606078

备注: A2

### 小 T 型接骨板

#### T Mini Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	26	11.5

头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4/2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉. 适用桡骨远端及桡骨骨干骨折  
Head: used with  $\Phi 2.4$  mm locking screw, stem: used with  $\Phi 2.4/2.7$  mm locking screw,  $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for distal radius and radius diaphyses fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4-4 孔 4-4 holes	59.5	20300646
4-6 孔 4-6 holes	79.5	20300647
4-8 孔 4-8 holes	99.5	3799308099
4-10 孔 4-10 holes	119.5	3799310119

### 斜 T 型接骨板

#### T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	24	10

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5$ mm locking,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-3 孔 left 3-3 holes	52	371601002
左 3-4 孔 left 3-4 holes	63	371602002
左 3-5 孔 left 3-5 holes	74	371603002
右 3-3 孔 right 3-3 holes	52	371604002
右 3-4 孔 right 3-4 holes	63	371605002
右 3-5 孔 right 3-5 holes	74	371606002

桡骨远端 II 接骨板  
Distal Radius Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	25.5	9

头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用桡骨远端骨折 Head: used with Φ2.4mm locking screw, stem: used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 9-3 孔 left 9-3 holes	50.5	20200406
左 9-4 孔 left 9-4 holes	59.5	20200407
左 9-5 孔 left 9-5 holes	68.5	20200408
右 9-3 孔 right 9-3 holes	50.5	20200409
右 9-4 孔 right 9-4 holes	59.5	20200410
右 9-5 孔 right 9-5 holes	68.5	20200411

备注: A1, P053(A2) 可替

桡骨远端 IV  
Distal Volar Radius Locking Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	2	26.4	9

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折  
Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	50	4817103055
左 4 孔 left 4 holes	59	4817104064
左 5 孔 left 5 holes	68	4817105073
左 7 孔 left 7 holes	86	4817107091
左 9 孔 left 9 holes	104	4817109109
右 3 孔 right 3 holes	50	4817203055
右 4 孔 right 4 holes	59	4817204064
右 5 孔 right 5 holes	68	4817205073
右 7 孔 right 7 holes	86	4817207091
右 9 孔 right 9 holes	104	4817209109

备注: A2

桡骨远端背侧 L 型  
接骨板 (万向)  
L-Shaped Distal Lateral  
Radius Plate (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11.1	6.3

头部: 2.4 万向螺钉; 干部: 2.4 万向螺钉、2.7 普通螺钉, 适用桡骨远端背侧骨折  
Head: used with Φ2.4mm Locking Screw(Polyaxial), stem: used with Φ2.4mm Locking Screw(Polyaxial), Φ2.7mm Ti-Screw, Used for distal lateral radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-5 孔 left 2-5 holes	40	20300650
左 2-6 孔 left 2-6 holes	49	20300651
右 2-5 孔 right 2-5 holes	40	20300652
右 2-6 孔 right 2-6 holes	49	20300653

备注: A1, P054(A2) 可替

微 L 型 II 接骨板  
Micro L-type Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11.5	6.3

头部: 2.4 万向锁定钉, 干部: 2.4 万向锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端背侧骨折。  
Head: used with Φ2.4mm locking screw(Polyaxial), Stem: used with Φ2.4mm locking screw(Polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, Used for distal lateral radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	40	4854105040
6 孔左 left 6 holes	49	4854106049
5 孔右 right 5 holes	40	4854205040
6 孔右 right 6 holes	49	4854206049

备注: A2

桡骨远端外侧接骨板  
(万向)

L-Shaped Distal Lateral Radius Plate (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3

配用 2.4 万向螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端外侧骨折  
Used with Φ2.4mm Locking Screw(Polyaxial), Φ2.7mm Ti-Screw,  
Used for distal lateral radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	49	20300648
6 孔 6 holes	57	20300649

备注: A1, P055(A2) 可替

微弧形 I 接骨板  
Micro arc Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3

配用 2.4 万向锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端外侧骨折  
Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	49.5	4853005049
6 孔 6 holes	57.5	4853006057

备注: A2

桡骨远端背侧 L 型接骨板

L-Shaped Distal Dorsal L Radius Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11	6.3

头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4 锁定螺钉、2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head: used with Φ2.4 mm locking screw, stem: used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm  
Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	40	20200416
左 2-4 孔 left 2-4 holes	49	20200417
右 2-3 孔 right 2-3 holes	40	20200418
右 2-4 孔 right 2-4 holes	49	20200419

备注: A1, P056(A2) 可替

桡骨远端背侧 L 型接骨板

Distal Dorsal L Radius Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11	6.3

头部: 2.4 锁定钉, 干部: 2.4 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端骨折  
Head: Φ2.4 mm locking screw, Stem: Φ2.4mm locking screw, 2.7mm Ti-Screw, Used for  
distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 left 2-3 孔 直角	40	4415703040
左 left 2-4 孔 直角	49	4415704049
右 right 2-3 孔 直角	40	4415803040
右 right 2-4 孔 直角	49	4415804049

备注: A2



### 桡骨远端外侧接骨板

#### Distal Lateral Radius Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3

配用 2.4mm 锁定螺钉, 2.7mm 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4 mm locking screw,  $\Phi$ 2.7 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	48	20200414
6 孔 6 holes	57	20200415



备注: A1, P057(A2) 可替

### 桡骨远端外侧接骨板

#### Distal Lateral Radius Plate

钢板干部宽度 head width	钢板干部厚度 stem thickness
6.25	1.6

配用 2.4 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	4519605048
6 孔 6 holes	57.5	4519606057



备注: A2

### 直型重建 I

#### Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3.7	6.7	11.4

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合  
Used with  $\Phi$ 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, 2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
9 孔 9 holes	118	4814009118

### 直型重建 II

#### Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.1	3.6	6.7	11

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合  
Used with  $\Phi$ 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, 2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
9 孔 9 holes	117	4815009117

### 前臂直型

#### Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	2.1	7.8	12.7

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合  
Used with  $\Phi$ 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, 2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
9 孔 9 holes	112	4816009112



### 3.5 直型重建 I 接骨板 3.5 Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配有 3.5/4.0mm 普通螺钉 / 3.5mm 锁定螺钉, 适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	46	20200420
5 孔 5 holes	58	20200421
6 孔 6 holes	70	20200422
7 孔 7 holes	82	20200423
8 孔 8 holes	94	20200424
10 孔 10 holes	118	20200425
12 孔 12 holes	142	20200426
14 孔 14 holes	166	20200427
16 孔 16 holes	190	20200428

备注: A1, P060(A2) 可替



### 3.5 直型重建 I 接骨板 3.5 Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配有 3.5mm 锁定螺钉, 适用于锁骨、骨盆骨折

Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for clavicle fractures/pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	46	4174604046
5 孔 5 holes	58	4174605058
6 孔 6 holes	70	4174606070
7 孔 7 holes	82	4174607082
8 孔 8 holes	94	4174608094
10 孔 10 holes	118	4174610118
12 孔 12 holes	142	4174612142
14 孔 14 holes	166	4174614166
16 孔 16 holes	190	4174616190

备注: A2

### 3.5 弧形重建 | 接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, Used for pelvis/acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	48	20200429
5 孔 5 holes	60	20200430
6 孔 6 holes	72	20200431
7 孔 7 holes	84	20200432
8 孔 8 holes	95	20200433
10 孔 10 holes	117	20200434
12 孔 12 holes	137	20200435

备注: A1, P061(A2) 可替

### 3.5 弧形重建 | 接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5 锁定钉, 适用于骨盆骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	48	4166604048
5 孔 5 holes	60	4166605060
6 孔 6 holes	72	4166606072
7 孔 7 holes	83.5	4166607083
8 孔 8 holes	95	4166608095
10 孔 10 holes	117	4166610117
12 孔 12 holes	137	4166612137

备注: A2

### 直型重建 | 接骨板

#### Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.9	3.9	10	10

配用 3.5 锁定钉, 适用于锁骨、骨盆骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for clavicle fractures/pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	39	4476603039
4 孔 4 holes	52	4476604052
5 孔 5 holes	65	4476605065
6 孔 6 holes	78	20200513
7 孔 7 holes	91	4476607091
8 孔 8 holes	104	4476608104
9 孔 9 holes	117	4476609117
10 孔 10 holes	130	4476610130
11 孔 11 holes	143	4476611143
12 孔 12 holes	156	20200514
13 孔 13 holes	169	4476613169
14 孔 14 holes	182	4476614182
15 孔 15 holes	195	4476615195
16 孔 16 holes	208	4476616208
18 孔 18 holes	234	4476618234
20 孔 20 holes	260	4476620260

### 3.5 弧形重建 II 接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板干部宽度  
stem width

10

钢板干部厚度  
stem thickness

3

配有 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	76	4525606076
8 孔 8 holes	99	4525608099
10 孔 10 holes	120	4525610120
12 孔 12 holes	138.5	4525612138
14 孔 14 holes	154.5	4525614154
16 孔 16 holes	167.5	4525616167

### 3.5 弧形重建 III 接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate III



钢板干部宽度  
stem width

10

钢板干部厚度  
stem thickness

3

配有 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	76.5	4526606076
8 孔 8 holes	100.5	4526608100
10 孔 10 holes	123	4526610123
12 孔 12 holes	144	4526612144
14 孔 14 holes	163	4526614163
16 孔 16 holes	179.5	4526616179

### 3.5 弧形重建 II 接骨板

#### (髋髂关节复位)

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II (Embolia of Iliac Joint)



钢板头部厚度  
head thickness

4

钢板干部厚度  
stem thickness

4

钢板头部宽度  
head width

13.5

钢板干部宽度  
stem width

13.5

配有 3.5 锁定螺钉，适用于髋髂  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw. Used for embolia of iliac joint

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	124	20200436
6 孔 6 holes	134	20200437
6 孔 6 holes	144	20200438

备注: A1, P064(A2) 可替

### 3.5 弧形重建 II 接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板干部宽度  
stem width

13.5

钢板干部厚度  
stem thickness

4

配有 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 holes L124	123.5	20200516
6 孔 holes L134	133.5	20200517
6 孔 holes L144	143.5	20200518

备注: A2

股骨近端IV接骨板  
Proximal Femoral Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.8	5.7	29	18

头部: 6.5 小头锁定钉; 干部: 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用股骨近端骨折  
Head: used with Φ6.5mm Locking Screw (HB 6.5, Low Profile, Cannulated), stem: used with Φ5.0mm locking screw, Φ4.5mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	120	4801103120
4 孔左 left 4 holes	138	4801104138
5 孔左 left 5 holes	156	4801105156
6 孔左 left 6 holes	174	4801106174
7 孔左 left 7 holes	192	4801107192
8 孔左 left 8 holes	210	4801108210
9 孔左 left 9 holes	228	4801109228
10 孔左 left 10 holes	246	4801110246
11 孔左 left 11 holes	264	4801111264
12 孔左 left 12 holes	282	4801112282
13 孔左 left 13 holes	300	4801113300
3 孔右 right 3 holes	120	4801203120
4 孔右 right 4 holes	138	4801204138
5 孔右 right 5 holes	156	4801205156
6 孔右 right 6 holes	174	4801206174
7 孔右 right 7 holes	192	4801207192
8 孔右 right 8 holes	210	4801208210
9 孔右 right 9 holes	228	4801209228
10 孔右 right 10 holes	246	4801210246
11 孔右 right 11 holes	264	4801211264
12 孔右 right 12 holes	282	4801212282
13 孔右 right 13 holes	300	4801213300

股骨近端II接骨板  
Proximal Femoral Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	6	25	17.5

头部: 6.5mm 空心锁定螺钉, 6.5 锁定螺钉, 干部: 4.5/6.5mm 普通螺钉 /5.0 锁定螺钉, 股骨近端骨折  
Head: used with Φ6.5mm locking screw (cannulated), Φ6.5mm locking screw, stem: used with Φ4.5/Φ6.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw, Used for proximal femur fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	119	20200439
左 6 孔 left 6 holes	155	20200440
左 8 孔 left 8 holes	191	20200441
左 10 孔 left 10 holes	227	20200442
左 12 孔 left 12 holes	263	20200443
右 4 孔 right 4 holes	119	20200444
右 6 孔 right 6 holes	155	20200445
右 8 孔 right 8 holes	191	20200446
右 10 孔 right 10 holes	227	20200447
右 12 孔 right 12 holes	263	20200448

### 股骨近端 I 接骨板 (大)

#### Proximal Femoral Plate I (Large)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5.8	5.8	30	14

头部: 6.5 锁定螺钉 (内六方 S=4.5); 干部: 5.0 锁定螺钉, 适用股骨近端骨折  
Head: used with  $\Phi 6.5$ mm locking screw (Inner hexagon: S=4.5), stem: used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw, Used for proximal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 4 孔 right 4 holes	50	20200450
左 4 孔 left 4 holes	50	20200449



### 股骨近端 I 接骨板 (小)

#### Proximal Femoral Plate I (Small)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5.8	5.8	26	14

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 4 孔 right 4 holes	43	3702202043
左 4 孔 left 4 holes	43	3702102043

### DHS(LCP) 接骨板

#### DHS(LCP) Plate

钢板厚度 head thickness	钢板宽度 head width
5.5	19

头部: 空心加压螺钉, 干部: 5.0 锁定螺钉 /4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨近端骨折  
Head: used with cannulated compression screw, stem: used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw,  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture

规格 Description	角度 Angle	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	角度 Angle	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	135°	82	360401000	3 孔 3 holes	130°	82	360501000
4 孔 4 holes	135°	100	360402000	4 孔 4 holes	130°	100	360502000
5 孔 5 holes	135°	118	360403000	5 孔 5 holes	130°	118	360503000
6 孔 6 holes	135°	136	360404000	6 孔 6 holes	130°	136	360504000
7 孔 7 holes	135°	154	360405000	7 孔 7 holes	130°	154	360505000
8 孔 8 holes	135°	172	360406000	8 孔 8 holes	130°	172	360506000
9 孔 9 holes	135°	190	360407000	9 孔 9 holes	130°	190	360507000
10 孔 10 holes	135°	208	360408000	10 孔 10 holes	130°	208	360508000
11 孔 11 holes	135°	226	360409000	11 孔 11 holes	130°	226	360509000
12 孔 12 holes	135°	244	360410000	12 孔 12 holes	130°	244	360510000





股骨颈角度板  
Tibia Intramedullary Nail VI

规格 Description	产品编码 Product Code
2 孔 130°	21800001
1 孔 130°	21800002



主钉  
Cannulated Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
75	21800015	105	21800021
80	21800016	110	21800022
85	21800017	115	21800023
90	21800018	120	21800024
95	21800019	125	21800025
100	21800020	130	21800026

防旋螺钉  
Locking Screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code
75	21800003
80	21800004
85	21800005
90	21800006
95	21800007
100	21800008
105	21800009
110	21800010
115	21800011
120	21800012
125	21800013
130	21800014

锁定螺钉  
Locking Screw



规格 Description	产品编码 Product Code
30	21800027
32	21800028
34	21800029
36	21800030
38	21800031
40	21800032
42	21800033
44	21800034
46	21800035
48	21800036
50	21800037
55	21800038
60	21800039



### 股骨近端III接骨板 Proximal Femoral Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	5.8	26.6	18.8

配用  $\Phi 5.0$  锁定螺钉, 适用适用于假体周围骨折、复杂长度骨折。  
Used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw .  
Used for femoral prosthesis fractures, proximal femoral comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 2 holes	106	4843103106
5 孔左 left 4 holes	156	4843105156
7 孔左 left 6 holes	206	4843107206
9 孔左 left 8 holes	256	4843109256
11 孔左 left 10 holes	306	4843111306
3 孔右 right 2 holes	106	4843203106
5 孔右 right 4 holes	156	4843205156
7 孔右 right 6 holes	206	4843207206
9 孔右 right 8 holes	256	4843209256
11 孔右 right 10 holes	306	4843211306

### 直型重建II接骨板 Straight Wide Platell



钢板干部厚度 stem thickness	钢板干部宽度 stem width
5.6	17.6

配用 5.0mm 锁定螺钉, 适用于假体周围骨折、复杂长度骨折  
Used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw,  
Used for femoral prosthesis fractures, proximal femoral comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	162	4864006162
8 孔 8 holes	212	4864008212
10 孔 10 holes	262	4864010262

螺钉杆直径 Shifter Diameter	梅花槽 Torx	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
5	T25	4.3

与线缆锁定板配合使用  
Used with cable locking board

规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 5.0 \times 12$	3945605012
$\Phi 5.0 \times 14$	3945605014
$\Phi 5.0 \times 16$	3945605016
$\Phi 5.0 \times 18$	3945605018

### 锁定螺钉 Locking Screw



### 4.5 宽型接骨板 4.5 Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6	6	16.5	16.5

配用 4.5mm 普通螺钉, 适用于股骨干粉碎性骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	187	21000031
8 孔 8 holes	246	21000032
10 孔 10 holes	305	21000033

备注: A1, P073(A2) 可替

### 直型重建 II 型接骨板 4.5 Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6	6	16.5	16.5

配用 4.5mm 普通螺钉, 适用于股骨干缆捆绑骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	187	4839006187
8 孔 8 holes	246	4839008246
10 孔 10 holes	305	4839010290

备注: A2



### 圆头缆索 Round Cable

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
$\phi$ 1.0 $\times$ 520	520	7101610520
$\phi$ 1.3 $\times$ 520	520	7101613520
$\phi$ 1.7 $\times$ 520	520	7103617520



### 枕形锁紧扣 I Shaped crimp I

配合  $\phi$ 1.0/ $\phi$ 1.3/ $\phi$ 1.7 缆索使用  
Used with  $\phi$ 1.0/ $\phi$ 1.3/ $\phi$ 1.7 cables.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
$\phi$ 1.0	8	7102610000
$\phi$ 1.3	8	7102613000
$\phi$ 1.7	8	7102617000

宽直型接骨板  
Straight Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18

配有 4.5/6.5mm 普通螺钉 / 5.0mm 锁定螺钉, 适用于股骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5 / 6.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for femoral diaphysis fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	136	20200451	11 孔 11 holes	208	20200455
8 孔 8 holes	154	20200452	12 孔 12 holes	226	20200456
9 孔 9 holes	172	20200453	14 孔 14 holes	262	20200457
10 孔 10 holes	190	20200454			

备注: A1, P075(A2) 可替



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18

配有 5.0 锁定钉 / 4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	136	4405607136	11 孔 11 holes	208	4405611208
8 孔 8 holes	154	4405608154	12 孔 12 holes	226	4405612226
9 孔 9 holes	172	4405609172	14 孔 14 holes	262	4405614262
10 孔 10 holes	190	4405610190			

备注: A2

宽直型接骨板  
Straight Wide Plate

宽直型接骨板  
Straight Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18

配有 4.5/6.5mm 普通螺钉, 5.0mm 锁定螺钉, 适用于股骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5/  $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for femoral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
12 孔 12 holes	229	20200458
14 孔 14 holes	265	20200459
16 孔 16 holes	300	20200460
18 孔 18 holes	336	20200461

备注: A1, P076(A2) 可替



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18

配有 5.0 锁定钉 / 4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
12 孔 12 holes	229	4406612229
14 孔 14 holes	265	4406614265
16 孔 16 holes	300	4406616300
18 孔 18 holes	336	4406618336

备注: A2

宽直型接骨板  
Straight Wide Plate

### 股骨远端 II 接骨板

#### Distal Femoral Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	6	33	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	153	20300579
左 7 孔 left 7 holes	193.5	20300580
左 9 孔 left 9 holes	233	20300581
左 11 孔 left 11 holes	273	20300582
左 13 孔 left 13 holes	313	20300583
右 5 孔 right 5 holes	153	20300584
右 7 孔 right 7 holes	193.5	20300585
右 9 孔 right 9 holes	233	20300586
右 11 孔 right 11 holes	273	20300587
右 13 孔 right 13 holes	313	20300588

备注：A1, P078(A2) 可替

### 股骨远端外侧接骨板

#### Distal Femoral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	5.6	32	16

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用股骨远端外侧骨折  
used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	160	4802105160
6 孔左 left 6 holes	180	4802106180
7 孔左 left 7 holes	200	4802107200
8 孔左 left 8 holes	220	4802108220
9 孔左 left 9 holes	240	4802109240
10 孔左 left 10 holes	260	4802110260
11 孔左 left 11 holes	280	4802111280
12 孔左 left 12 holes	300	4802112300
13 孔左 left 13 holes	320	4802113320
5 孔右 right 5 holes	160	4802205160
6 孔右 right 6 holes	180	4802206180
7 孔右 right 7 holes	200	4802207200
8 孔右 right 8 holes	220	4802208220
9 孔右 right 9 holes	240	4802209240
10 孔右 right 10 holes	260	4802210260
11 孔右 right 11 holes	280	4802211280
12 孔右 right 12 holes	300	4802212300
13 孔右 right 13 holes	320	4802213320

备注：A2

### 股骨远端IV接骨板 Distal Femoral Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	6	38	15.4

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	126	20300589
左 5 孔 left 5 holes	166	20300590
左 7 孔 left 7 holes	206	20300591
右 3 孔 right 3 holes	126	20300592
右 5 孔 right 5 holes	166	20300593
右 7 孔 right 7 holes	206	20300594

### 多孔异型接骨板 Distal Femoral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4.3	50	15.5

配用 5.0 锁定钉，适用于股骨远端内侧髌  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	96	4781103096
3 孔右 right 3 holes	96	4781203096



### 多孔异型接骨板 Distal Femoral Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4.3	45.5	15

配用 5.0 锁定钉，适用于股骨远端外侧髌  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	92	4782103092
右 3 孔 right 3 holes	92	4782203092



### 股骨远端IV接骨板 Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	5.7	21.5	18

配有 5.0 锁定钉 / 4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧髁上  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw. Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	115	4783104120
7 孔左 left 7 holes	169	4783107170
4 孔右 right 4 holes	115	4783204120
7 孔右 right 7 holes	169	4783207170



### 股骨远端外侧接骨板 Distal Femoral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	5.7	26.8	17.5

配有 5.0 锁定钉 / 4.5 普通钉，适用于股骨远端外侧髁上  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw. Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	111.5	4784104120
5 孔左 left 5 holes	129.5	4784105130
6 孔左 left 6 holes	147.5	4784106148
7 孔左 left 7 holes	165.5	4784107166
8 孔左 left 8 holes	183.5	4784108184
9 孔左 left 9 holes	201.5	4784109202
10 孔左 left 10 holes	219.5	4784110220
11 孔左 left 11 holes	237.5	4784111238
12 孔左 left 12 holes	255.5	4784112256
4 孔右 right 4 holes	111.5	4784204120
5 孔右 right 5 holes	129.5	4784205130
6 孔右 right 6 holes	147.5	4784206148
7 孔右 right 7 holes	165.5	4784207166
8 孔右 right 8 holes	183.5	4784208184
9 孔右 right 9 holes	201.5	4784209202
10 孔右 right 10 holes	219.5	4784210220
11 孔右 right 11 holes	237.5	4784211238
12 孔右 right 12 holes	255.5	4784212256



### 股骨远端IV接骨板

#### Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.3	45	16

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧髁上  
Used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw, Used for distal femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	119	4818103120
5 孔左 left 5 holes	155	4818105155
7 孔左 left 7 holes	191	4818107191
3 孔右 right 3 holes	119	4818203120
5 孔右 right 5 holes	155	4818205155
7 孔右 right 7 holes	191	4818207191



### 股骨远端II接骨板

#### Distal Femoral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.0	4.0	25.2	18.3

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端内侧闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw, stem: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw, Used for distal femoral medial closed wedge osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	121	20300575
右 4 孔 right 4 holes	121	20300576

备注：A1, P084(A2) 可替

### 股骨远端IV接骨板

#### Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	24.5	17.6

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧截骨术。  
used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw, Used for distal femoral medial closed wedge osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	121	4798104121
4 孔右 right 4 holes	121	4798204121

备注：A2



### 股骨远端IV接骨板

#### Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	5.5	30.5	16.4

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw, stem: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw, Used for distal distal femoral open and closed wedge osteotomy.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	141	20300577
右 5 孔 right 5 holes	141	20300578

备注：A1, P085(A2) 可替



### 股骨远端 I 接骨板

#### Distal Femoral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	5.5	30.5	17

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端外侧截骨术。

used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw, Used for distal distal femoral open and closed wedge osteotomy.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	141	4799105141
5 孔右 right 5 holes	141	4799205141

备注：A2



### T 型支持接骨板

#### T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	34.5	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用膝关节的各种保留关节手术；内翻或外翻畸形。

Head:  $\Phi 5.0\text{ mm}$  locking screw, stem:  $\Phi 5.0\text{ mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw.Used for various knee surgery with joint reserved, varus or valgus knee deformity.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	115	20300595

备注：A1, P086(A2) 可替



### 胫骨近端内侧III接骨板

#### Proximal Medial tibia Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.3	3.3	34.5	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用膝关节的各种保留关节手术；内翻或外翻畸形。

Head:  $\Phi 5.0\text{ mm}$  locking screw, stem:  $\Phi 5.0\text{ mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{mm}$  Ti-Screw.Used for various knee surgery with joint reserved, varus or valgus knee deformity.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔左 left 8 holes	115	4479104115
8 孔右 right 8 holes	115	4479204115

备注：A2



### 胫骨近端外侧 I 接骨板

#### Proximal Lateral Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	5	22	16.3

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨近端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5 mm Ti-Screw, Used for proximal lateral tibia osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	101	20300596
右 3 孔 right 3 holes	101	20300597

备注：A1, P087(A2) 可替

### 胫骨近端外侧 VI 接骨板

#### Proximal Lateral Tibia Plate VI

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	4.6	22	16.1

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨近端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5 mm Ti-Screw, Used for proximal lateral tibia osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	101	4800105110
5 孔右 right 5 holes	101	4800205110

备注：A2

### T 型支持接骨板 T-Shaped Support Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4	20	10.5

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉，适用于胫骨平台后内侧骨折。  
Used with  $\Phi$ 3.5 /  $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for medial tibia plateau fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	69	374201002
6 孔 6 holes	79	20200474
8 孔 8 holes	105	20200475
10 孔 10 holes	131	20200476
12 孔 12 holes	157	374205002
14 孔 14 holes	183	374206002

备注：A1, P088(A2) 可替


### T 型支持 I 接骨板 T-Shaped Support Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.1	23	13.7

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫骨近端后内侧骨折。  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for proximal medial tibia plateau fractures.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	73	4821003073
5 孔 5 holes	105	4821005105
7 孔 7 holes	137	4821007137
9 孔 9 holes	169	4821009169

备注：A2



### T 型支持接骨板

#### T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	36	16.5

配用 4.5 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉, 适用于胫骨平台内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for medial tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	83.5	20200471
6 孔 6 holes	115.5	20200472
8 孔 8 holes	147.5	20200473



### 胫骨近端内侧 I 接骨板

#### Proximal Medial tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	3	25	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨近端后内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	77	4179703077
左 5 孔 left 5 holes	101	4179705101
左 7 孔 left 7 holes	125	4179707125
右 3 孔 right 3 holes	77	4179803077
右 5 孔 right 5 holes	101	4179805101
右 7 孔 right 7 holes	125	4179807125

### 胫骨近端内侧 II 接骨板

#### Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	4	27.3	11

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨平台内侧骨折  
Head:  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem:  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	93	20300598
左 6 孔 left 6 holes	119	20300599
左 8 孔 left 8 holes	145	20300600
左 10 孔 left 10 holes	171	20300601
左 12 孔 left 12 holes	197	20300602
左 14 孔 left 14 holes	223	20300603
左 16 孔 left 16 holes	249	20300604
右 4 孔 right 4 holes	93	20300605
右 6 孔 right 6 holes	119	20300606
右 8 孔 right 8 holes	145	20300607
右 10 孔 right 10 holes	171	20300608
右 12 孔 right 12 holes	197	20300609
右 14 孔 right 14 holes	223	20300610
右 16 孔 right 16 holes	249	20300611

备注: A1, P091(A2) 可替



### 胫骨近端内侧 II 接骨板

#### Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4	26	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨平台内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 4 holes	117	4786106120
8 孔左 left 6 holes	143	4786108143
10 孔左 left 8holes	169	4786110169
12 孔左 left 10 holes	195	4786112195
14 孔左 left 12 holes	221	4786114221
16 孔左 left 14 holes	247	4786116247
6 孔右 right 4 holes	117	4786206120
8 孔右 right 6 holes	143	4786208143
10 孔右 right 8holes	169	4786210169
12 孔右 right 10 holes	195	4786212195
14 孔右 right 12 holes	221	4786214221
16 孔右 right 14 holes	247	4786216247

备注: A2



### 胫骨近端内侧 II 接骨板

#### Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3.6	29	13

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用于胫骨平台内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	140	4788106140
8 孔左 left 8holes	176	4788108176
10 孔左 left 10 holes	212	4788110212
12 孔左 left 12 holes	248	4788112248
14 孔左 left 14 holes	284	4788114284
6 孔右 right 6 holes	140	4788206140
8 孔右 right 8 holes	176	4788208176
10 孔右 right 10 holes	212	4788210212
12 孔右 right 12 holes	248	4788212248
14 孔右 right 14 holes	284	4788214284

### 胫骨近端内侧 I 接骨板

#### Proximal Medial Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	36.5	15.5

头部：5.0 锁定螺钉，干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨平台内侧骨折  
Head: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw, stem: used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{ mm}$  Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96	370501002
左 5 孔 left 5 holes	132	20200462
左 7 孔 left 7 holes	168	20200463
左 9 孔 left 9 holes	204	20200464
左 11 孔 left 11 holes	240	20200465
右 3 孔 right 3 holes	96	20200466
右 5 孔 right 5 holes	132	20200467
右 7 孔 right 7 holes	168	20200468
右 9 孔 right 9 holes	204	20200469
右 11 孔 right 11 holes	240	20200470

备注：A1, P094(A2) 可替

### 胫骨近端内侧 I 接骨板

#### Proximal Medial tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.1	36.5	15.5

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨近端内侧骨折  
Used with  $\Phi 5.0\text{mm}$  locking screw,  $\Phi 4.5\text{ mm}$  Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96.5	20200515
左 5 孔 left 5 holes	132.5	4523705132
左 7 孔 left 7 holes	168.5	4523707168
左 9 孔 left 9 holes	204.5	4523709204
左 11 孔 left 11 holes	240.5	4523711240
右 3 孔 right 3 holes	96.5	4523803096
右 5 孔 right 5 holes	132.5	4523805132
右 7 孔 right 7 holes	168.5	4523807168
右 9 孔 right 9 holes	204.5	4523809204
右 11 孔 right 11 holes	240.5	4523811240

备注：A2

### 胫骨近端外侧 II 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	4	34.5	11

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨平台外侧骨折  
Head:  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem:  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/4.0mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	79	20300612
左 6 孔 left 6 holes	105	20300613
左 8 孔 left 8 holes	131	20300614
左 10 孔 left 10 holes	157	20300615
左 12 孔 left 12 holes	183	20300616
左 14 孔 left 14 holes	209	20300617
左 16 孔 left 16 holes	235	20300618
右 4 孔 right 4 holes	79	20300619
右 6 孔 right 6 holes	105	20300620
右 8 孔 right 8 holes	131	20300621
右 10 孔 right 10 holes	157	20300622
右 12 孔 right 12 holes	183	20300623
右 14 孔 right 14 holes	209	20300624
右 16 孔 right 16 holes	235	20300625

备注: A1, P096(A2) 可替



### L 型支持接骨板 L-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	3.8	33	11

配备 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 胫骨平台外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	76	4789104076
6 孔左 left 6 holes	102	4789106102
8 孔左 left 8 holes	128	4789108128
10 孔左 left 10 holes	154	4789110154
12 孔左 left 12 holes	180	4789112180
14 孔左 left 14 holes	206	4789114206
16 孔左 left 16 holes	232	4789116232
4 孔右 right 4 holes	76	4789204076
6 孔右 right 6 holes	102	4789206102
8 孔右 right 8 holes	128	4789208128
10 孔右 right 10 holes	154	4789210154
12 孔右 right 12 holes	180	4789212180
14 孔右 right 14 holes	206	4789214206
16 孔右 right 16 holes	232	4789216232

备注: A2





### L 型支持 接骨板 L-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	3.7	35	13.6

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨平台外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	82	4791104082
6 孔左 left 6 holes	118	4791106118
8 孔左 left 8 holes	154	4791108154
10 孔左 left 10 holes	190	4791110190
12 孔左 left 12 holes	226	4791112226
14 孔左 left 14 holes	262	4791114262
4 孔右 right 4 holes	82	4791204082
6 孔右 right 6 holes	118	4791206118
8 孔右 right 8 holes	154	4791208154
10 孔右 right 10 holes	190	4791210190
12 孔右 right 12 holes	226	4791212226
14 孔右 right 14 holes	262	4791214262



### 胫骨近端外侧IV接骨板

#### Proximal Lateral Tibia Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.7	33	15.2

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫骨近端外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5 /4.0 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 3 holes	118	4793105118	5 孔右 right 3 holes	118	4793205118
6 孔左 left 4 holes	134	4793106134	6 孔右 right 4 holes	134	4793206134
7 孔左 right 3 holes	150	4793107150	7 孔右 right 3 holes	150	4793207150
8 孔左 right 4 holes	166	4793108166	8 孔右 right 4 holes	166	4793208166
9 孔左 left 5 holes	182	4793109182	9 孔右 right 5 holes	182	4793209182
10 孔左 left 6 holes	198	4793110198	10 孔右 right 6 holes	198	4793210198
11 孔左 left 7 holes	214	4793111214	11 孔右 right 7 holes	214	4793211214
12 孔左 left 8 holes	230	4793112230	12 孔右 right 8 holes	230	4793212230
13 孔左 left 9 holes	246	4793113246	13 孔右 right 9 holes	246	4793213246
14 孔左 left 10 holes	262	4793114262	14 孔右 right 10 holes	262	4793214262
15 孔左 left 11 holes	278	4793115278	15 孔右 right 11 holes	278	4793215278



### 胫骨近端外侧 I 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.9	4.5	32	14

头部: 5.0 锁定螺钉; 干部: 5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用于胫骨平台外侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	124	20200477
左 7 孔 left 7 holes	160	20200478
左 9 孔 left 9 holes	196	20200479
左 11 孔 left 11 holes	232	20200480
左 13 孔 left 13 holes	268	20200481
右 5 孔 right 5 holes	124	20200482
右 7 孔 right 7 holes	160	20200483
右 9 孔 right 9 holes	196	20200484
右 11 孔 right 11 holes	232	20200485
右 13 孔 right 13 holes	268	20200486

备注: A1, P100(A2) 可替



### 胫骨近端外侧 III 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	4.7	22	16

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用于胫骨近端外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	104	4805105110	5 孔右 right 5 holes	104	4805205110
6 孔左 left 6 holes	124	4806106124	6 孔右 right 6 holes	124	4806206124
7 孔左 left 7 holes	144	4806107144	7 孔右 right 7 holes	144	4806207144
8 孔左 left 8 holes	164	4806108164	8 孔右 right 8 holes	164	4806208164
9 孔左 left 9 holes	184	4806109184	9 孔右 right 9 holes	184	4806209184
10 孔左 left 10 holes	204	4806110204	10 孔右 right 10 holes	204	4806210204
11 孔左 left 11 holes	224	4806111224	11 孔右 right 11 holes	224	4806211224
12 孔左 left 12 holes	244	4806112244	12 孔右 right 12 holes	244	4806212244
13 孔左 left 13 holes	264	4806113264	13 孔右 right 13 holes	264	4806213264
14 孔左 left 14 holes	284	4806114284	14 孔右 right 14 holes	284	4806214284
15 孔左 left 15 holes	304	4806115304	15 孔右 right 15 holes	304	4806215304

备注: A2



窄直型 I 接骨板  
Straight Narrow Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5mm 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉, 适用于胫骨干骨折  
Used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw,  $\Phi 5.0$  mm locking screw,  
Used for tibia diaphysis fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	20200496	9 孔 9 holes	168	20200500
6 孔 6 holes	114	20200497	10 孔 10 holes	186	20200501
7 孔 7 holes	132	20200498	12 孔 12 holes	222	20200502
8 孔 8 holes	150	20200499			

备注: A1, P102(A2) 可替



窄直型 I 接骨板  
Straight Narrow Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用于胫骨干骨折  
Used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw,  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	4171605096	9 孔 9 holes	168	4171609168
6 孔 6 holes	114	4171606114	10 孔 10 holes	186	4171610186
7 孔 7 holes	132	4171607132	12 孔 12 holes	222	4171612222
8 孔 8 holes	150	4171608150			

备注: A2



### 干骺端直型 | 接骨板 Metaphysis Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	5	14.5	14.5

干骺端：用 3.5/4.0mm 普通螺钉和 3.5mm 锁定螺钉，干端：4.5 普通螺钉和 5.0mm 锁定螺钉，适用于胫骨干骺端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for tibia metaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	114	20200487	8 孔 8 holes	204	20200492
4 孔 4 holes	132	20200488	9 孔 9 holes	222	20200493
5 孔 5 holes	150	20200489	11 孔 11 holes	258	20200494
6 孔 6 holes	168	20200490	13 孔 13 holes	294	20200495
7 孔 7 holes	186	20200491			

备注：A1, P104(A2) 可替



### 干骺端直型 | 接骨板 Metaphysis Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	5	14.5	14.5

干骺端：用 3.5/4.0mm 普通螺钉和 3.5mm 锁定螺钉，干端：4.5 普通螺钉和 5.0mm 锁定螺钉，适用于胫骨干骺端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for tibia metaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	114	4401603114
4 孔 4 holes	132	4401604132
5 孔 5 holes	150	4401605150
6 孔 6 holes	168	4401606168
7 孔 7 holes	186	4401607186
8 孔 8 holes	204	4401608204
9 孔 9 holes	222	4401609222
11 孔 11 holes	258	4401611258
13 孔 13 holes	294	4401613294

备注：A2



### 胫骨远端内侧 I 接骨板

#### Distal Medial Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4	20.5	10.5

头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于胫骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	148	370601002
左 8 孔 left 8 holes	174	370602002
左 10 孔 left 10 holes	200	370603002
左 12 孔 left 12 holes	226	370604002
左 14 孔 left 14 holes	252	370605002
右 6 孔 right 6 holes	148	370606002
右 8 孔 right 8 holes	174	370607002
右 10 孔 right 10 holes	200	370608002
右 12 孔 right 12 holes	226	370609002
右 14 孔 right 14 holes	252	370610002

备注: A1, P106(A2) 可替



### 胫骨远端内侧 I 接骨板

#### Distal Medial Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4	20.5	10.5

头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于胫骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	148	20200706
左 8 孔 left 8 holes	174	20200707
左 10 孔 left 10 holes	200	20200708
左 12 孔 left 12 holes	226	20200709
左 14 孔 left 14 holes	252	20200710
右 6 孔 right 6 holes	148	20200711
右 8 孔 right 8 holes	174	20200712
右 10 孔 right 10 holes	200	20200713
右 12 孔 right 12 holes	226	20200714
右 14 孔 right 14 holes	252	20200715

备注: A2



### 胫骨远端 II 接骨板

#### Distal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	4	21	13.5

配有 3.5 锁定钉 / 3.5 皮质骨螺钉，适用于胫骨远端复杂关节内和关节外的骨折。  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5Ti-Screw, Used for distal medial tibia plateau fractures.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 内侧 left 5 holes	109	20300675
7 孔左 内侧 left 7 holes	135	20300677
9 孔左 内侧 left 9 holes	161	20300679
11 孔左 内侧 left 11 holes	187	20300681
13 孔左 内侧 left 13 holes	213	20300683
15 孔左 内侧 left 15 holes	239	20300685
5 孔右 内侧 right 5 holes	110	20300676
7 孔右 内侧 right 7 holes	135	20300678
9 孔右 内侧 right 9 holes	161	20300680
11 孔右 内侧 right 11 holes	187	20300682
13 孔右 内侧 right 13 holes	213	20300684
15 孔右 内侧 right 15 holes	239	20300686

### 胫骨远端外侧 II 接骨板

#### Distal Lateral Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	22	16

配有 5.0 mm 锁定螺钉 / 4.5mm 普通螺钉，适用于胫骨远端外侧骨折  
Used with  $\Phi$ 5.0 mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal lateral tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	121	374401002
左 7 孔 left 7 holes	157	374402002
左 9 孔 left 9 holes	193	374403002
左 11 孔 left 11 holes	229	374404002
左 13 孔 left 13 holes	265	374405002
右 5 孔 right 5 holes	121	374409002
右 7 孔 right 7 holes	157	374410002
右 9 孔 right 9 holes	193	374411002
右 11 孔 right 11 holes	229	374412002
右 13 孔 right 13 holes	265	374413002



胫骨远端外侧 I 接骨板  
Distal Lateral Tibia  
Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	4	31.6	13.6

头部 :3.5 锁定螺钉, 干部 :3.5/4.0 普通螺钉、 3.5 锁定螺钉, 用于胫骨远端骨折  
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Φ3.5mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	73	370701002
左 7 孔 left 7 holes	99	370702002
左 9 孔 left 9 holes	125	370703002
左 11 孔 left 11 holes	151	370704002
左 13 孔 left 13 holes	177	370705002
左 15 孔 left 15 holes	203	370706002
左 17 孔 left 17 holes	229	370707002
左 19 孔 left 19 holes	255	370708002
左 21 孔 left 21 holes	281	370709002
右 5 孔 right 5 holes	73	370710002
右 7 孔 right 7 holes	99	370711002
右 9 孔 right 9 holes	125	370712002
右 11 孔 right 11 holes	151	370713002
右 13 孔 right 13 holes	177	370714002
右 15 孔 right 15 holes	203	370715002
右 17 孔 right 17 holes	229	370716002
右 19 孔 right 19 holes	255	370717002
右 21 孔 right 21 holes	281	370718002

备注: A1, P110(A2) 可替

胫骨远端外侧 I 接骨板  
Proximal Lateral Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4.2	32.5	13

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨远端外侧骨折  
Used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	92	4804105092
7 孔左 left 7 holes	124	4804107124
9 孔左 left 9 holes	156	4804109156
11 孔左 left 11 holes	188	4804111188
13 孔左 left 13 holes	220	4804113220
5 孔右 right 5 holes	92	4804205092
7 孔右 right 7 holes	124	4804207124
9 孔右 right 9 holes	156	4804209156
11 孔右 right 11 holes	188	4804211188
13 孔右 right 13 holes	220	4804213220

备注: A2

斜 T 型接骨板  
T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3	30.5	13

头部 :3.5 锁定螺钉, 干部 :3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨远端后侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal posterior tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-5 孔 left 3-5 holes	67	3776404067
左 3-7 孔 left 3-7 holes	97	3776404097
右 3-5 孔 right 3-5 holes	67	3776504067
右 3-7 孔 right 3-7 holes	97	3776504097

腓骨远端 II 接骨板  
Distal Fibula Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2.5	14.2	10

头部 :2.7 锁定螺钉; 干部 :3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于腓骨远端  
Head: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw,  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	77.5	3730403077
左 5 孔 left 5 holes	103.5	3730405103
左 7 孔 left 7 holes	129.5	3730407129
左 9 孔 left 9 holes	155.5	3730409155
左 11 孔 left 11 holes	181.5	3730411181
右 3 孔 right 3 holes	77.5	3730503077
右 5 孔 right 5 holes	103.5	3730505103
右 7 孔 right 7 holes	129.5	3730507129
右 9 孔 right 9 holes	155.5	3730509155
右 11 孔 right 11 holes	181.5	3730511181

胫骨远端内侧 I 接骨板  
Distal Medial Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3.5	20.4	14

头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉 /5.0 锁定螺钉, 适用于胫骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	114	3744403114
左 5 孔 left 5 holes	146	3744405146
左 7 孔 left 7 holes	178	3744407178
左 9 孔 left 9 holes	210	3744409210
左 11 孔 left 11 holes	242	3744411242
左 13 孔 left 13 holes	274	3744413274
右 4 孔 right 4 holes	114	3744503114
右 5 孔 right 5 holes	146	3744505146
右 7 孔 right 7 holes	178	3744507178
右 9 孔 right 9 holes	210	3744509210
右 11 孔 right 11 holes	242	3744511242
右 13 孔 right 13 holes	274	3744513274



### 腓骨远端 I 接骨板

#### Distal Fibula Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	2.3	10	10

头部 :2.4/2.7 锁定钉; 干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉, 适用于腓骨远端后外侧骨折  
 Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	77	4745103077
4 孔左 left 4 holes	90	4745104090
5 孔左 left 5 holes	103	4745105103
6 孔左 left 6 holes	116	4745106116
7 孔左 left 7 holes	129	4745107129
8 孔左 left 8 holes	142	4745108142
3 孔右 right 3 holes	77	4745203077
4 孔右 right 4 holes	90	4745204090
5 孔右 right 5 holes	103	4745205103
6 孔右 right 6 holes	116	4745206116
7 孔右 right 7 holes	129	4745207129
8 孔右 right 8 holes	142	4745208142

### 腓骨远端 II 接骨板

#### Distal Fibula Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.5	15	11.5

头部 :2.4/2.7 锁定钉; 干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉, 适用于腓骨远端骨折  
 Head: used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	84	4794103084
4 孔左 left 4 holes	97	4794104097
5 孔左 left 5 holes	110	4794105110
6 孔左 left 6 holes	123	4794106123
7 孔左 left 7 holes	136	4794107136
9 孔左 left 9 holes	162	4794109162
3 孔右 right 3 holes	84	4794203084
4 孔右 right 4 holes	97	4794204097
5 孔右 right 5 holes	110	4794205110
6 孔右 right 6 holes	123	4794206123
7 孔右 right 7 holes	136	4794207136
9 孔右 right 9 holes	162	4794209162

腓骨远端 I 接骨板  
Distal Fibula Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	14	9.5

头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :3.5/4.0 普通螺钉、3.5 锁定螺钉, 适用于腓骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw,  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	63	372501002
左 4 孔 left 4 holes	89	20200508
左 6 孔 left 6 holes	115	20200509
左 8 孔 left 8 holes	141	372504002
左 10 孔 left 10 holes	167	372509002
左 12 孔 left 12 holes	193	372510002
右 2 孔 right 2 holes	63	20200510
右 4 孔 right 4 holes	89	20200511
右 6 孔 right 6 holes	115	372507002
右 8 孔 right 8 holes	141	20200512
右 10 孔 right 10 holes	167	372511002
右 12 孔 right 12 holes	193	372512002

备注: A1, P116(A2) 可替

腓骨远端 IV 接骨板  
Distal Fibula Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.1	2.6	13.4	9.9

头部 :3.5 锁定钉; 干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉, 适用于腓骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	81	4844104081
4 孔左 left 4 holes	94	4844105094
6 孔左 left 6 holes	120	4844107120
8 孔左 left 8 holes	146	4844109146
10 孔左 left 10 holes	172	4844111172
3 孔右 right 3 holes	81	4844204081
4 孔右 right 4 holes	94	4844205094
6 孔右 right 6 holes	120	4844207120
8 孔右 right 8 holes	146	4844209146
10 孔右 right 10 holes	172	4844211172

备注: A2

### 1/3 管状接骨板

#### 1/3 Tubular Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10

配有 3.5mm 锁定螺钉，适用于腓骨骨折  
 Used with  $\Phi 3.5$  mm locking screw, Used for fibula fracture

规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	64	20200503
6 孔 6 holes	76	20200504
7 孔 7 holes	88	20200505
8 孔 8 holes	100	20200506
10 孔 10 holes	124	20200507

备注: A1, P117(A2) 可替

### 1/3 管状接骨板

#### 1/3 Tubular Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10

配有 3.5 锁定钉，适用于腓骨骨折  
 Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for fibula fracture

规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 holes	64	4165605064
6 孔 holes	76	4165606076
7 孔 holes	88	4165607088
8 孔 holes	100	4165608100
10 孔 holes	124	4165610124

备注: A2

### 1.5 直型 I 接骨板

#### 1.5 Straight Plate I



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width
1	4.25

配有 1.5 锁定钉 / 1.5 普通钉，适用于手足部骨折  
 Used with  $\Phi 1.5$ mm locking screw,  $\Phi 1.5$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	23	20200044
6 孔 6 holes	36	20200045

### 1.5 直型 II 接骨板

#### 1.5 Straight Plate II




钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width
1	4.25

配有 1.5 锁定钉，适用于手足部骨折  
 Used with  $\Phi 1.5$ mm locking screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	29.25	20200046
12 孔 12 holes	59.25	20200047

### 1.5 T 型 II 接骨板 1.5 T-Shaped Plate II



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1

4.25

配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5mm locking screw,  $\Phi$ 1.5mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-4 孔 3-4 holes	24.25	20200050
3-8 孔 3-8 holes	44.25	20200051

### 1.5Y 型 I 接骨板 1.5 Y-Shaped Plate I



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1

4.25

配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5mm locking screw,  $\Phi$ 1.5mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	25.75	20200054
8 孔 8 holes	45.75	20200055

### 1.5Y 型 II 接骨板 1.5 Y-Shaped Plate II



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1

4.25

配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5mm locking screw,  $\Phi$ 1.5mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	26	20200056
8 孔 8 holes	46	20200057

### 多孔解剖型 I Calcaneal Plate I



钢板厚度  
head thickness

1

配用 1.5 锁定钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5mm locking screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 8 孔 right 8 holes	23.7	20200059
左 8 孔 left 8 holes	23.7	20200060

2.0 T型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1.3

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	25.3	20200075
3-5 孔 3-5 holes	38.9	20200076
3-7 孔 3-7 holes	52.5	20200077

2.0 Y型 II 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate II



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1.3

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	24.9	20200078
5 孔 5 holes	38.5	20200079
7 孔 7 holes	52.1	20200080

2.0 T型 III 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate III



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1.3

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	25.2	20200081
2-5 孔 2-5 holes	38.8	20200082
2-7 孔 2-7 holes	52.4	20200083

2.0 Y型 I 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate I



钢板厚度  
head thickness

干部宽度  
stem width

1.3

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27.1	20200084
5 孔 5 holes	40.7	20200085
7 孔 7 holes	54.3	20200086

2.0 H 型接骨板  
2.0 H-Shaped Plate



钢板厚度 head thickness      干部宽度 stem width

1.3      5

配用 2.0 锁定钉，适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	48.3	20200001

2.0T 型 III 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate III



钢板头部厚度 head thickness      钢板干部厚度 stem thickness      钢板头部宽度 head width      钢板干部宽度 stem width

1      1      16.6      4.6

配用 2.0 锁定螺钉，适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-2 孔 3-2 holes	22.5	20400075

备注: A1, P124(A2) 可替

2.0T 型 III 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate III



钢板头部厚度 head thickness      钢板干部厚度 stem thickness      钢板头部宽度 head width      钢板干部宽度 stem width

1      1      16.6      4.6

配用 2.0 锁定螺钉，适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-2 孔 3-2 holes	22.5	4152602022

备注: A2

2.0L 型 II 接骨板  
2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	16.5	20400078
右 2-4 孔 right 2-4 holes	28.5	20400079
左 2-2 孔 left 2-2 holes	16.5	20400076
左 2-4 孔 left 2-4 holes	28.5	20400077

备注: A1, P125(A2) 可替

2.0L 型 II 接骨板 (直角)  
2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	16.5	4153802020
右 2-4 孔 right 2-4 holes	28.5	4153804032
左 2-2 孔 left 2-2 holes	16.5	4153702020
左 2-4 孔 left 2-4 holes	28.5	4153704032

备注: A2

2.0 直型 II 接骨板  
2.0 Straight Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34	21700049

备注: A1, P126(A2) 可替

2.0 直型 II 接骨板  
2.0 Straight Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 holes	34	4176606034

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-4 孔 2-4 holes	26.5	20400081

备注: A1, P127(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-4 孔 holes	26.5	4151604026

备注: A2

(2.0) 直型重建 I 接骨板  
(2.0) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34.5	3723606034
8 孔 8 holes	46.5	20400083
12 孔 12 holes	70.5	3723612070
16 孔 16 holes	94.5	20400085

备注: A1, P128(A2) 可替

(2.0) 直型重建 I 接骨板  
2.0 Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34.5	21700056
8 孔 8 holes	46.5	21700057
12 孔 12 holes	70.5	21700058
16 孔 16 holes	94.5	21700059

备注: A2

2.0L 型 II 接骨板  
2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.2	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	20	20400088
右 2-4 孔 right 2-4 holes	32	20400089
左 2-2 孔 left 2-2 holes	20	20400086
左 2-4 孔 left 2-4 holes	32	20400087

备注: A1, P129(A2) 可替

2.0 L 型 II 接骨板 (斜角)  
2.0 L-Shaped Plate II  
(Oblique)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.2	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	角度 Angle	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	20.5	130°	4154802016
右 2-4 孔 right 2-4 holes	32.5	130°	4154804028
左 2-2 孔 left 2-2 holes	20.5	130°	4154702016
左 2-4 孔 left 2-4 holes	32.5	130°	4154704028

备注: A2

2.0Y 型 I 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.2	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	21.5	20400090
5 孔 5 holes	33.5	20400091

备注: A1, P130(A2) 可替

2.0Y 型 I 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.2	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	21.5	4156603021
5 孔 5 holes	33.5	4156605033

备注: A2

2.0Y 型 I 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27	20400092
5 孔 5 holes	41	20400093
7 孔 7 holes	55	20400094

备注: A1, P131(A2) 可替

2.0Y 型 I 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27.5	4157603027
5 孔 5 holes	41.5	4157605041
7 孔 7 holes	55.5	4157607055

备注: A2

(2.0) 直型重建 I 接骨板  
(2.0) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	5	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	41.5	20400095
12 孔 12 holes	83.5	20400096

备注: A1, P132(A2) 可替

(2.0) 直型重建 I 接骨板  
2.0 Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	5	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	41.5	4403606041
12 孔 12 holes	83.5	4403612083

备注: A2

2.0 直型 I 接骨板  
2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	5.5	5.5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	31	20400097
5 孔 5 holes	38	20400098
6 孔 6 holes	45	20400099
7 孔 7 holes	52	20400100
8 孔 8 holes	59	20400101
10 孔 10 holes	73	20400102

备注: A1, P133(A2) 可替

2.0 直型 I 接骨板  
2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	5.5	5.5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	31	4164604031
5 孔 5 holes	38	4164605038
6 孔 6 holes	45	4164606045
7 孔 7 holes	52	4164607052
8 孔 8 holes	59	4164608059
10 孔 10 holes	73	4164610073

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	14	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	25.5	20400103
2-5 孔 2-5 holes	39.5	20400104
2-7 孔 2-7 holes	53.5	20400105

备注: A1, P134(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	14	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	25.5	4150603025
2-5 孔 2-5 holes	39.5	4150605039
2-7 孔 2-7 holes	53.5	4150607053

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	18.2	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	26	20400106
3-5 孔 3-5 holes	40	20400107
3-7 孔 3-7 holes	54	20400108

备注: A1, P135(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板  
2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	18.2	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	26	4155603026
3-5 孔 3-5 holes	40	4155605040
3-7 孔 3-7 holes	54	4155607054

备注: A2

2.0Y 型 II 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	17.5	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	28	20400109
5 孔 5 holes	42	20400110
7 孔 7 holes	56	20400111

备注: A1, P136(A2) 可替

2.0Y 型 II 接骨板  
2.0 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	17.5	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0mm locking screw,  $\Phi$ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	28	4407603028
5 孔 5 holes	42	4407605042
7 孔 7 holes	56	4407607056

备注: A2

2.4Y 型 I 接骨板  
2.4 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10.6	6.5

配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	29.5	20500052
5 孔 5 holes	44.5	20500053
7 孔 7 holes	59.5	20500054

备注: A1, P137(A2) 可替

2.4Y 型 I 接骨板  
2.4 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10.6	6.5

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	29.5	4425603029
5 孔 5 holes	44.5	4425605044
7 孔 7 holes	59.5	4425607059

备注: A2

2.4T 型 II 接骨板  
2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	21	6.5

配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	29.5	20500055
3-5 孔 3-5 holes	44.5	20500056
3-7 孔 3-7 holes	59.5	20500057

备注: A1, P138(A2) 可替

2.4T 型 II 接骨板  
2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	21	6.5

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	29.5	4450603029
3-5 孔 3-5 holes	44.5	4450605044
3-7 孔 3-7 holes	59.5	4450607059

备注: A2

2.4Y 型 II 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	22	6.5

配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	32	20500058
5 孔 5 holes	47	20500059
7 孔 7 holes	62	20500060

备注: A1, P139(A2) 可替

2.4Y 型 II 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	22	6.5

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	32.5	4426603032
5 孔 5 holes	47.5	4426605047
7 孔 7 holes	62.5	4426607062

备注: A2

(2.4) 直型重建 I 接骨板

(2.4) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	6.5	6.5

配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	46	20500061
12 孔 12 holes	91	20500062

备注: A1, P140(A2) 可替

(2.4) 直型重建 I 接骨板

(2.4) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	6.5	6.5

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	46	20500050
12 孔 12 holes	91	20500051

备注: A2

### 2.4T 型 II 接骨板

#### 2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	16.5	6.5

配用 2.4 锁定螺钉 / 2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	29.5	20500063
2-5 孔 2-5 holes	44.5	20500064
2-7 孔 2-7 holes	59.5	20500065

备注: A1, P141(A2) 可替

### 2.4T 型 II 接骨板

#### 2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	16.5	6.5

配用 2.4/2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	29.5	4451603029
2-5 孔 2-5 holes	44.5	4451605044
2-7 孔 2-7 holes	59.5	4451607059

备注: A2

### 2.7L 型 I 接骨板

#### 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	13	7

配用 2.7 锁定螺钉 / 2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	35	20500075
左 2-4 孔 left 2-4 holes	42.5	20500076
右 2-3 孔 right 2-3 holes	35	20500077
右 2-4 孔 right 2-4 holes	42.5	20500078

备注: A1, P142(A2) 可替

### 2.7L 型 I 接骨板

#### 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	13	7

配用 2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔斜角 left 2-2 holes	27.5	4159702027
左 2-3 孔斜角 left 2-3 holes	35	4159703035
左 2-4 孔斜角 left 2-4 holes	42.5	4159704042
右 2-2 孔斜角 right 2-2 holes	27.5	4159802027
右 2-3 孔斜角 right 2-3 holes	35	4159803035
右 2-4 孔斜角 right 2-4 holes	42.5	4159804042

备注: A2

2.7 直型 I 接骨板  
2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	7	7

配用 2.7 锁定螺钉 / 2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	40	20500066
5 孔 5 holes	49	20500067
6 孔 6 holes	58	20500068
7 孔 7 holes	67	20500069
8 孔 8 holes	76	20500070
10 孔 10 holes	94	20500071

备注: A1, P143(A2) 可替

2.7 直型 I 接骨板  
2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	7	7

配用 2.4/2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 holes	40	4486604040
5 孔 holes	49	4486605049
6 孔 holes	58	4486606058
7 孔 holes	67	4486607067
8 孔 holes	76	4486608076
10 孔 holes	94	4486610094

备注: A2

2.7T 型 I 接骨板  
2.7 T-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7

配用 2.7 锁定螺钉 / 2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	32	20500079
2-4 孔 2-4 holes	39.5	20500080

备注: A1, P144(A2) 可替

2.7T 型 I 接骨板  
2.7 T-Shaped Plate I




钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7.1

配用 2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-2 孔 holes	24.5	4158602024
2-3 孔 holes	32	4158603032
2-4 孔 holes	39.5	4158604039

备注: A2

2.7L 型 I 接骨板  
2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7

配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	32	20500081
左 2-4 孔 left 2-4 holes	39.5	20500082
右 2-3 孔 right 2-3 holes	32	20500083
右 2-4 孔 right 2-4 holes	39.5	20500084

备注: A1, P145(A2) 可替

2.7L 型 I 接骨板  
2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	6.7

配用 2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔直角 left 2-2 holes	24.5	4160702024
左 2-3 孔直角 left 2-3 holes	32	4160703032
左 2-4 孔直角 left 2-4 holes	39.5	4160704039
右 2-2 孔直角 right 2-2 holes	24.5	4160802024
右 2-3 孔直角 right 2-3 holes	32	4160803032
右 2-4 孔直角 right 2-4 holes	39.5	4160804039

备注: A2

2.7Y 型 I 接骨板  
2.7 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	12.2	6.2

配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	32	20500072
5 孔 5 holes	48	20500073
7 孔 7 holes	64	20500074

备注: A1, P146(A2) 可替

2.7Y 型 I 接骨板  
2.7 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	12.6	6.2

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 holes	32	4452603032
5 孔 holes	48	4452605048
7 孔 holes	64	4452607064

备注: A2

### 重建 I 接骨板

#### Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
11 孔 holes	56	20500085

备注: A1, P147(A2) 可替

### 重建 I 接骨板

#### Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用舟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
11 孔 11 holes	56	4170611056

备注: A2

### 多孔解剖型 V 接骨板

#### Hand and Foot Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左中 left	27.5	20500086
右中 right	27.5	20500087

备注: A1, P148(A2) 可替

### 多孔解剖型 V 接骨板

#### Calcaneal Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用骰骨骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左中 left	27.5	4183702027
右中 right	27.5	4183802027

备注: A2

重建 I 接骨板  
Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	38	20500088

备注: A1, P149(A2) 可替

重建 I 接骨板  
Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用距骨骨折  
Used with  $\Phi$ 2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	38	4404606028

备注: A2

多孔解剖型 VI 接骨板  
Calcaneal Plate VI



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness
2	1

配用 3.5mm 锁定螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	64.5	20500093
右、大 right, large	64.5	20500094
左、小 left, small	46.5	20500095
右、小 right, small	46.5	20500096

多孔解剖型 VI 接骨板  
Calcaneal Plate VI



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness
2	1

配用 3.5mm 平头螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm flat head screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	64.5	4411708064
右、大 right, large	64.5	4411808064
左、小 left, small	46.5	4412708046
右、小 right, small	46.5	4412808046

多孔解剖型 VII 接骨板  
Calcaneal Plate VII



钢板头部厚度  
head thickness

2

钢板干部厚度  
stem thickness

2

配用 3.5mm 锁定螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	71	20500097
右、大 right, large	71	20500098
左、小 left, small	61	20500099
右、小 right, small	61	20500100

多孔解剖型 VII 接骨板  
Calcaneal Plate VII



钢板头部厚度  
head thickness

2

钢板干部厚度  
stem thickness

2

配用 3.5mm 平头螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm flat head screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	71	4420713071
右、大 right, large	71	4420813071
左、小 left, small	61	4421711061
右、小 right, small	61	4421811061

多孔解剖型 III 接骨板  
Calcaneal Plate III



钢板头部厚度  
head thickness

2

钢板干部厚度  
stem thickness

1


钢板干部宽度  
stem width

4

配用 3.5 锁定螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左小 small left	60	20500089
右小 small right	60	20500090
左大 large left	69	20500091
右大 large right	69	20500092

多孔解剖型 III 接骨板  
Calcaneal Plate III



钢板头部厚度  
head thickness

2

钢板干部厚度  
stem thickness

1

钢板干部宽度  
stem width

4

配用 3.5 平头螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm flat head screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
小、左 small left	60	4521714059
小、右 small right	60	4521814059
大、左 large left	69	4522714069
大、右 large right	69	4522814069

多孔解剖型 VIII 接骨板  
Calcaneal Plate VIII



多孔解剖型 VIII 接骨板  
Calcaneal Plate VIII



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness	
2		1.5	
配有 3.5mm 锁定螺钉, 适用于跟骨骨折 Used with $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左、小 left, small	60	20500101	
右、小 right, small	60	20500102	
左、中 left, Medium	68	20500103	
右、中 right, Medium	68	20500104	
左、大 left, large	70	20500105	
右、大 right, large	70	20500106	

钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness	
2		1.5	
配有 3.5 平头螺钉, 适用于跟骨骨折 Used with $\Phi$ 3.5mm flat head screw, Used for distal fibula fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
小号左 small left	59	4847111060	
小号右 small right	59	4847211060	
大号左 large left	67.5	4847111068	
大号右 large right	67.5	4847211068	
大号左 large left	72	4847111070	
大号右 large right	72	4847211070	

多孔解剖型 IV 接骨板  
Calcaneal Plate IV



微 L 型 II 接骨板  
T Plate (Oblique)



多孔解剖型 VIII 接骨板  
Calcaneal Plate VIII



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	15.5	9
配有 3.5 平头锁钉, 跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 结合型。 used with $\Phi$ 3.5 mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
小号左 small left	52	3855108052	
大号左 large left	62.5	3855109062	
小号右 small right	52	3855208052	
大号右 large right	62.5	3855209062	

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	19	9
配有 3.5 平头锁钉, 跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 后粗隆型。 used with $\Phi$ 3.5mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
5 孔左 left 5 holes	40	3853105039	
6 孔左 left 6 holes	50	3853106050	
5 孔右 right 5 holes	40	3853205039	
6 孔右 right 6 holes	50	3853206050	

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	15.5	9
配有 3.5 平头锁钉, 跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 前突型。 used with $\Phi$ 3.5 mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
小号左 small left	46	3857105022	
小号右 large right	46	3857205022	



### 3.5 弧形重建 II 型接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.6	3.6	21.5	10.5

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫距前侧融合  
Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	69	4726003069
9 孔 9 holes	94	4726005093



### 3.5 弧形重建 II 型接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	21.5	10.5

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫距前侧融合  
Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	103.5	4728005103



### 多孔异型接骨板

#### T-Oblique Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	35	15

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用于胫距跟外侧融合  
Used with  $\Phi 5.0$ mm locking screw,  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	120	4730106060
6 孔右 right 6 holes	120	4730206060



### 3.5 弧形重建 II 型接骨板

#### 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.1	4.1	24.4	10.8

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫距后侧融合  
Used with  $\Phi 3.5$ mm locking screw,  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	79	4732004078

T 型矫形接骨板  
2.7 T-shaped Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.8	1.8	16	8

配用 2.7 万向钉, 适用拇外翻矫形的跖骨撑开楔形截骨术。  
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial), used for hand osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes (H=0)	32	3832004032
4 孔 4 holes (H=3)	32	3834004003
4 孔 4 holes (H=4)	32	3834004004
4 孔 4 holes (H=5)	32	3834004005
4 孔 4 holes (H=6)	32	3834004006
4 孔 4 holes (H=7)	32	3834004007

掌骨直型接骨板 III 接骨板  
2.7 Straight Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.4	1.4	6	6

配用 2.7 万向钉, 适用舟距关节融合及足部骨折治疗。  
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	27	3806002026

掌骨直型接骨板 II 接骨板  
2.7 Straight Plate I




头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.8	1.8	6	6

配用 2.7 万向钉, 适用关节融合及足部骨折治疗。  
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	40	3851004040

微 X 型接骨板  
2.7 X-shaped Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness
1.8	1.8

配用 2.7 万向钉, 舟距关节融合及足部骨折治疗。  
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 (L3) Length (L3)	头部宽度 (L1) head width(L1)	干部宽度 (L2) stem width(L2)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	23.8	15.5	7	3820004024
4 孔 4 holes	27.1	18.5	7	3820004027
4 孔 4 holes	32.3	20	7	3820004032
4 孔 4 holes	36.6	20.5	7	3820004036

微斜 L 型 II 接骨板  
Ankle Plate I



头部厚度  
head thickness

干部厚度  
stem thickness

1.8

1.8

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 4763107053 与 4763207053 用于第一跖趾关节融合翻修手术; 其余产品用于第一跖趾关节融合。  
used with  $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial)/ $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, used for foot surgery, plate with Angle 5° and 10° used for fusion surgery, plate with Angle 0° used for revision surgery.

规格 Description	长度 Plate Length	角度 Plate Angle	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	42	0°	12	8	3818106042
6 孔右 right 6 holes	42	0°	12	8	3818206042
6 孔左 left 6 holes	52	0°	14	8.5	3845106052
6 孔右 right 6 holes	52	0°	14	8.5	3845206052
6 孔左 left 6 holes	42.5	5°	13	8	3809106042
6 孔右 right 6 holes	42.5	5°	13	8	3809206042
6 孔左 left 6 holes	52.5	5°	13	8	3847106052
7 孔左 left 7 holes	57.5	5°	13	8	3847107057
6 孔右 right 6 holes	52.5	5°	13	8	3847206052
7 孔右 right 7 holes	57.5	5°	13	8	3847207057
6 孔左 left 6 holes	43	10°	12	8	3815106043
6 孔右 right 6 holes	43	10°	12	8	3815206043
6 孔左 left 6 holes	52	10°	13	8	3812106052
6 孔右 right 6 holes	52	10°	13	8	3812206052
7 孔左 left 7 holes	52.5	0°	13	8	3849107053
7 孔右 right 7 holes	52.5	0°	13	8	3849207053

微 H 型接骨板  
2.7 H-shaped Plate



头部厚度  
head thickness

干部厚度  
stem thickness

1.8

1.8

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 适用第一跖跗关节融合。  
used with  $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial)/ $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

规格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	39	19	8.5	3841006038
7 孔 7 holes	49	21.5	8.5	3843007048

T 型矫形接骨板  
2.7 T-shaped Plate III



头部厚度  
head thickness

干部厚度  
stem thickness

1.8

1.8

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 适用第二、第三跖跗关节融合。  
used with  $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial)/ $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

规格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	35	12	7.5	3839004035
4 孔 4 holes	42.5	12	7.5	3822004042
4 孔 4 holes	42	12.5	8	3837004042
6 孔 6 holes	61	12.5	8	3837006061

## 微十型接骨板

## 2.7 T-shaped Plate

头部厚度  
head thickness

1.8

干部厚度  
stem thickness

1.8

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉，足部关节融合、骨折治疗。  
used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw(polyaxial)/ $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

规格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	45.5	12.5	7	3824005045
7 孔 7 holes	63.5	12.5	7	3824007063
5 孔 5 holes	38	12.5	7	3835005038

## 腓骨远端IV接骨板

## Distal fibula Plate IV

头部厚度  
head thickness

1.1

干部厚度  
stem thickness

2.6

头部宽度  
head width

13

干部宽度  
stem width

9

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，适用腓骨远端外侧骨折。  
used with  $\Phi$ 3.5 mm locking screw(polyaxial),  $\Phi$ 3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	81	3828104081
4 孔左 left 4 holes	94	3828105094
6 孔左 left 6 holes	120	3828107120
8 孔左 left 8 holes	146	3828109146
10 孔左 left 10 holes	172	3828111172
3 孔右 right 3 holes	81	3828204081
4 孔右 right 4 holes	94	3828205094
6 孔右 right 6 holes	120	3828207120
8 孔右 right 8 holes	146	3828209146
10 孔右 right 10 holes	172	3828211172

## 小 T 型接骨板

## T Mini Plate

头部厚度  
head thickness

3

干部厚度  
stem thickness

3

头部宽度  
head width

25

干部宽度  
stem width

10

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，支撑胫骨远端后侧的关节内骨折块。  
used with  $\Phi$ 3.5 mm locking screw(polyaxial),  $\Phi$ 3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	70	3830004070
6 孔 6 holes	90	3830006090

多孔异型接骨板

Distal Lateral Tibia Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3	25	10.5

配有 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，支撑胫骨远端后侧的关节内骨折块。  
used with  $\Phi$ 3.5 mm locking screw(polyaxial),  $\Phi$ 3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	70	3826104070
6 孔左 left 6 holes	90	3826106090
4 孔右 right 4 holes	70	3826204070
6 孔右 right 6 holes	90	3826206090

L 型支持接骨板

Distal Lateral Tibia Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2.4	3.4	32.5	15

配有 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，适用胫骨远端外侧骨折。  
used with  $\Phi$ 3.5 mm locking screw(polyaxial),  $\Phi$ 3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	82	3804104082
6 孔左 left 6 holes	112	3804106112
8 孔左 left 8 holes	142	3804108142
10 孔左 left 10 holes	172	3804110172
12 孔左 left 12 holes	202	3804112202
14 孔左 left 14 holes	232	3804114232
16 孔左 left 16 holes	262	3804116262
4 孔右 right 4 holes	82	3804204082
6 孔右 right 6 holes	112	3804206112
8 孔右 right 8 holes	142	3804208142
10 孔右 right 10 holes	172	3804210172
12 孔右 right 12 holes	202	3804212202
14 孔右 right 14 holes	232	3804214232
16 孔右 right 16 holes	262	3804216262

## 胫骨远端 II 接骨板

## Distal Medial Tibial Plate II



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2	4	20	13.5

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用胫骨远端内侧骨折。  
used with  $\Phi$ 3.5 mm locking screw(polyaxial),  $\Phi$ 3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
5 孔内侧左 left 5 holes	111.5	3802104111
7 孔内侧左 left 7 holes	141.5	3802106141
9 孔内侧左 left 9 holes	171.5	3802108171
11 孔内侧左 left 11 holes	201.5	3802110201
13 孔内侧左 left 13 holes	231.5	3802112231
15 孔内侧左 left 15 holes	261.5	3802114261
17 孔内侧左 left 17 holes	291.5	3802116291
5 孔内侧右 right 5 holes	111.5	3802204111
7 孔内侧右 right 7 holes	141.5	3802206141
9 孔内侧右 right 9 holes	171.5	3802208171
11 孔内侧右 right 11 holes	201.5	3802210201
13 孔内侧右 right 13 holes	231.5	3802212231
15 孔内侧右 right 15 holes	261.5	3802214261
17 孔内侧右 right 17 holes	291.5	3802216291

## 锁定螺钉

## Locking Screw



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
1.5		T4 梅花 Torx		$\phi$ 1.1	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi$ 1.5 $\times$ 6	20200061	$\Phi$ 1.5 $\times$ 14	20200069		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 7	20200062	$\Phi$ 1.5 $\times$ 15	20200070		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 8	20200063	$\Phi$ 1.5 $\times$ 16	20200071		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 9	20200064	$\Phi$ 1.5 $\times$ 17	20200072		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 10	20200065	$\Phi$ 1.5 $\times$ 18	20200073		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 11	20200066	$\Phi$ 1.5 $\times$ 19	20200074		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 12	20200067	$\Phi$ 1.5 $\times$ 20	20200018		
$\Phi$ 1.5 $\times$ 13	20200068				

锁定螺钉 (2.0 梅花)  
Locking Screw (φ2.0 Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.0	1.35	0.32	0.7	0.9	T6
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.0×6	20200519	φ2.0×16	20200527		
φ2.0×7	20200520	φ2.0×18	20200528		
φ2.0×8	20200521	φ2.0×20	20200529		
φ2.0×9	20200522	φ2.0×22	20200530		
φ2.0×10	20200523	φ2.0×24	20200531		
φ2.0×11	20200524	φ2.0×26	20200532		
φ2.0×12	20200525	φ2.0×28	20200533		
φ2.0×14	20200526	φ2.0×30	20200534		

备注: A1, P167(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 2.0)  
Locking Screw (LCP φ2.0)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill			
2.0	T6 梅花 Torx	φ1.5			
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.0×6	3929620006	φ2.0×16	3929620016		
φ2.0×7	3929620007	φ2.0×18	3929620018		
φ2.0×8	3929620008	φ2.0×20	3929620020		
φ2.0×9	3929620009	φ2.0×22	3929620022		
φ2.0×10	3929620010	φ2.0×24	3929620024		
φ2.0×11	3929620011	φ2.0×26	3929620026		
φ2.0×12	3929620012	φ2.0×28	3929620028		
φ2.0×14	3929620014	φ2.0×30	3929620030		

备注: A2

锁定螺钉 (φ2.4) (万向)  
Locking Screw  
(φ2.4) (Polyaxial)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.4	1.85	0.275	0.7	1.9	T8
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.4×6	20200535	φ2.4×20	20200542		
φ2.4×8	20200536	φ2.4×22	20200543		
φ2.4×10	20200537	φ2.4×24	20200544		
φ2.4×12	20200538	φ2.4×26	20200545		
φ2.4×14	20200539	φ2.4×28	20200546		
φ2.4×16	20200540	φ2.4×30	20200547		
φ2.4×18	20200541				

备注: A1, P168(A2) 可替

锁定螺钉 (2.4 万向)  
Locking Screw  
(LCP φ2.4, Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill			
2.4	T8 梅花 Torx	φ1.8			
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.4×6	3933624006	φ2.4×20	3933624020		
φ2.4×8	3933624008	φ2.4×22	3933624022		
φ2.4×10	3933624010	φ2.4×24	3933624024		
φ2.4×12	3933624012	φ2.4×26	3933624026		
φ2.4×14	3933624014	φ2.4×28	3933624028		
φ2.4×16	3933624016	φ2.4×30	3933624030		
φ2.4×18	3933624018				

备注: A2

锁定螺钉 (2.4 梅花)

Locking Screw  
( $\phi$ 2.4 Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.4	1.8	0.3	0.7	1.8	T8

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\phi$ 2.4 $\times$ 6	20200548	$\phi$ 2.4 $\times$ 20	20200555
$\phi$ 2.4 $\times$ 8	20200549	$\phi$ 2.4 $\times$ 22	20200556
$\phi$ 2.4 $\times$ 10	20200550	$\phi$ 2.4 $\times$ 24	20200557
$\phi$ 2.4 $\times$ 12	20200551	$\phi$ 2.4 $\times$ 26	20200558
$\phi$ 2.4 $\times$ 14	20200552	$\phi$ 2.4 $\times$ 28	20200559
$\phi$ 2.4 $\times$ 16	20200553	$\phi$ 2.4 $\times$ 30	20200560
$\phi$ 2.4 $\times$ 18	20200554		

备注: A1, P169(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 2.4)

Locking Screw (LCP  $\phi$ 2.4)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.4	T8 梅花 Torx	$\phi$ 1.8

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\phi$ 2.4 $\times$ 6	3930624006	$\phi$ 2.4 $\times$ 20	3930624020
$\phi$ 2.4 $\times$ 8	3930624008	$\phi$ 2.4 $\times$ 22	3930624022
$\phi$ 2.4 $\times$ 10	3930624010	$\phi$ 2.4 $\times$ 24	3930624024
$\phi$ 2.4 $\times$ 12	3930624012	$\phi$ 2.4 $\times$ 26	3930624026
$\phi$ 2.4 $\times$ 14	3930624014	$\phi$ 2.4 $\times$ 28	3930624028
$\phi$ 2.4 $\times$ 16	3930624016	$\phi$ 2.4 $\times$ 30	3930624030
$\phi$ 2.4 $\times$ 18	3930624018		

备注: A2

锁定螺钉 ( $\phi$ 2.7)

Locking Screw ( $\phi$ 2.7)



锁定螺钉 (LCP 2.7)

Locking Screw (LCP  $\phi$ 2.7)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.7	2	0.35	0.7	1.8	T8

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\phi$ 2.7 $\times$ 6	20200561	$\phi$ 2.7 $\times$ 24	20200570
$\phi$ 2.7 $\times$ 8	20200562	$\phi$ 2.7 $\times$ 26	20200571
$\phi$ 2.7 $\times$ 10	20200563	$\phi$ 2.7 $\times$ 28	20200572
$\phi$ 2.7 $\times$ 12	20200564	$\phi$ 2.7 $\times$ 30	20200573
$\phi$ 2.7 $\times$ 14	20200565	$\phi$ 2.7 $\times$ 35	20200574
$\phi$ 2.7 $\times$ 16	20200566	$\phi$ 2.7 $\times$ 40	20200575
$\phi$ 2.7 $\times$ 18	20200567	$\phi$ 2.7 $\times$ 45	20200576
$\phi$ 2.7 $\times$ 20	20200568	$\phi$ 2.7 $\times$ 50	20200577
$\phi$ 2.7 $\times$ 22	20200569		

备注: A1, P170(A2) 可替

钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.7	T8 梅花 Torx	2.0

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\phi$ 2.7 $\times$ 6	3931627006	$\phi$ 2.7 $\times$ 24	3931627024
$\phi$ 2.7 $\times$ 8	3931627008	$\phi$ 2.7 $\times$ 26	3931627026
$\phi$ 2.7 $\times$ 10	3931627010	$\phi$ 2.7 $\times$ 28	3931627028
$\phi$ 2.7 $\times$ 12	3931627012	$\phi$ 2.7 $\times$ 30	3931627030
$\phi$ 2.7 $\times$ 14	3931627014	$\phi$ 2.7 $\times$ 35	3931627035
$\phi$ 2.7 $\times$ 16	3931627016	$\phi$ 2.7 $\times$ 40	3931627040
$\phi$ 2.7 $\times$ 18	3931627018	$\phi$ 2.7 $\times$ 45	3931627045
$\phi$ 2.7 $\times$ 20	3931627020	$\phi$ 2.7 $\times$ 50	3931627050
$\phi$ 2.7 $\times$ 22	3931627022		

备注: A2

锁定螺钉 (Φ2.7 万向)  
Locking Screw  
(Φ2.7, Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
2.7		T8 梅花 Torx		Φ2.0	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.7×6	3932027006	Φ2.7×26	3932027026		
Φ2.7×8	3932027008	Φ2.7×28	3932027028		
Φ2.7×10	3932027010	Φ2.7×30	3932027030		
Φ2.7×12	3932027012	Φ2.7×35	3932027035		
Φ2.7×14	3932027014	Φ2.7×40	3932027040		
Φ2.7×16	3932027016	Φ2.7×45	3932027045		
Φ2.7×18	3932027018	Φ2.7×50	3932027050		
Φ2.7×20	3932027020	Φ2.7×55	3932027055		
Φ2.7×22	3932027022	Φ2.7×60	3932027060		
Φ2.7×24	3932027024				

锁定螺钉 (3.5 平头锁定钉)  
Locking Screw (Φ3.5, Flat Head)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5		T15 梅花 Torx		Φ2.5	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×12	3938035012	Φ3.5×32	3938035032		
Φ3.5×14	3938035014	Φ3.5×34	3938035034		
Φ3.5×16	3938035016	Φ3.5×36	3938035036		
Φ3.5×18	3938035018	Φ3.5×38	3938035038		
Φ3.5×20	3938035020	Φ3.5×40	3938035040		
Φ3.5×22	3938035022	Φ3.5×45	3938035045		
Φ3.5×24	3938035024	Φ3.5×50	3938035050		
Φ3.5×26	3938035026	Φ3.5×55	3938035055		
Φ3.5×28	3938035028	Φ3.5×60	3938035060		
Φ3.5×30	3938035030				

锁定螺钉 (Φ3.5 万向)  
Locking Screw  
(Φ3.5 Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5		T15 梅花 Torx		Φ2.8	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	3924035010	Φ3.5×38	3924035038		
Φ3.5×12	3924035012	Φ3.5×40	3924035040		
Φ3.5×14	3924035014	Φ3.5×42	3924035042		
Φ3.5×16	3924035016	Φ3.5×44	3924035044		
Φ3.5×18	3924035018	Φ3.5×46	3924035046		
Φ3.5×20	3924035020	Φ3.5×48	3924035048		
Φ3.5×22	3924035022	Φ3.5×50	3924035050		
Φ3.5×24	3924035024	Φ3.5×55	3924035055		
Φ3.5×26	3924035026	Φ3.5×60	3924035060		
Φ3.5×28	3924035028	Φ3.5×65	3924035065		
Φ3.5×30	3924035030	Φ3.5×70	3924035070		
Φ3.5×32	3924035032	Φ3.5×75	3924035075		
Φ3.5×34	3924035034	Φ3.5×80	3924035080		
Φ3.5×36	3924035036				

锁定螺钉 (Φ3.5 梅花)  
Locking Screw (Φ3.5 Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.8	0.35	0.8	2.9	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×10	20200578	Φ3.5×44	20200595		
Φ3.5×12	20200579	Φ3.5×46	20200596		
Φ3.5×14	20200580	Φ3.5×48	20200597		
Φ3.5×16	20200581	Φ3.5×50	20200598		
Φ3.5×18	20200582	Φ3.5×55	20200599		
Φ3.5×20	20200583	Φ3.5×60	20200600		
Φ3.5×22	20200584	Φ3.5×65	20200601		
Φ3.5×24	20200585	Φ3.5×70	20200602		
Φ3.5×26	20200586	Φ3.5×75	20200603		
Φ3.5×28	20200587	Φ3.5×80	20200604		
Φ3.5×30	20200588	Φ3.5×85	20200605		
Φ3.5×32	20200589	Φ3.5×90	20200606		
Φ3.5×34	20200590	Φ3.5×95	20200607		
Φ3.5×36	20200591	Φ3.5×100	20200608		
Φ3.5×38	20200592	Φ3.5×105	20200609		
Φ3.5×40	20200593	Φ3.5×110	20200610		
Φ3.5×42	20200594				

备注: A1, P174(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 3.5)  
Locking Screw (LCP Φ3.5)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5	T15 梅花 Torx	2.8	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	3934635010	Φ3.5×44	3934635044
Φ3.5×12	3934635012	Φ3.5×46	3934635046
Φ3.5×14	3934635014	Φ3.5×48	3934635048
Φ3.5×16	3934635016	Φ3.5×50	3934635050
Φ3.5×18	3934635018	Φ3.5×55	3934635055
Φ3.5×20	3934635020	Φ3.5×60	3934635060
Φ3.5×22	3934635022	Φ3.5×65	3934635065
Φ3.5×24	3934635024	Φ3.5×70	3934635070
Φ3.5×26	3934635026	Φ3.5×75	3934635075
Φ3.5×28	3934635028	Φ3.5×80	3934635080
Φ3.5×30	3934635030	Φ3.5×85	3934635085
Φ3.5×32	3934635032	Φ3.5×90	3934635090
Φ3.5×34	3934635034	Φ3.5×95	3934635095
Φ3.5×36	3934635036	Φ3.5×100	3934635100
Φ3.5×38	3934635038	Φ3.5×105	3934635105
Φ3.5×40	3934635040	Φ3.5×110	3934635110
Φ3.5×42	3934635042		

备注: A2

### 锁定螺钉 (Φ3.5) Locking Screw (Φ3.5)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.8	0.35	0.8	3	S=2.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	390101000	Φ3.5×42	390123000
Φ3.5×12	390102000	Φ3.5×45	390114000
Φ3.5×14	390103000	Φ3.5×50	390115000
Φ3.5×16	390104000	Φ3.5×55	390116000
Φ3.5×18	390105000	Φ3.5×60	390117000
Φ3.5×20	390106000	Φ3.5×65	390118000
Φ3.5×22	390107000	Φ3.5×70	390124000
Φ3.5×24	390108000	Φ3.5×75	390125000
Φ3.5×26	390109000	Φ3.5×80	390126000
Φ3.5×28	390110000	Φ3.5×85	3943335085
Φ3.5×30	390111000	Φ3.5×90	3943335090
Φ3.5×32	390119000	Φ3.5×95	3943335095
Φ3.5×34	390120000	Φ3.5×100	3943335100
Φ3.5×36	390121000	Φ3.5×105	3943335105
Φ3.5×38	390122000	Φ3.5×110	3943335110
Φ3.5×40	390113000		



### 锁定螺钉 (Φ5.0) Locking Screw (Φ5.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
5	4.2	0.4	1	3.9	S=3.5

适用于大骨折块固定  
Used for large fragment fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	3902350012	Φ5.0×40	390213000
Φ5.0×14	3902350014	Φ5.0×42	390214000
Φ5.0×16	390201000	Φ5.0×44	390215000
Φ5.0×18	390202000	Φ5.0×46	390216000
Φ5.0×20	390203000	Φ5.0×48	390217000
Φ5.0×22	390204000	Φ5.0×50	390218000
Φ5.0×24	390205000	Φ5.0×55	390219000
Φ5.0×26	390206000	Φ5.0×60	390220000
Φ5.0×28	390207000	Φ5.0×65	390221000
Φ5.0×30	390208000	Φ5.0×70	390222000
Φ5.0×32	390209000	Φ5.0×75	390223000
Φ5.0×34	390210000	Φ5.0×80	390224000
Φ5.0×36	390211000	Φ5.0×85	390225000
Φ5.0×38	390212000	Φ5.0×90	390226000



锁定螺钉 (Φ5.0 梅花)  
Locking Screw (Φ5.0Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
5.0	4.2	0.4	1	3.8	T25

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	20200611	Φ5.0×40	20200625
Φ5.0×14	20200612	Φ5.0×42	20200626
Φ5.0×16	20200613	Φ5.0×44	20200627
Φ5.0×18	20200614	Φ5.0×46	20200628
Φ5.0×20	20200615	Φ5.0×48	20200629
Φ5.0×22	20200616	Φ5.0×50	20200630
Φ5.0×24	20200617	Φ5.0×55	20200631
Φ5.0×26	20200618	Φ5.0×60	20200632
Φ5.0×28	20200619	Φ5.0×65	20200633
Φ5.0×30	20200620	Φ5.0×70	20200634
Φ5.0×32	20200621	Φ5.0×75	20200635
Φ5.0×34	20200622	Φ5.0×80	20200636
Φ5.0×36	20200623	Φ5.0×85	20200637
Φ5.0×38	20200624	Φ5.0×90	20200638

备注: A1, P178(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 5.0)  
Locking Screw (LCP Φ5.0)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
5.0		T25 梅花 Torx		4.3	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	3935650012	Φ5.0×40	3935650040		
Φ5.0×14	3935650014	Φ5.0×42	3935650042		
Φ5.0×16	3935650016	Φ5.0×44	3935650044		
Φ5.0×18	3935650018	Φ5.0×46	3935650046		
Φ5.0×20	3935650020	Φ5.0×48	3935650048		
Φ5.0×22	3935650022	Φ5.0×50	3935650050		
Φ5.0×24	3935650024	Φ5.0×55	3935650055		
Φ5.0×26	3935650026	Φ5.0×60	3935650060		
Φ5.0×28	3935650028	Φ5.0×65	3935650065		
Φ5.0×30	3935650030	Φ5.0×70	3935650070		
Φ5.0×32	3935650032	Φ5.0×75	3935650075		
Φ5.0×34	3935650034	Φ5.0×80	3935650080		
Φ5.0×36	3935650036	Φ5.0×85	3935650085		
Φ5.0×38	3935650038	Φ5.0×90	3935650090		

备注: A2

填塞钉  
Filling Screw



名称 Name	规格 Description	使用位置 Position	接口型式 End Type	产品编码 Product Code	颜色 Color
填塞钉IV	Φ2.0×2	与 LCP2.0 锁定孔配用	T6 梅花 Torx	20200694	浅绿色 LightGreen
填塞钉IV	Φ2.4×2	与 LCP2.4 锁定孔配用	T8 梅花 Torx	20300745	金黄色 Golden
填塞钉IV	Φ3.5×3	与 LCP3.5 锁定孔配用	T15 梅花 Torx	20300746	淡蓝色 LightBlue
填塞钉II	Φ3.5×0.5	与 3.5 平头锁定孔配用	T15 梅花 Torx	20300744	淡蓝色 LightBlue
填塞钉I	Φ5.0×0.5	与 LCP5.0 锁定孔配用	T25 梅花 Torx	20200705	浅绿色 LightGreen
填塞钉III	Φ6.5×5	与 LCP6.5 锁定孔配用	S=4 六方 Hex	20300747	金黄色 Golden

备注：填塞孔作用

填塞钉  
Filling Screw



名称 Name	规格 Description	使用位置 Position	接口型式 End Type	产品编码 Product Code	颜色 Color
填塞钉IV	Φ2.4×3	与 LCP2.4 锁定孔配用	T8 梅花 Torx	20200692	金黄色 Golden
填塞钉IV	Φ3.5×4	与 LCP3.5 锁定孔配用	T15 梅花 Torx	3937635004	淡蓝色 LightBlue
填塞钉IV	Φ5.0×5	与 LCP5.0 锁定孔配用	T25 梅花 Torx	3936650002	浅绿色 LightGreen
填塞钉III	Φ6.5×6	与 LCP6.5 锁定孔配用	S=4 六方 Hex	20200693	金黄色 Golden

备注：限制接触作用

锁定螺钉  
(小头 HB6.5 空心)  
Locking Screw  
(HB 6.5, Low Profile, Cannulated)



锁定螺钉 (HB6.5 空心)  
Locking Screw  
(HB6.5 Cannulated)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
6.5		S=4 六方 Hex		Outer: Φ5.0, Inner: Φ2.5	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	3928665050	Φ6.5×90	20200648		
Φ6.5×55	20200641	Φ6.5×95	20200649		
Φ6.5×60	20200642	Φ6.5×100	20200650		
Φ6.5×65	20200643	Φ6.5×105	20200651		
Φ6.5×70	20200644	Φ6.5×110	3928665110		
Φ6.5×75	20200645	Φ6.5×115	3928665115		
Φ6.5×80	20200646	Φ6.5×120	3928665120		
Φ6.5×85	20200647				

备注：配用 Φ2.5 导针 Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.5	5	0.75	2	4	S=4.5

适用于股骨远端及近端骨折固定  
Used for distal and proximal femoral fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	390301000	Φ6.5×85	390307000
Φ6.5×60	390302000	Φ6.5×90	390308000
Φ6.5×65	390303000	Φ6.5×95	390309000
Φ6.5×70	390304000	Φ6.5×100	390310000
Φ6.5×75	390305000	Φ6.5×105	390311000
Φ6.5×80	390306000		

备注：配用 Φ2.8 导针 Remark: Used with Φ2.8 Guide Pin

锁定螺钉 (HB6.5 空心)  
Locking Screw (HB6.5 Cannulated)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.3	5.8	0.25	1	5.4	S=4

适用于股骨近端接骨板, 适用于股骨近端骨折固定  
Used for proximal femoral plate, Used for fixation of proximal femoral fracture

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	391001000
Φ6.5×60	391002000
Φ6.5×65	391003000
Φ6.5×70	391004000
Φ6.5×75	391005000
Φ6.5×80	391006000
Φ6.5×85	391007000
Φ6.5×90	391008000
Φ6.5×95	391009000
Φ6.5×100	391010000
Φ6.5×105	391011000

备注: 配用 Φ2.5 导针 Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

锁定螺钉 (HB6.5)  
Locking Screw (HB6.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.3	5.8	0.25	1	5.4	S=4

适用于股骨近端接骨板, 适用于股骨近端骨折固定  
Used for proximal femoral plate, Used for fixation of proximal femoral fracture

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	390901000
Φ6.5×60	390902000
Φ6.5×65	390903000
Φ6.5×70	390904000
Φ6.5×75	390905000
Φ6.5×80	390906000
Φ6.5×85	390907000
Φ6.5×90	390908000
Φ6.5×95	390909000
Φ6.5×100	390910000
Φ6.5×105	390911000

### 锁骨中段异型接骨板 Mid-Clavicle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨中段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 6 孔 right 6 holes	69.5	20100076
右 7 孔 right 7 holes	81.5	20100077
右 8 孔 right 8 holes	93	20100078
右 10 孔 right 10 holes	115.5	20100079
右 12 孔 right 12 holes	135	20100080
左 6 孔 left 6 holes	69.5	20100071
左 7 孔 left 7 holes	81.5	20100072
左 8 孔 left 8 holes	93	20100073
左 10 孔 left 10 holes	115.5	20100074
左 12 孔 left 12 holes	135	20100075

备注：A1, P184(A2) 可替

### 锁骨中段异型接骨板 Mid-Clavicle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨中段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 right 6 holes	69.5	342010609
左 7 孔	81.5	3420107081
左 8 孔	93	3420108093
左 9 孔	105	3867109104
左 10 孔	115.5	3420110115
左 12 孔	135	3420112135
右 6 孔 left 6 holes	69.5	3420206069
右 7 孔	81.5	3420207081
右 8 孔	93	3420208093
右 9 孔	105	3867209104
右 10 孔	115.5	3420210115
右 12 孔	135	3420212135

备注：A2

## 锁骨中段异型 II 接骨板

## Mid- Clavicle Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于锁骨中段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	92	3345406092
左 7 孔 left 7 holes	107.5	3345407107
左 8 孔 left 8 holes	115.5	3345408115
右 6 孔 right 6 holes	92	3345506092
右 7 孔 right 7 holes	107.5	3345507107
右 8 孔 right 8 holes	115.5	3345508115

## 弧形重建 IV 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate IV(Distal Clavicle)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于锁骨远段骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	68	334501002
右 6 孔 right 6 holes	68	334502002

## 锁骨钩型接骨板

## Clavicle Hook Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于锁骨肩峰端骨折 / 肩锁关节脱位  
Used with  $\Phi$ 3.5mm/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for clavicle shoulder fracture/ acromioclavicular dislocation

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	12	70	333609002
左 4 孔 left 4 holes	12	79	333601002
左 5 孔 left 5 holes	12	87	333605002
左 6 孔 left 6 holes	12	94	333602002
左 7 孔 left 7 holes	12	101	333606002
左 3 孔 left 3 holes	15	70	333610002
左 4 孔 left 4 holes	15	79	333603002
左 5 孔 left 5 holes	15	87	333607002
左 6 孔 left 6 holes	15	94	333604002
左 7 孔 left 7 holes	15	101	333608002
右 3 孔 right 3 holes	12	70	333709002
右 4 孔 right 4 holes	12	79	333701002
右 5 孔 right 5 holes	12	87	333705002
右 6 孔 right 6 holes	12	94	333702002
右 7 孔 right 7 holes	12	101	333706002
右 3 孔 right 3 holes	15	70	333710002
右 4 孔 right 4 holes	15	79	333703002
右 5 孔 right 5 holes	15	87	333707002
右 6 孔 right 6 holes	15	94	333704002
右 7 孔 right 7 holes	15	101	333708002

### 肱骨近端接骨板 Proximal Humeral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	22.5	13

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于肱骨近端骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	99	332601002
左 5 孔 left 5 holes	115	332608002
左 6 孔 left 6 holes	131	332602002
左 7 孔 left 7 holes	147	332607002
左 9 孔 left 9 holes	179	332609002
左 11 孔 left 11 holes	211	332606002
右 4 孔 right 4 holes	99	332702002
右 5 孔 right 5 holes	115	332708002
右 6 孔 right 6 holes	131	332703002
右 7 孔 right 7 holes	147	332707002
右 9 孔 right 9 holes	179	332709002
右 11 孔 right 11 holes	211	332701002

### 前臂限制接触接骨板 Forearm Limited Contact Plate



### 前臂限制接触 Forearm Limited Contact Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨干骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for humeral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	75	20100208
6 孔 6 holes	90	20100209
7 孔 7 holes	105	20100210
8 孔 8 holes	120	20100211
9 孔 9 holes	135	20100212
10 孔 10 holes	150	20100213
12 孔 12 holes	180	20100214

备注：A1, P188(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨干骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	75	3410605075
6 孔 6 holes	90	3410606090
7 孔 7 holes	105	3410607105
8 孔 8 holes	120	3410608120
9 孔 9 holes	135	3410609135
10 孔 10 holes	150	3410610150
12 孔 12 holes	180	3410612180

备注：A2

## 4.5 窄限制接触接骨板

## 4.5 Limited Contact

## Narrow Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 4.5/6.5mm 普通螺钉, 适用于肱骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw, Used for humeral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	106	20100218
7 孔 7 holes	124	20100219
8 孔 8 holes	142	20100220
9 孔 9 holes	160	20100215
10 孔 10 holes	178	20100216
12 孔 12 holes	214	20100217

## 肱骨髁叉异型接骨板

## Humeral Condyle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	57.5	11

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于肱骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal humerus fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	88	331405002
左 5 孔 left 5 holes	120	331406002
左 6 孔 left 6 holes	136	331403002
右 3 孔 right 3 holes	88	331505002
右 5 孔 right 5 holes	120	331506002
右 6 孔 right 6 holes	136	331503002

## 肱骨远端外侧接骨板

## Distal Lateral Humeral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于肱骨远端骨折

Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal humerus fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	77.5	333201002
左 9 孔 left 9 holes	101	333202002
左 11 孔 left 11 holes	125	333203002
左 13 孔 left 13 holes	149	333204002
左 15 孔 left 15 holes	172	333205002
右 7 孔 right 7 holes	77.5	333301002
右 9 孔 right 9 holes	101	333302002
右 11 孔 right 11 holes	125	333303002
右 13 孔 right 13 holes	149	333304002
右 15 孔 right 15 holes	172	333305002

## 鹰嘴型接骨板

## Olecranon Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3	15	10

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	333405002
左 4 孔 left 4 holes	106	333401002
左 6 孔 left 6 holes	132	333402002
左 8 孔 left 8 holes	158	333403002
左 10 孔 left 10 holes	184	333404002
左 12 孔 left 12 holes	210	333406002
右 2 孔 right 2 holes	80	333505002
右 4 孔 right 4 holes	106	333501002
右 6 孔 right 6 holes	132	333502002
右 8 孔 right 8 holes	158	333503002
右 10 孔 right 10 holes	184	333504002
右 12 孔 right 12 holes	210	333506002

小 T 型接骨板  
T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	24	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	335001002
3-5 孔 3-5 holes	67	335002002

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	31	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4-4 孔 4-4 holes	58	335101002
4-6 孔 4-6 holes	78	335102002

## 斜 T 型接骨板

## T-Oblique Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	23	10

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	52	330301002
3-4 孔 3-4 holes	63	330302002
3-5 孔 3-5 holes	74	330303002

### 前臂限制接触接骨板 Forearm Limited Contact Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于尺、桡骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5mm/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	51	20100221
5 孔 5 holes	64	20100222
6 孔 6 holes	77	20100223
7 孔 7 holes	90	20100224
8 孔 8 holes	103	20100225
10 孔 10 holes	129	20100226

备注: A1, P193(A2) 可替

### 前臂限制接触接骨板 Forearm Limited Contact Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

配用 3.5/4.0 普通钉, 适用于尺桡骨骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/4.0mm Ti-Screw, Used for ulna and radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	51	3412604051
5 孔 5 holes	64	3412605064
6 孔 6 holes	77	3412606077
7 孔 7 holes	90	3412607090
8 孔 8 holes	103	3412608103
10 孔 10 holes	129	3412610129

备注: A2

### 固定板 Rib Plate

配用 2.7 钛质接骨螺钉, 适用于肋骨骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7 titanium screw, Used for rib fracture

规格 Description	长度 Length	爪环抱宽度 width (H2)	厚度 thickness	产品编码 Product Code
H2 19 L 55 直型	55	19	1.2	20100032
H2 19 L 45 直型	45	19	1.2	20100033
H2 19 L 30 直型	30	19	1.2	20100035
H2 15 L 55 直型	55	15	1.2	20100036
H2 15 L 45 直型	45	15	1.2	20100037
H2 15 L 30 直型	30	15	1.2	20100038
H2 11 L 45 直型	45	11	1.2	20100039





### 3.5 直型重建接骨板

#### 3.5 Straight Reconstruction Plate

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	58	20100094	
6 孔 6 holes	70	20100095	
7 孔 7 holes	82	20100096	
8 孔 8 holes	94	20100097	
10 孔 10 holes	118	20100098	
12 孔 12 holes	142	20100099	
14 孔 14 holes	166	20100100	
16 孔 16 holes	190	20100101	

备注: A1, P196(A2) 可替



### 3.5 直型重建接骨板

#### 3.5 Straight Reconstruction Plate

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	58	4193605058	
6 孔 6 holes	70	4193606070	
7 孔 7 holes	82	4193607082	
8 孔 8 holes	94	4193608094	
10 孔 10 holes	118	4193610118	
12 孔 12 holes	142	4193612142	
14 孔 14 holes	166	4193614166	
16 孔 16 holes	190	4193616190	

备注: A2

## 3.5 弧形重建接骨板

## 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for pelvis / acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	47	20100081
5 孔 5 holes	58.5	20100082
6 孔 6 holes	70	20100083
7 孔 7 holes	81	20100084
8 孔 8 holes	92	20100085
10 孔 10 holes	113	20100086
12 孔 12 holes	132.5	20100087

备注: A1, P197(A2) 可替

## 3.5 弧形重建接骨板

## 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for pelvis / acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	47	3416604046
5 孔 5 holes	58.5	3416605058
6 孔 6 holes	70	3416606070
7 孔 7 holes	81	3416607081
8 孔 8 holes	92	3416608092
10 孔 10 holes	113	3416610113
12 孔 12 holes	132.5	3416612132

备注: A2

## 弧形重建 II 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂嵴  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliaca fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	49	20100227
6 孔 6 holes	71	20100229

备注: A1, P198(A2) 可替

## 弧形重建 II 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂嵴  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliaca fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	48	3423604048
6 孔 6 holes	71	3423606071

备注: A2



## 弧形重建 V 接骨板 ( 髌髻关节前路 )

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V (Anterior iliac joint)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	30	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌髻关节前路

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for anterior iliac joint fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	73	20100102
右 4 孔 right 4 holes	73	20100103

备注: A1, P199(A2) 可替



## 弧形重建 V 接骨板 ( 髌髻关节前路 )

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V (Anterior iliac joint)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	37	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌髻关节前路

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for anterior iliac joint fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	73	3448704073
右 4 孔 right 4 holes	73	3448804073

备注: A2

## 弧形重建 V 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V



## 弧形重建 V 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼后壁

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for acetabulum posterior fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	63	3348406063
左 8 孔 left 8 holes	87	3348408087
左 10 孔 left 10 holes	109	3348410109
右 6 孔 right 6 holes	63	3348506063
右 8 孔 right 8 holes	87	3348508087
右 10 孔 right 10 holes	109	3348510109

备注: A1, P200(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼后壁

Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for acetabulum posterior fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 6 孔 right 6 holes	69	3446806069
右 8 孔 right 8 holes	91	3446808091
右 10 孔 right 10 holes	117	3446810117
左 6 孔 left 6 holes	69	3446706069
左 8 孔 left 8 holes	91	3446708091
左 10 孔 left 10 holes	117	3446710117

备注: A2

## 3.5 弧形重建接骨板 (髂耻多段型)

## 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate (iliopectineal multi-stage)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配有 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂耻多段骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliopectineal multi-stage fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
18 孔 holes L=19	132	20100088
18 孔 holes L=22	135	20100089
18 孔 holes L=25	138	20100090

备注: A1, P201(A2) 可替

## 3.5 弧形重建接骨板 (髂耻多段型)

## 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate (iliopectineal multi-stage)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配有 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂耻多段骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliopectineal multi-stage fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
18 孔 holes	132	3450618086
18 孔 holes	135	3451618086
18 孔 holes	138	3452618086

备注: A2



## 弧形重建III接骨板 (耻骨联合)

## Arc-Shaped Reconstruction Plate III (Symphysis Pubis)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配有 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于耻骨联合  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for symphysis pubis

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	52	20100091
4 孔 4 holes	55	20100092
4 孔 4 holes	58	20100093

备注: A1, P202(A2) 可替



## 弧形重建III接骨板 (耻骨联合)

## Arc-Shaped Reconstruction Plate III (Symphysis Pubis)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配有 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于耻骨联合  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for symphysis pubis

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	52	3418604052
4 孔 4 holes	55	3418604055
4 孔 4 holes	58	3418604058

备注: A2

### 弧形重建 V 接骨板 Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Anterior Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	20100104
左 9 孔 left 9 holes	95	20100105
左 11 孔 left 11 holes	119	20100106
右 7 孔 right 7 holes	71	20100107
右 9 孔 right 9 holes	95	20100108
右 11 孔 right 11 holes	119	20100109

备注: A1, P203(A2) 可替

### 弧形重建 V 接骨板 Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Anterior Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	3449707071
左 9 孔 left 9 holes	95	3449709095
左 11 孔 left 11 holes	119	3449711119
右 7 孔 right 7 holes	71	3449807071
右 9 孔 right 9 holes	95	3449809095
右 11 孔 right 11 holes	119	3449811119

备注: A2

### 弧形重建 V 接骨板 Arc-Shaped Reconstruction Plate V



### 弧形重建 V 接骨板 Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于髌臼骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Acetabular fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	73	20100110
左 8 孔 left 8 holes	93.5	20100111
左 10 孔 left 10 holes	113.5	20100112
右 6 孔 right 6 holes	73	20100113
右 8 孔 right 8 holes	93.5	20100114
右 10 孔 right 10 holes	113.5	20100115

备注: A1, P204(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于髌臼骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Acetabular fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 6 孔 right 6 holes	73	3421806073
右 8 孔 right 8 holes	93.5	3421808093
右 10 孔 right 10 holes	113.5	3421810113
左 6 孔 left 6 holes	73	3421706073
左 8 孔 left 8 holes	93.5	3421708093
左 10 孔 left 10 holes	113.5	3421710113

备注: A2

## 弧形重建 V 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	3351407071
左 9 孔 left 9 holes	95	3351409095
左 11 孔 left 11 holes	119	3351411119
右 7 孔 right 7 holes	71	3351507071
右 9 孔 right 9 holes	95	3351509095
右 11 孔 right 11 holes	119	3351511119

备注: A1, P205(A2) 可替

## 弧形重建 V 接骨板

## Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	3447707071
左 9 孔 left 9 holes	95	3447709095
左 11 孔 left 11 holes	119	3447711119
右 7 孔 right 7 holes	71	3447807071
右 9 孔 right 9 holes	95	3447809095
右 11 孔 right 11 holes	119	3447811119

备注: A2

## 股骨近端 II 接骨板

## Proximal Femoral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	6	25.6	18

头部: 6.5 普通螺钉; 干部: 4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨近端骨折

Head: used with  $\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	124	332207002
左 4 孔 left 4 holes	160	332201002
左 6 孔 left 6 holes	196	332202002
左 8 孔 left 8 holes	232	332203002
左 10 孔 left 10 holes	268	332204002
左 12 孔 left 12 holes	304	332205002
左 14 孔 left 14 holes	340	332213002
右 2 孔 right 2 holes	124	332307002
右 4 孔 right 4 holes	160	332308002
右 6 孔 right 6 holes	196	332309002
右 8 孔 right 8 holes	232	332310002
右 10 孔 right 10 holes	268	332311002
右 12 孔 right 12 holes	304	332312002
右 14 孔 right 14 holes	340	332313002



DHS 接骨板  
DHS Plate

钢板厚度 thickness	钢板宽度 width
5.5	19

头部: 空心加压螺钉; 干部: 4.5/6.5 普通螺钉。适用于粗隆间骨折  
Head: used with cannulated compression screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw,  
Used for femoral Intertrochanteric fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 130° 3 holes	82	360101000
4 孔 130° 4 holes	100	360102000
5 孔 130° 5 holes	118	360103000
6 孔 130° 6 holes	136	360104000
7 孔 130° 7 holes	154	360107000
8 孔 130° 8 holes	172	360105000
9 孔 130° 9 holes	190	360108000
10 孔 130° 10 holes	208	360106000
11 孔 130° 11 holes	226	360109000
12 孔 130° 12 holes	244	360110000
3 孔 135° 3 holes	82	360201000
4 孔 135° 4 holes	100	360202000
5 孔 135° 5 holes	118	360203000
6 孔 135° 6 holes	136	360204000
7 孔 135° 7 holes	154	360207000
8 孔 135° 8 holes	172	360205000
9 孔 135° 9 holes	190	360208000
10 孔 135° 10 holes	208	360206000
11 孔 135° 11 holes	226	360209000
12 孔 135° 12 holes	244	360210000

DCS 接骨板  
DCS Plate

钢板厚度 thickness	钢板宽度 width
5.5	17

头部: 空心加压螺钉; 干部: 4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨髁上骨折  
Head: used with cannulated compression screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw,  
Used for femoral condylar comminuted fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	120	360301000
7 孔 7 holes	138	360305000
8 孔 8 holes	156	360302000
9 孔 9 holes	174	360306000
10 孔 10 holes	192	360303000
11 孔 11 holes	210	360307000
12 孔 12 holes	228	360304000

#### 4.5 宽限制接触接骨板 4.5 Limited Contact Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	17.9	17.9

配用 4.5/6.5mm 普通螺钉, 适用于股骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	142	20100228
9 孔 9 holes	160	20100230
10 孔 10 holes	178	20100231
12 孔 12 holes	214	20100232
14 孔 14 holes	250	20100233

备注: A1, P209(A2) 可替

#### 4.5 宽限制接触接骨板 4.5 Limited Contact Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	17.9	17.9

配用 4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折  
Used with  $\Phi$ 4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	142	3434608142
9 孔 9 holes	160	3434609160
10 孔 10 holes	178	3434610178
12 孔 12 holes	214	3434612214
14 孔 14 holes	250	3434614250

备注: A2

#### 股骨髁异型 II 接骨板 Femoral Condyle Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.3	6	33.5	17

头部: 6.5 普通螺钉; 干部: 4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨髁粉碎性骨折  
Head: used with  $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw, Used for Femoral condylar comminuted fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	133	334601002
左 7 孔 left 7 holes	169	334602002
左 9 孔 left 9 holes	205	334603002
左 11 孔 left 11 holes	241	334604002
左 13 孔 left 13 holes	277	334605002
左 15 孔 left 15 holes	313	334606002
右 5 孔 right 5 holes	133	334701002
右 7 孔 right 7 holes	169	334702002
右 9 孔 right 9 holes	205	334703002
右 11 孔 right 11 holes	241	334704002
右 13 孔 right 13 holes	277	334705002
右 15 孔 right 15 holes	313	334706002



### L型支持接骨板

#### L-Shaped Support Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	31	15

头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台外侧骨折  
Head: used with  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$  mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for Lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-4 孔 left 2-4 holes	85	330601002
左 2-5 孔 left 2-5 holes	101	330603002
左 2-6 孔 left 2-6 holes	117	330602002
左 2-8 孔 left 2-8 holes	149	330604002
右 2-4 孔 right 2-4 holes	85	330701002
右 2-5 孔 right 2-5 holes	101	330703002
右 2-6 孔 right 2-6 holes	117	330702002
右 2-8 孔 right 2-8 holes	149	330704002

### T型支持接骨板

#### T-Shaped Support Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	36	16.5

头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台内侧骨折  
Head: used with  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$  mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	83.5	330104002
6 孔 6 holes	115.5	330105002
8 孔 8 holes	147.5	330106002

### 冰球棒 L型支持接骨板

#### Lateral Tibia Plateau Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.9	4.5	32	14

头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台外侧骨折  
Head: used with  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$  mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for Lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	120	330801002
左 7 孔 left 7 holes	156	330802002
左 9 孔 left 9 holes	192	330803002
左 11 孔 left 11 holes	228	330804002
左 13 孔 left 13 holes	264	330805002
右 5 孔 right 5 holes	120	330901002
右 7 孔 right 7 holes	156	330902002
右 9 孔 right 9 holes	192	330903002
右 11 孔 right 11 holes	228	330904002
右 13 孔 right 13 holes	264	330905002

### 胫骨平台内侧接骨板 Medial Tibia Plateau Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	37	15.5

头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台内侧骨折  
Head: used with  $\Phi 4.5/\Phi 6.5$  mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96	331606002
左 5 孔 left 5 holes	132	331607002
左 7 孔 left 7 holes	168	331608002
左 9 孔 left 9 holes	204	331604002
左 11 孔 left 11 holes	240	331605002
右 3 孔 right 3 holes	96	331706002
右 5 孔 right 5 holes	132	331707002
右 7 孔 right 7 holes	168	331708002
右 9 孔 right 9 holes	204	331704002
右 11 孔 right 11 holes	240	331705002



### 4.5 窄限制接触接骨板 4.5 Limited Contact Narrow Plate



### 4.5 窄限制接触接骨板 4.5 Limited Contact Narrow Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5mm 普通螺钉, 适用于胫骨干骨折  
Used with  $\Phi 4.5$  mm Ti-Screw, Used for tibia diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	106	20100234
7 孔 7 holes	124	20100235
8 孔 8 holes	142	20100236
9 孔 9 holes	160	20100237
10 孔 10 holes	178	20100238
12 孔 12 holes	214	20100239

备注: A1, P214(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5 普通钉, 适用于胫骨干骨折  
Used with  $\Phi 4.5$  Ti-Screw, Used for femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	106	3427606106
7 孔 7 holes	124	3427607124
8 孔 8 holes	142	3427608142
9 孔 9 holes	160	3427609160
10 孔 10 holes	178	3427610178
12 孔 12 holes	214	3427612214

备注: A2



## 胫骨远端内侧 II 接骨板

## Distal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4	21	10.5

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨远端内侧骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal medial fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	148	332003002
左 8 孔 left 8 holes	174	332004002
左 10 孔 left 10 holes	200	332005002
左 12 孔 left 12 holes	226	332006002
右 6 孔 right 6 holes	148	332103002
右 8 孔 right 8 holes	174	332104002
右 10 孔 right 10 holes	200	332105002
右 12 孔 right 12 holes	226	332106002

## 扭转异型 II 接骨板

## Distal Lateral Tibial Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	22	16

头部 :4.5/6.5 普通螺钉, 干部 :4.5 普通螺钉, 适用于胫骨远端外侧骨折  
Head: used with  $\Phi$ 4.5/ $\Phi$ 6.5mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi$ 4.5 mm Ti-Screw, Used for distal tibial lateral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	121	3355405121
左 7 孔 left 7 holes	157	3355407157
左 9 孔 left 9 holes	193	3355409193
左 11 孔 left 11 holes	229	3355411229
右 5 孔 right 5 holes	121	3355505121
右 7 孔 right 7 holes	157	3355507157
右 9 孔 right 9 holes	193	3355509193
右 11 孔 right 11 holes	229	3355511229



## 1/3 管状接骨板

## 1/3 Tubular Shaped Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10

配有 3.5/4.0mm 普通螺钉, 仅限用于腓骨骨折  
Used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Only used for fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	64	340701002
6 孔 6 holes	76	340702002
7 孔 7 holes	88	340703002
8 孔 8 holes	100	340704002
10 孔 10 holes	124	340705002

## 腓骨远端接骨板

## Distal Fibula Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	14	9.5

头部: 3.5/4.0 普通螺钉; 干部: 3.5 普通螺钉, 适用于腓骨远端骨折  
Head: used with  $\Phi$ 3.5/ $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	52	334801002
左 4 孔 left 4 holes	73	334802002
左 6 孔 left 6 holes	94	334803002
左 8 孔 left 8 holes	115	334804002
左 10 孔 left 10 holes	136	334805002
左 12 孔 left 12 holes	157	334806002
右 2 孔 right 2 holes	52	334901002
右 4 孔 right 4 holes	73	334902002
右 6 孔 right 6 holes	94	334903002
右 8 孔 right 8 holes	115	334904002
右 10 孔 right 10 holes	136	334905002
右 12 孔 right 12 holes	157	334906002



## 2.0 直型 I 接骨板

## 2.0 Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	5	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	17	21700050
4 孔 4 holes	23	21700051
5 孔 5 holes	29	21700052
6 孔 6 holes	35	21700053
7 孔 7 holes	41	21700054

备注: A1, P219(A2) 可替

## 2.0 直型 I 接骨板

## 2.0 Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	5	5

配用 2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	17	3438603017
4 孔 4 holes	23	3438604023
5 孔 5 holes	29	3438605029
6 孔 6 holes	35	3438606035
7 孔 7 holes	41	3438607041

备注: A2



## 2.0 微 T 型 I 接骨板

## 2.0 T Mini Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-2 孔 2-2 holes	19	21700042
2-3 孔 2-3 holes	25	21700043
2-4 孔 2-4 holes	31	330403002
2-5 孔 2-5 holes	37	21700044

备注: A1, P220(A2) 可替

## 2.0 微 T 型 I 接骨板

## 2.0 T Mini Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-2 孔 2-2 holes	19	3424602019
2-3 孔 2-3 holes	25	3424603025
2-4 孔 2-4 holes	31	21700055
2-5 孔 2-5 holes	37	3424605037

备注: A2



## 2.0 微 L 型 I 接骨板

## 2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	333901002
左 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	333902002
右 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	334001002
右 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	334002002

备注: A1, P221(A2) 可替

## 2.0 微 L 型 I 接骨板

## 2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	21700063
左 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	21700064
右 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	21700065
右 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	21700066

备注: A2

## 2.0 微 L 型 I 接骨板

## 2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 斜角 oblique left 2-2holes	19	21700045
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	25	21700046
右 2-2 孔 斜角 oblique right2-2holes	19	21700047
右 2-3 孔 斜角 oblique right2-3holes	25	21700048

备注: A1, P222(A2) 可替

## 2.0 微 L 型 I 接骨板

## 2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 1.5/ $\Phi$ 2.0 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 斜角 oblique left 2-2holes	19	3428702019
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	25	3428703025
右 2-2 孔 斜角 oblique right2-2holes	19	3429802019
右 2-3 孔 斜角 oblique right2-3holes	25	3429803025

备注: A2

## 2.7 直型接骨板

## 2.7 Straight Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	7	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折、肋骨骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7 mm Ti-Screw, Used for hand、foot and ribs fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	31	20500111
5 孔 5 holes	39	20500112
6 孔 6 holes	47	20500113
7 孔 7 holes	55	20500114

备注: A1, P223(A2) 可替

## 2.7 直型接骨板

## 2.7 Straight Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	7	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	31	3414604031
5 孔 5 holes	39	3414605039
6 孔 6 holes	47	3414606047
7 孔 7 holes	55	3414607055

备注: A2

## 2.7 微 T 型 II 接骨板

## 2.7 T Mini Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	14	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	32	20500115
2-4 孔 2-4 holes	40	20500116
2-5 孔 2-5 holes	48	20500117

备注: A1, P224(A2) 可替

## 2.7 微 T 型 II 接骨板

## 2.7 T Mini Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	14	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7 mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	32	3422603032
2-4 孔 2-4 holes	40	3422604040
2-5 孔 2-5 holes	48	3422605048

备注: A2

## 2.7 微 L 型 III 接骨板

## 2.7 L Mini Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	15	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi 2.7$  mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	35	20500118
左 2-4 孔 斜角 oblique left 2-4holes	43	20500119
左 2-5 孔 斜角 oblique left 2-5holes	51	20500120
右 2-3 孔 斜角 oblique right 2-3holes	35	20500121
右 2-4 孔 斜角 oblique right 2-4holes	43	20500122
右 2-5 孔 斜角 oblique right 2-5holes	51	20500123

备注: A1, P225(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	15	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折  
Used with  $\Phi 2.7$  mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	35	3430703035
左 2-4 孔 斜角 oblique left 2-4holes	43	3430704043
左 2-5 孔 斜角 oblique left 2-5holes	51	3430705051
右 2-3 孔 斜角 oblique right 2-3holes	35	3431803035
右 2-4 孔 斜角 oblique right 2-4holes	43	3431804043
右 2-5 孔 斜角 oblique right 2-5holes	51	3431805051

备注: A2

## 2.7 微 L 型 III 接骨板

## 2.7 L Mini Plate III



## 结构异型 IV 接骨板

## Calcaneal Plate IV



## 结构异型 VII 接骨板

## Calcaneal Plate VII



## 结构异型 VI 接骨板

## Calcaneal Plate VI



配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
小 small	1.2	60	333803002
大 large	1.2	69	333804002

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右, 大 right, large	1.2	64	333807002
左, 大 left, large	1.2	64	333805002
右, 小 right, small	1.2	46	333808002
左, 小 left, small	1.2	46	333806002

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折  
Used with  $\Phi 3.5/\Phi 4.0$  mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左, 大 left, large	2	71	335801002
右, 大 right, large	2	71	335803002
左, 小 left, small	2	61	335802002
右, 小 right, small	2	61	335804002

## 钛质接骨螺钉 (HA1.5)

## Ti-Screw (HA1.5)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
1.5		T4 梅花 Torx		φ1.1	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ1.5×6	20100252	Φ1.5×14	20100259		
Φ1.5×7	20100253	Φ1.5×15	20100049		
Φ1.5×8	20100254	Φ1.5×16	20100260		
Φ1.5×9	20100255	Φ1.5×17	20100051		
Φ1.5×10	20100256	Φ1.5×18	20100052		
Φ1.5×11	20100257	Φ1.5×19	20100053		
Φ1.5×12	20100258	Φ1.5×20	20100024		
Φ1.5×13	20100047				

## 钛质接骨螺钉 (HA1.5)

## Ti-Screw (HA1.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
1.5	1	0.25	0.6	1.3	0.5

适用于手足部骨折固定。

Used for hand and foot fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ1.5×5	350710000	Φ1.5×10	350705000
Φ1.5×6	350701000	Φ1.5×11	350706000
Φ1.5×7	350702000	Φ1.5×12	350707000
Φ1.5×8	350703000	Φ1.5×14	350708000
Φ1.5×9	350704000	Φ1.5×16	350709000

## 钛质接骨螺钉 (HA2.0)

## Ti-Screw (HA2.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
2	1.4	0.3	0.8	1.1	0.5

适用于手足部骨折固定，配合 2.0 系列接骨板使用

Used for hand and foot fracture, Used with Φ2.0mm Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×6	350801000	Φ2.0×14	350805000
Φ2.0×8	350802000	Φ2.0×16	350806000
Φ2.0×10	350803000	Φ2.0×18	350807000
Φ2.0×12	350804000		

## 钛质接骨螺钉 (HA2.0)

## Ti-Screw (HA2.0)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.0	2.8	T6 梅花 Torx	1.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×6	3535620006	Φ2.0×14	3535620014
Φ2.0×8	3535620008	Φ2.0×16	3535620016
Φ2.0×10	3535620010	Φ2.0×18	3535620018
Φ2.0×12	3535620012	Φ2.0×20	3535620020

### 钛质接骨螺钉 (HA2.7) Ti-Screw (HA2.7)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
2.7	1.9	0.4	1	1.5	0.6

适用于手足部骨折固定, 配合 2.7 系列接骨板使用  
Used for hand and foot fracture, Used with  $\Phi$ 2.7mm Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi$ 2.7 $\times$ 6	350901000	$\Phi$ 2.7 $\times$ 16	350906000
$\Phi$ 2.7 $\times$ 8	350902000	$\Phi$ 2.7 $\times$ 18	350907000
$\Phi$ 2.7 $\times$ 10	350903000	$\Phi$ 2.7 $\times$ 20	350908000
$\Phi$ 2.7 $\times$ 12	350904000	$\Phi$ 2.7 $\times$ 22	350909000
$\Phi$ 2.7 $\times$ 14	350905000	$\Phi$ 2.7 $\times$ 24	350910000

### 钛质接骨螺钉 (HA2.7) Ti-Screw (HA2.7)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.7	3.9	T8 梅花 Torx	2.0

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi$ 2.7 $\times$ 6	3925627006	$\Phi$ 2.7 $\times$ 16	3925627016
$\Phi$ 2.7 $\times$ 8	3925627008	$\Phi$ 2.7 $\times$ 18	3925627018
$\Phi$ 2.7 $\times$ 10	3925627010	$\Phi$ 2.7 $\times$ 20	3925627020
$\Phi$ 2.7 $\times$ 12	3925627012	$\Phi$ 2.7 $\times$ 22	3925627022
$\Phi$ 2.7 $\times$ 14	3925627014	$\Phi$ 2.7 $\times$ 24	3925627024

### 钛质接骨螺钉 ( $\Phi$ 2.7) Ti-Screw( $\Phi$ 2.7)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
2.7	1.9	0.4	1	2.7	S=2.5

小儿板用钉 Screw for pediatric Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi$ 2.7 $\times$ 6	3517327006	$\Phi$ 2.7 $\times$ 20	3517327020
$\Phi$ 2.7 $\times$ 8	3517327008	$\Phi$ 2.7 $\times$ 22	3517327022
$\Phi$ 2.7 $\times$ 10	3517327010	$\Phi$ 2.7 $\times$ 24	3517327024
$\Phi$ 2.7 $\times$ 12	3517327012	$\Phi$ 2.7 $\times$ 26	3517327026
$\Phi$ 2.7 $\times$ 14	3517327014	$\Phi$ 2.7 $\times$ 28	3517327028
$\Phi$ 2.7 $\times$ 16	3517327016	$\Phi$ 2.7 $\times$ 30	3517327030
$\Phi$ 2.7 $\times$ 18	3517327018		

### 钛质接骨螺钉 (2.7 小儿钉) Ti-Screw (2.7, used for pediatric plate)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.7	5.0	T8 梅花 Torx	2.0

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi$ 2.7 $\times$ 8	20100199	$\Phi$ 2.7 $\times$ 20	20100205
$\Phi$ 2.7 $\times$ 10	20100200	$\Phi$ 2.7 $\times$ 22	20100206
$\Phi$ 2.7 $\times$ 12	20100201	$\Phi$ 2.7 $\times$ 24	20100207
$\Phi$ 2.7 $\times$ 14	20100202	$\Phi$ 2.7 $\times$ 26	3537627026
$\Phi$ 2.7 $\times$ 16	20100203	$\Phi$ 2.7 $\times$ 28	3537627028
$\Phi$ 2.7 $\times$ 18	20100204	$\Phi$ 2.7 $\times$ 30	3537627030

### 钛质接骨螺钉 (HA3.5) Ti-Screw (HA3.5)



### 锁定螺钉 (Φ3.5) Ti-Screw(Φ3.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.4	0.55	1.25	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×12	20100116	Φ3.5×32	20100126		
Φ3.5×14	20100117	Φ3.5×34	20100127		
Φ3.5×16	20100118	Φ3.5×36	20100128		
Φ3.5×18	20100119	Φ3.5×38	20100129		
Φ3.5×20	20100120	Φ3.5×40	20100130		
Φ3.5×22	20100121	Φ3.5×42	20100131		
Φ3.5×24	20100122	Φ3.5×44	20100132		
Φ3.5×26	20100123	Φ3.5×46	20100133		
Φ3.5×28	20100124	Φ3.5×48	20100134		
Φ3.5×30	20100125	Φ3.5×50	20100135		

备注: A1, P232(A2) 可替

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.4	0.55	1.25	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×55	3942335055	Φ3.5×85	20100244		
Φ3.5×60	3942335060	Φ3.5×90	20100245		
Φ3.5×65	3942335065	Φ3.5×95	20100246		
Φ3.5×70	3942335070	Φ3.5×100	20100247		
Φ3.5×75	3942335075	Φ3.5×105	20100248		
Φ3.5×80	20100243	Φ3.5×110	20100249		

备注: A1, P232(A2) 可替

### 钛质接骨螺钉 (HA3.5) Ti-Screw (HA3.5)



### 锁定螺钉 (Φ3.5) Ti-Screw (Φ3.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×12	3538635012	Φ3.5×38	3538635038
Φ3.5×14	3538635014	Φ3.5×40	3538635040
Φ3.5×16	3538635016	Φ3.5×42	3538635042
Φ3.5×18	3538635018	Φ3.5×44	3538635044
Φ3.5×20	3538635020	Φ3.5×46	3538635046
Φ3.5×22	3538635022	Φ3.5×48	3538635048
Φ3.5×24	3538635024	Φ3.5×50	3538635050
Φ3.5×26	3538635026	Φ3.5×55	3538635055
Φ3.5×28	3538635028	Φ3.5×60	3538635060
Φ3.5×30	3538635030	Φ3.5×65	3538635065
Φ3.5×32	3538635032	Φ3.5×70	3538635070
Φ3.5×34	3538635034	Φ3.5×75	3538635075
Φ3.5×36	3538635036		

备注: A2

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×80	3942635080	Φ3.5×100	3942635100
Φ3.5×85	3942635085	Φ3.5×105	3942635105
Φ3.5×90	3942635090	Φ3.5×110	3942635110
Φ3.5×95	3942635095		

备注: A2

### 钛质接骨螺钉 (HA3.5) Ti-Screw (HA3.5)



### 锁定螺钉 (Φ3.5) Ti-Screw (Φ3.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.4	0.55	1.25	3	S=2.5

适用于小骨折块骨干固定  
Used for small fragment fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×12	350102000	Φ3.5×34	350113000
Φ3.5×14	350103000	Φ3.5×36	350114000
Φ3.5×16	350104000	Φ3.5×38	350115000
Φ3.5×18	350105000	Φ3.5×40	350116000
Φ3.5×20	350106000	Φ3.5×42	350117000
Φ3.5×22	350107000	Φ3.5×44	350118000
Φ3.5×24	350108000	Φ3.5×46	350119000
Φ3.5×26	350109000	Φ3.5×48	350120000
Φ3.5×28	350110000	Φ3.5×50	350121000
Φ3.5×30	350111000	Φ3.5×55	350122000
Φ3.5×32	350112000	Φ3.5×60	350123000

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.4	0.55	1.25	2.96	S=2.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×65	3941335065	Φ3.5×90	3941335090
Φ3.5×70	3941335070	Φ3.5×95	3941335095
Φ3.5×75	3941335075	Φ3.5×100	3941335100
Φ3.5×80	3941335080	Φ3.5×105	3941335105
Φ3.5×85	3941335085	Φ3.5×110	3941335110

### 钛质接骨螺钉 (HA3.5 低切迹) Ti-Screw (HA3.5, low profile)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	5.4	T10 梅花 Torx	2.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	3546635010	Φ3.5×34	3546635034
Φ3.5×12	3546635012	Φ3.5×36	3546635036
Φ3.5×14	3546635014	Φ3.5×38	3546635038
Φ3.5×16	3546635016	Φ3.5×40	3546635040
Φ3.5×18	3546635018	Φ3.5×42	3546635042
Φ3.5×20	3546635020	Φ3.5×44	3546635044
Φ3.5×22	3546635022	Φ3.5×46	3546635046
Φ3.5×24	3546635024	Φ3.5×48	3546635048
Φ3.5×26	3546635026	Φ3.5×50	3546635050
Φ3.5×28	3546635028	Φ3.5×55	3546635055
Φ3.5×30	3546635030	Φ3.5×60	3546635060
Φ3.5×32	3546635032		



## 钛质接骨螺钉 (全螺纹)

Ti-Screw( $\Phi$ 4.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
4	2.4	0.8	1.75	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 12	20100136	$\Phi$ 4.0 $\times$ 32	20100146		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 14	20100137	$\Phi$ 4.0 $\times$ 34	20100147		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 16	20100138	$\Phi$ 4.0 $\times$ 36	20100148		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 18	20100139	$\Phi$ 4.0 $\times$ 38	20100149		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 20	20100140	$\Phi$ 4.0 $\times$ 40	20100150		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 22	20100141	$\Phi$ 4.0 $\times$ 42	20100151		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 24	20100142	$\Phi$ 4.0 $\times$ 44	20100152		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 26	20100143	$\Phi$ 4.0 $\times$ 46	20100153		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 28	20100144	$\Phi$ 4.0 $\times$ 48	20100154		
$\Phi$ 4.0 $\times$ 30	20100145	$\Phi$ 4.0 $\times$ 50	20100155		



## 钛质接骨螺钉 (HB4.0 全螺纹)

## Ti-Screw (HB4.0)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
4.0	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\phi$ 4.0 $\times$ 12	3540640012	$\phi$ 4.0 $\times$ 34	3540640034
$\phi$ 4.0 $\times$ 14	3540640014	$\phi$ 4.0 $\times$ 36	3540640036
$\phi$ 4.0 $\times$ 16	3540640016	$\phi$ 4.0 $\times$ 38	3540640038
$\phi$ 4.0 $\times$ 18	3540640018	$\phi$ 4.0 $\times$ 40	3540640040
$\phi$ 4.0 $\times$ 20	3540640020	$\phi$ 4.0 $\times$ 42	3540640042
$\phi$ 4.0 $\times$ 22	3540640022	$\phi$ 4.0 $\times$ 44	3540640044
$\phi$ 4.0 $\times$ 24	3540640024	$\phi$ 4.0 $\times$ 46	3540640046
$\phi$ 4.0 $\times$ 26	3540640026	$\phi$ 4.0 $\times$ 48	3540640048
$\phi$ 4.0 $\times$ 28	3540640028	$\phi$ 4.0 $\times$ 50	3540640050
$\phi$ 4.0 $\times$ 30	3540640030	$\phi$ 4.0 $\times$ 55	3540640055
$\phi$ 4.0 $\times$ 32	3540640032	$\phi$ 4.0 $\times$ 60	3540640060

## 钛质接骨螺钉 (HB4.0 全螺纹)

## Ti-Screw (HB4.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
4	2.4	0.8	1.75	3.1	S=2.5

适用于小骨折块干骺端固定

Used for small fragment epiphysis fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×12	350301000	Φ4.0×34	350318000
Φ4.0×14	350302000	Φ4.0×35	350311000
Φ4.0×16	350303000	Φ4.0×36	350319000
Φ4.0×18	350304000	Φ4.0×38	350320000
Φ4.0×20	350305000	Φ4.0×40	350312000
Φ4.0×22	350306000	Φ4.0×42	350321000
Φ4.0×24	350307000	Φ4.0×45	350313000
Φ4.0×26	350308000	Φ4.0×50	350314000
Φ4.0×28	350309000	Φ4.0×55	350315000
Φ4.0×30	350310000	Φ4.0×60	350316000
Φ4.0×32	350317000		

## 钛质接骨螺钉 (HB4.0 半螺纹)

## Ti-Screw(HB4.0 Half Thread)



## 钛质接骨螺钉 (HB4.0 半螺纹)

## Ti-Screw (HB4.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
4	2.4	1	1.75	3.2	S=2.5
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.0×14	6	350413000	Φ4.0×34	14	350417000
Φ4.0×16	6	350401000	Φ4.0×35	14	350407000
Φ4.0×18	7	350402000	Φ4.0×36	14	350418000
Φ4.0×20	8	350403000	Φ4.0×38	14	350419000
Φ4.0×22	9	350404000	Φ4.0×40	14	350408000
Φ4.0×24	12	350414000	Φ4.0×42	15	350420000
Φ4.0×25	12	350405000	Φ4.0×45	15	350409000
Φ4.0×26	12	350415000	Φ4.0×50	15	350410000
Φ4.0×30	14	350406000	Φ4.0×55	16	350411000
Φ4.0×32	14	350416000	Φ4.0×60	16	350412000

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill		
4.0	6.0	T15 梅花 Torx	2.5		
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.0×14	6	3543640014	Φ4.0×34	14	3543640034
Φ4.0×16	6	3543640016	Φ4.0×36	14	3543640036
Φ4.0×18	7	3543640018	Φ4.0×38	14	3543640038
Φ4.0×20	8	3543640020	Φ4.0×40	14	3543640040
Φ4.0×22	9	3543640022	Φ4.0×42	15	3543640042
Φ4.0×24	12	3543640024	Φ4.0×45	15	3543640045
Φ4.0×26	12	3543640026	Φ4.0×50	15	3543640050
Φ4.0×28	14	3543640028	Φ4.0×55	16	3543640055
Φ4.0×30	14	3543640030	Φ4.0×60	16	3543640060
Φ4.0×32	14	3543640032			

## 钛质接骨螺钉 (HA4.5)

## Ti-Screw (HA4.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
4.5	3	0.75	1.75	3.8	T25
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ4.5×12	20100156	Φ4.5×38	20100169		
Φ4.5×14	20100157	Φ4.5×40	20100170		
Φ4.5×16	20100158	Φ4.5×42	20100171		
Φ4.5×18	20100159	Φ4.5×44	20100172		
Φ4.5×20	20100160	Φ4.5×46	20100173		
Φ4.5×22	20100161	Φ4.5×48	20100174		
Φ4.5×24	20100162	Φ4.5×50	20100175		
Φ4.5×26	20100163	Φ4.5×52	20100176		
Φ4.5×28	20100164	Φ4.5×54	20100177		
Φ4.5×30	20100165	Φ4.5×56	20100178		
Φ4.5×32	20100166	Φ4.5×58	20100179		
Φ4.5×34	20100167	Φ4.5×60	20100180		
Φ4.5×36	20100168				

## 钛质接骨螺钉 (HA4.5)

## Ti-Screw (HA4.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
4.5	8.0	T25 梅花 Torx	3.2
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×12	3539645012	Φ4.5×44	3539645044
Φ4.5×14	3539645014	Φ4.5×46	3539645046
Φ4.5×16	3539645016	Φ4.5×48	3539645048
Φ4.5×18	3539645018	Φ4.5×50	3539645050
Φ4.5×20	3539645020	Φ4.5×52	3539645052
Φ4.5×22	3539645022	Φ4.5×54	3539645054
Φ4.5×24	3539645024	Φ4.5×56	3539645056
Φ4.5×26	3539645026	Φ4.5×58	3539645058
Φ4.5×28	3539645028	Φ4.5×60	3539645060
Φ4.5×30	3539645030	Φ4.5×62	3539645062
Φ4.5×32	3539645032	Φ4.5×64	3539645064
Φ4.5×34	3539645034	Φ4.5×66	3539645066
Φ4.5×36	3539645036	Φ4.5×68	3539645068
Φ4.5×38	3539645038	Φ4.5×70	3539645070
Φ4.5×40	3539645040	Φ4.5×75	3539645075
Φ4.5×42	3539645042		

### 钛质接骨螺钉 (HA4.5) Ti-Screw (HA4.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
4.5	3	0.75	1.75	4	S=3.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ4.5×12	3516345012	Φ4.5×38	351610000		
Φ4.5×14	3516345014	Φ4.5×40	351611000		
Φ4.5×16	3516345016	Φ4.5×42	351612000		
Φ4.5×18	3516345018	Φ4.5×44	351613000		
Φ4.5×20	351601000	Φ4.5×46	351614000		
Φ4.5×22	351602000	Φ4.5×48	351615000		
Φ4.5×24	351603000	Φ4.5×50	351616000		
Φ4.5×26	351604000	Φ4.5×52	351617000		
Φ4.5×28	351605000	Φ4.5×54	351618000		
Φ4.5×30	351606000	Φ4.5×56	351619000		
Φ4.5×32	351607000	Φ4.5×58	351620000		
Φ4.5×34	351608000	Φ4.5×60	351621000		
Φ4.5×36	351609000				

### 钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹) Ti-Screw(HB6.5 Half Thread)



备注: A1, P242(A2) 可替

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
6.5	4.5	1.75	2.5	3.8	T25
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	16	20100181	Φ6.5×65	32	20100190
Φ6.5×55	16	20100182	Φ6.5×70	32	20100191
Φ6.5×60	16	20100183	Φ6.5×75	32	20100192
Φ6.5×65	16	20100184	Φ6.5×80	32	20100193
Φ6.5×70	16	20100185	Φ6.5×85	32	20100194
Φ6.5×75	16	20100186	Φ6.5×90	32	20100195
Φ6.5×80	16	20100187	Φ6.5×95	32	20100196
Φ6.5×55	32	20100188	Φ6.5×100	32	20100197
Φ6.5×60	32	20100189	Φ6.5×105	32	20100198

### 钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹) Ti-Screw (HB6.5)



备注: A2

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill		
6.5	8.0	T25 梅花 Torx	3.2		
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	16	3542616050	Φ6.5×65	32	3542632065
Φ6.5×55	16	3542616055	Φ6.5×70	32	3542632070
Φ6.5×60	16	3542616060	Φ6.5×75	32	3542632075
Φ6.5×65	16	3542616065	Φ6.5×80	32	3542632080
Φ6.5×70	16	3542616070	Φ6.5×85	32	3542632085
Φ6.5×75	16	3542616075	Φ6.5×90	32	3542632090
Φ6.5×80	16	3542616080	Φ6.5×95	32	3542632095
Φ6.5×55	32	3542632055	Φ6.5×100	32	3542632100
Φ6.5×60	32	3542632060	Φ6.5×105	32	3542632105



## 钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹 16)

## Ti-Screw(HB6.5 Half Thread 16)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板, 适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定  
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	16	351801000	Φ6.5×70	16	351805000
Φ6.5×55	16	351802000	Φ6.5×75	16	351806000
Φ6.5×60	16	351803000	Φ6.5×80	16	351807000
Φ6.5×65	16	351804000			

## 钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹 32)

## Ti-Screw(HB6.5 Half Thread 32)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板, 适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定  
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×60	32	351901000	Φ6.5×85	32	351906000
Φ6.5×65	32	351902000	Φ6.5×90	32	351907000
Φ6.5×70	32	351903000	Φ6.5×95	32	351908000
Φ6.5×75	32	351904000	Φ6.5×100	32	351909000
Φ6.5×80	32	351905000			



## 钛质接骨螺钉 (HB6.5 全螺纹)

## Ti-Screw(HB6.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板, 适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定  
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25	351701000	Φ6.5×45	351705000
Φ6.5×30	351702000	Φ6.5×50	351706000
Φ6.5×35	351703000	Φ6.5×55	351707000
Φ6.5×40	351704000	Φ6.5×60	351708000

备注: A1, P244(A2) 可替

## 钛质接骨螺钉 (HB6.5 全螺纹)

## Ti-Screw (HB6.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	T25 梅花 Torx	3.2

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25	3541665025	Φ6.5×45	3541665045
Φ6.5×30	3541665030	Φ6.5×50	3541665050
Φ6.5×35	3541665035	Φ6.5×55	3541665055
Φ6.5×40	3541665040	Φ6.5×60	3541665060

备注: A2

## 垫圈

## Washers



规格 Description	产品编码 Product Code
垫圈 (Φ4.0) washer (Φ4.0)	20100242
垫圈 (Φ6.5) washer (Φ6.5)	20100241

备注: A1, P245(A2) 可替

## 垫圈

## Washers



规格 Description	产品编码 Product Code	厚度 Product Code	宽度 Product Code
垫圈 washer (Φ4.0)	3544640001	1.3	7
垫圈 washer (Φ6.5)	3545665001	1.6	13

备注: A2

## 空心加压螺钉

## Cannulated Compression Screw



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Pitch Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space
12.5	8	2.6	3

配合 DHS 接骨板、DCS 接骨板适用  
Used with DHS Plate, DCS Plate

规格 Description	产品编码 Product Code
50	380101000
55	380102000
60	380103000
65	380104000
70	380105000
75	380106000
80	380107000
85	380108000
90	380109000
95	380110000
100	380111000
105	380112000
110	380113000

## 2.7 直型 I 接骨板 Straight Plate I (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8	8

配用 2.7 普通螺钉, 适用儿童四肢干部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric limbs fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	20400120
6 孔 6 holes	60	20400121
7 孔 7 holes	70	20400122
8 孔 8 holes	80	20400123
9 孔 9 holes	90	20400124

备注: A1, P247(A2) 可替

## 2.7 直型 I 接骨板 2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8	8

配用 2.7 普通钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	3432605050
6 孔 6 holes	60	3432606060
7 孔 7 holes	70	3432607070
8 孔 8 holes	80	3432608080
9 孔 9 holes	90	3432609090

备注: A2

## 前臂直型接骨板 (2.7) Forearm Straight Plate (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8.4	8.4

配用 2.7 普通螺钉, 适用儿童四肢干部骨折  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric limbs fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	20400134
6 孔 6 holes	60	20400125
7 孔 7 holes	70	20400126
8 孔 8 holes	80	20400127
9 孔 9 holes	90	20400128

备注: A1, P248(A2) 可替

## 前臂直型 (2.7) 接骨板 Forearm Straight Plate (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	8.4	8.4

配用 2.7 普通钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	3433605050
6 孔 6 holes	60	3433606060
7 孔 7 holes	70	3433607070
8 孔 8 holes	80	3433608080
9 孔 9 holes	90	3433609090

备注: A2

### 前臂限制接触接骨板 (3.5) Forearm Limited Contact Plate (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	12	12

配有 3.5 普通螺钉, 适用儿童四肢干部骨折  
 Used with  $\Phi 3.5$  mm Ti-Screw,  
 Used for children humeral and tibia diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5holes	62	20400129
6 孔 6holes	74	20400130
7 孔 7holes	86	20400131
8 孔 9holes	98	20400132
9 孔 9holes	110	20400133

备注: A1, P249(A2) 可替

### 前臂限制接触 (3.5) 接骨板 Forearm Straight Plate (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.4	12	12

配有 3.5 普通钉, 适用儿童各部位  
 Used with  $\Phi 3.5$  mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	62	3435605062
6 孔 6 holes	74	3435606074
7 孔 7 holes	86	3435607086
8 孔 8 holes	98	3435608098
9 孔 9 holes	110	3435609110

备注: A2

### 直型 I 接骨板 (3.5) Straight Plate I (3.5)



### 直型 I 接骨板 (3.5) Straight Plate I (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	10	10

配有 3.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形  
 Used with  $\Phi 3.5$  mm Ti-Screw,  
 Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	22	20400135
2 孔 2 holes	26	20400137

备注: A1, P250(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	10	10

配有 3.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形矫正  
 Used with  $\Phi 3.5$  mm Ti-Screw, Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	22	4835002022
2 孔 2 holes	26	4836002026

备注: A2

直型 I 接骨板 (4.5)  
Straight Plate I (4.5)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	12	12

配用 4.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  
Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	24	20400136
2 孔 2 holes	28	20400138

备注: A1, P251(A2) 可替

直型 I 接骨板 (4.5)  
Straight Plate I (4.5)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	12	12

配用 4.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形矫正  
Used with  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw,  
Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	24	4837002024
2 孔 2 holes	28	4838002028

备注: A2

2.7T 型 II 接骨板  
2.7 T-Shaped Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	44	20400011
3-4 孔 3-4 holes	53	20400012
3-5 孔 3-5 holes	62	20400013
3-6 孔 3-6 holes	71	20400014
3-8 孔 3-8 holes	89	20400015

备注: A1, P252(A2) 可替

小 T 型接骨板  
2.7 T-Shaped Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 / 2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	44	4827003050
4 孔 4 holes	53	4827004055
5 孔 5 holes	62	4827005062
6 孔 6 holes	71	4827006071
8 孔 8 holes	89	4827008089

备注: A2

### 2.7L 型 I 接骨板 (直角) 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-3 孔 left 3-3 holes	42	20400001
左 3-4 孔 left 3-4 holes	51	20400002
左 3-5 孔 left 3-5 holes	60	20400003
左 3-6 孔 left 3-6 holes	69	20400004
左 3-8 孔 left 3-8 holes	87	20400005
右 3-3 孔 right 3-3 holes	42	20400006
右 3-4 孔 right 3-4 holes	51	20400007
右 3-5 孔 right 3-5 holes	60	20400008
右 3-6 孔 right 3-6 holes	69	20400009
右 3-8 孔 right 3-8 holes	87	20400010

备注: A1, P254(A2) 可替

### 微斜 L 型 II 接骨板 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	42	4826106042
7 孔左 left 7 holes	51	4826107051
8 孔左 left 8 holes	60	4826108060
9 孔左 left 9 holes	69	4826109069
11 孔左 left 11 holes	87	4826111087
6 孔右 right 6 holes	42	4826206042
7 孔右 right 7 holes	51	4826207051
8 孔右 right 8 holes	60	4826208060
9 孔右 right 9 holes	69	4826209069
11 孔右 right 11 holes	87	4826211087

备注: A2

## 2.7L 型 I 接骨板 (直角)

## 2.7 L-Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位

Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	42	20400016
左 2-4 孔 left 2-4 holes	51	20400017
左 2-5 孔 left 2-5 holes	60	20400018
左 2-6 孔 left 2-6 holes	69	20400019
左 2-8 孔 left 2-8 holes	87	20400020
右 2-3 孔 right 2-3 holes	42	20400021
右 2-4 孔 right 2-4 holes	51	20400022
右 2-5 孔 right 2-5 holes	60	20400023
右 2-6 孔 right 2-6 holes	69	20400024
右 2-8 孔 right 2-8 holes	87	20400025

备注: A1, P256(A2) 可替

## 微斜 L 型 II 接骨板

## 2.7 L-Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 小儿普通钉 / 2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位

Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	42	4828105042
6 孔左 left 6 holes	51	4828106051
7 孔左 left 7 holes	60	4828107060
8 孔左 left 8 holes	69	4828108069
10 孔左 left 10 holes	87	4828110087
5 孔右 right 5 holes	42	4828205042
6 孔右 right 6 holes	51	4828206051
7 孔右 right 7 holes	60	4828207060
8 孔右 right 8 holes	69	4828208069
10 孔右 right 10 holes	87	4828210087

备注: A2

## 2.7 L 型 I 接骨板 (斜角)

### 2.7 L-Shaped Plate I (Oblique)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配有 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	45	20400034
左 2-4 孔 left 2-4 holes	54	20400035
左 2-5 孔 left 2-5 holes	63	20400036
左 2-6 孔 left 2-6 holes	72	20400037
左 2-8 孔 left 2-8 holes	90	20400038
右 2-3 孔 right 2-3 holes	45	20400039
右 2-4 孔 right 2-4 holes	54	20400040
右 2-5 孔 right 2-5 holes	63	20400041
右 2-6 孔 right 2-6 holes	72	20400042
右 2-8 孔 right 2-8 holes	90	20400043

备注: A1, P258(A2) 可替

## 微斜 L 型 II 接骨板

### 2.7 L-Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配有 2.7 小儿普通钉 / 2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	45	4831105045
6 孔左 left 6 holes	54	4831106054
7 孔左 left 7 holes	63	4831107063
8 孔左 left 8 holes	72	4831108072
10 孔左 left 10 holes	90	4831110090
5 孔右 right 5 holes	45	4831205045
6 孔右 right 6 holes	54	4831206054
7 孔右 right 7 holes	63	4831207063
8 孔右 right 8 holes	72	4831208072
10 孔右 right 10 holes	90	4831210090

备注: A2

### 2.7 L 型 I 接骨板 (斜角) 2.7 L-Shaped Plate I (Oblique)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw,  $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-3 孔 left 3-3 holes	48	20400044
左 3-4 孔 left 3-4 holes	57	20400045
左 3-5 孔 left 3-5 holes	66	20400046
左 3-6 孔 left 3-6 holes	75	20400047
左 3-8 孔 left 3-8 holes	93	20400048
右 3-3 孔 right 3-3 holes	48	20400049
右 3-4 孔 right 3-4 holes	57	20400050
右 3-5 孔 right 3-5 holes	66	20400051
右 3-6 孔 right 3-6 holes	75	20400052
右 3-8 孔 right 3-8 holes	93	20400053

备注: A1, P260(A2) 可替

### 微斜 L 型 II 接骨板 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi$ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	48	4832106048
7 孔左 left 7 holes	57	4832107057
8 孔左 left 8 holes	66	4832108066
9 孔左 left 9 holes	75	4832109075
11 孔左 left 11 holes	93	4832111093
6 孔右 right 6 holes	48	4832206048
7 孔右 right 7 holes	57	4832207057
8 孔右 right 8 holes	66	4832208066
9 孔右 right 9 holes	75	4832209075
11 孔右 right 11 holes	93	4832211093

备注: A2

## 直型重建 I 接骨板 (2.7)

## Straight Reconstruction Plate I (2.7)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	9	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw,  $\Phi 2.7$ mm locking screw, Used for pediatric trauma disease



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	36	20400026
6 孔 6 holes	54	20400027
8 孔 8 holes	72	20400028
10 孔 10 holes	90	20400029
12 孔 12 holes	108	20400030
14 孔 14 holes	126	20400031
16 孔 16 holes	144	20400032
20 孔 20 holes	180	20400033

备注: A1, P262(A2) 可替

## 前臂直型接骨板

## Straight Reconstruction Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	9	9

配用 2.7 小儿普通钉 / 2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi 2.7$ mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	40	4829004040
6 孔 6 holes	54	4829006054
8 孔 8 holes	72	4829008072
10 孔 10 holes	90	4829010090
12 孔 12 holes	108	4829012108
14 孔 14 holes	126	4829014126
16 孔 16 holes	144	4829016144

备注: A2

### 股骨近端 IV 接骨板 (120°) Proximal Femoral Plate IV(120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14.6	10

头部: 2.7 锁定螺钉; 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉, 适用小儿髋部创伤和旋转截骨术接骨板  
Head: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw,  $\Phi$ 2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric hip trauma and rotation osteotomy Plate

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	60.5	20400054
6 孔 6 holes	79.5	20400055

备注: A1, P263(A2) 可替

### 小 T 型接骨板 (120°) Proximal Femoral Plate IV(120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14.6	10

头部: 2.7 锁定钉, 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 小儿普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 2.7mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 2.7 locking screw,  $\Phi$ 2.7mm used for pediatric plate, Used for Hip trauma and rotational osteotomy in children.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	60.5	4855004068
6 孔 6 holes	79.5	4855006080

备注: A2

### 股骨近端 III 接骨板 (100°) Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19.3	12.8

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉 / 3.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	76	20400068

备注: A1, P264(A2) 可替

### 3.5 弧形重建 I 接骨板 (100°) Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	18.5	12.3

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	75	4856003074

备注: A2

## 股骨近端III接骨板 (110°)

## Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部:3.5 锁定螺钉; 干部:3.5 锁定螺钉/3.5 普通螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3孔 3 holes	76	20400067

备注: A1, P265(A2) 可替

## 3.5 弧形重建 II 型 (110°)

## Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6孔 6 holes	75	4857003075

备注: A2

## 股骨近端IV接骨板 (120°)

## Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	13

头部:3.5 锁定螺钉, 干部:3.5 锁定螺钉/3.5 普通螺钉, 适用于小儿腕部创伤和旋转截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture for infants

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4孔 4 holes	76	20400069
6孔 6 holes	102	20400070

备注: A1, P266(A2) 可替

## 3.5 弧形重建 I 接骨板 (120°)

## Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	13

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用于小儿腕部创伤和旋转截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4孔 4 holes	76	4858004076
6孔 6 holes	102	4858006102

备注: A2

小 T 型接骨板 (140°)  
Proximal Femoral Plate III (140°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
8.5	2.5	19	12

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用小儿髌部外翻截骨术 (140°)  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 4.0mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	70	4779003070

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4.1	22	13

配用 3.5 锁定钉, 适用于小儿长骨干骺端复杂骨折。  
used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, Used for Complex fracture of epiphysis of long shaft in children.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	80.5	4848104080
4 孔右 right 4 holes	80.5	4848204080

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	2.6	9	9

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	53.5	4850005053
7 孔 7 holes	75.5	4850007075
9 孔 9 holes	97.5	4850009097
11 孔 11 holes	119.5	4850011119

前臂直型接骨板  
Straight Narrow Plate II



备注: 多孔异型与前臂直型需配合一起使用

Remark: Proximal Femoral and Straight Narrow need to be used together.

多孔异型接骨板

Proximal Femoral Plate II



股骨近端 IV 接骨板 (150°)  
Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部: 3.5 锁定螺钉, 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用小儿髌部外翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	64	20400071

备注: A1, P268(A2) 可替

3.5 弧形重建 II 型接骨板 (150°)  
Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿髌部外翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 3.5mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 3.5 locking screw,  $\Phi$ 3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 63×12×3 3 holes	63	4859003069

备注: A2



## 直型重建 II 接骨板 (3.5)

## Straight Reconstruction Plate II (3.5)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	11.5	11.5

配有 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw,  $\Phi 3.5$  locking screw,  
Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4holes	47.5	20400056
5 孔 5holes	59.5	20400057
6 孔 6holes	71.5	20400058
7 孔 7holes	83.5	20400059
8 孔 8holes	95.5	20400060
9 孔 9holes	107.5	20400061
10 孔 10holes	119.5	20400062
11 孔 11holes	131.5	20400063
12 孔 12holes	143.5	20400064

备注: A1, P270(A2) 可替



## 直型重建 I 接骨板

## Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	11	11

配有 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉, 适用儿童各部位  
Used with  $\Phi 3.5$  mm locking screw,  $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw,  
Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	59.5	4834005060
6 孔 6 holes	71.5	4834006072
7 孔 7 holes	83.5	4834007084
8 孔 8 holes	95.5	4834008096
9 孔 9 holes	107.5	4834009108
10 孔 10 holes	119.5	4834010120
11 孔 11 holes	131.5	4834011132
12 孔 12 holes	143.5	4834012144

备注: A2

### 股骨近端III接骨板 (100°)

#### Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	15.6

头部 :5.0 锁定螺钉, 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3孔 3 holes	91	20400065

备注: A1, P271(A2) 可替

### 股骨粗隆矫形 (100°)

#### Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	15.2

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0 locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3孔 3 holes	90	4860003090

备注: A2

### 股骨近端III接骨板 (110°)

#### Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	15.6

头部 :5.0 锁定螺钉, 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3孔 3 holes	91	20400066

备注: A1, P272(A2) 可替

### 股骨粗隆矫形 (110°)

#### Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	15.2

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部内翻截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0 locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3孔 3 holes	91	4861003091

备注: A2

## 股骨近端IV接骨板 (120°)

## Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	13.8

头部:5.0 锁定螺钉; 干部:5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	94.5	20400073
6 孔 4 holes	127.5	20400074

备注: A1, P273(A2) 可替

## 股骨粗隆矫形接骨板 (120°)

## Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	13.8

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术  
Head: used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, stem: used with  $\Phi$ 5.0 locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	94.5	4863004095
6 孔 6 holes	127.5	4863006128

备注: A2

## 股骨粗隆矫形接骨板 (140°)

## Proximal Femoral Plate IV (140°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
11	3.5	23	14.5

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用小儿髋部外翻截骨术 (140°) used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw,  $\Phi$ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	91	4780003091

## 股骨远端外侧接骨板

## Proximal Femoral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	6.2	32.6	18.2

配有 5.0 锁定钉, 适用于小儿长骨干骺端复杂骨折。  
used with  $\Phi$ 5.0mm locking screw, Used for Complex fracture of epiphysis of long shaft in children.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	130	4848104130
4 孔右 right 4 holes	130	4848204130

## 窄直型 I

## Straight Narrow Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.6	4.6	12.9	12.9

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	92	4849005092
7 孔 7 holes	128	4849007128
9 孔 9 holes	164	4849009164
11 孔 11 holes	200	4849011200

备注: 股骨远端外侧与窄直型 I 需配合一起使用

Remark: Proximal Femoral and Straight Narrow need to be used together.

## 股骨近端IV接骨板 (150°)

## Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	17.6
头部 :5.0 锁定螺钉; 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部外翻截骨术 Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric hip valgus osteotomy surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3孔 3 holes	79	20400072	

备注: A1, P275(A2) 可替

## 股骨粗隆矫形接骨板 (150°)

## Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	16.7
头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿腕部外翻截骨术 Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3孔 3 holes	78	4862003078	

备注: A2

UHC 空心螺钉 ( $\Phi 3.0$ )UHC Cannulated Screw( $\Phi 3.0$ )备注: 配用  $\Phi 1.0$  导针  
Remark: Used with  $\Phi 1.0$  Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	十字槽 Cross	
3.0	2	0.4	1.25	0.8	
适用于腕骨、掌指骨、跖趾骨、尺桡骨茎突和桡骨头等部位骨折 / 骨不连 / 关节融合 Used for carpus, metacarpal and phalanx, plantar toe, radius and ulnastyloid and fracture of the radial head and other parts / bone non union / fusion joint					
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
$\Phi 3.0 \times 12$	6	311201000	$\Phi 3.0 \times 22$	8	311206000
$\Phi 3.0 \times 14$	6	311202000	$\Phi 3.0 \times 24$	8	311207000
$\Phi 3.0 \times 16$	6	311203000	$\Phi 3.0 \times 26$	10	311208000
$\Phi 3.0 \times 18$	6	311204000	$\Phi 3.0 \times 28$	10	311209000
$\Phi 3.0 \times 20$	8	311205000	$\Phi 3.0 \times 30$	10	311210000

UHC 空心螺钉 ( $\Phi 3.5$ )UHC Cannulated Screw( $\Phi 3.5$ )备注: 配用  $\Phi 1.2$  导针  
Remark: Used with  $\Phi 1.2$  Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六角 Hex	
3.5	2.5	0.55	1.25	S=2.5	
适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合 Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint					
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
$\Phi 3.5 \times 20$	10	310101000	$\Phi 3.5 \times 36$	12	310109000
$\Phi 3.5 \times 22$	10	310102000	$\Phi 3.5 \times 38$	14	310110000
$\Phi 3.5 \times 24$	10	310103000	$\Phi 3.5 \times 40$	14	310111000
$\Phi 3.5 \times 26$	10	310104000	$\Phi 3.5 \times 42$	14	310112000
$\Phi 3.5 \times 28$	10	310105000	$\Phi 3.5 \times 44$	14	310113000
$\Phi 3.5 \times 30$	12	310106000	$\Phi 3.5 \times 46$	16	310114000
$\Phi 3.5 \times 32$	12	310107000	$\Phi 3.5 \times 48$	16	310115000
$\Phi 3.5 \times 34$	12	310108000	$\Phi 3.5 \times 50$	16	310116000

### UHC 空心螺钉 (Φ4.0)

#### UHC Cannulated Screw (Φ4.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.0	3	0.6	1.5	S=3

适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合

Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.0×20	10	310408000	Φ4.0×38	15	310416000
Φ4.0×22	10	310409000	Φ4.0×40	15	310403000
Φ4.0×24	12	310410000	Φ4.0×42	15	310417000
Φ4.0×26	12	310411000	Φ4.0×44	15	310418000
Φ4.0×28	12	310412000	Φ4.0×46	15	310419000
Φ4.0×30	15	310401000	Φ4.0×48	15	310420000
Φ4.0×32	15	310413000	Φ4.0×50	20	310405000
Φ4.0×34	15	310414000	Φ4.0×55	20	310406000
Φ4.0×36	15	310415000	Φ4.0×60	20	310407000

备注: 配用 Φ1.2 导针  
Remark: Used with Φ1.2 Guide Pin

### UHC 空心螺钉 (Φ4.5)

#### UHC Cannulated Screw (Φ4.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.5	3.2	0.7	1.75	S=3.5

适用于中等骨块骨折 / 跟骨骨折 / 髌骨骨折 / 髌骨骨折 / 距骨骨折 / 肱骨近远端骨折 / 腕臼骨折和骨盆骨折

Used for medium fragment fractures/calcaneal fractures/condylar fractures/patella fractures/astragal fractures/proximal humeral fractures/distal humeral fractures/acetabulum fractures/pelvic fractures

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.5×20	10	310201000	Φ4.5×42	14	310212000
Φ4.5×22	10	310202000	Φ4.5×44	16	310213000
Φ4.5×24	10	310203000	Φ4.5×46	16	310214000
Φ4.5×26	10	310204000	Φ4.5×48	16	310215000
Φ4.5×28	10	310205000	Φ4.5×50	16	310216000
Φ4.5×30	12	310206000	Φ4.5×52	18	310217000
Φ4.5×32	12	310207000	Φ4.5×54	18	310218000
Φ4.5×34	12	310208000	Φ4.5×56	18	310219000
Φ4.5×36	12	310209000	Φ4.5×58	20	310221000
Φ4.5×38	14	310210000	Φ4.5×60	20	310220000
Φ4.5×40	14	310211000			

备注: 配用 Φ1.5 导针  
Remark: Used with Φ1.5 Guide Pin

UHC 空心螺钉  
UHC Cannulated  
Screw



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
6.5	5	0.75	2.75	S=4.5

适用于骨盆微创重建

Used for Minimally Invasive Pelvic Internal Fixation System

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×70	20600171	Φ6.5×130	20600183
Φ6.5×75	20600172	Φ6.5×135	20600190
Φ6.5×80	20600173	Φ6.5×140	20600191
Φ6.5×85	20600174	Φ6.5×145	20600192
Φ6.5×90	20600175	Φ6.5×150	20600193
Φ6.5×95	20600176	Φ6.5×155	20600206
Φ6.5×100	20600177	Φ6.5×160	20600207
Φ6.5×105	20600178	Φ6.5×165	20600208
Φ6.5×110	20600179	Φ6.5×170	20600209
Φ6.5×115	20600180	Φ6.5×175	20600210
Φ6.5×120	20600181	Φ6.5×180	20600211
Φ6.5×125	20600182		

备注：配用 Φ3.2 导针  
Remark: Used with Φ3.2 Guide Pin

COX 可调复位万向钉  
COX polyaxial liac Screw



压帽  
Screw Plug



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ7.0×70	21900044	6.0-Φ7.5×70	21900049
6.0-Φ7.0×75	21900045	6.0-Φ7.5×75	21900050
6.0-Φ7.0×80	21900046	6.0-Φ7.5×80	21900051
6.0-Φ7.0×85	21900047	6.0-Φ7.5×85	21900052
6.0-Φ7.0×90	21900048	6.0-Φ7.5×90	21900053

规格 Description	产品编码 Product Code
10	21900054



光杆骨针  
Bone Pin

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.5×350	21900028

### UHC 空心螺钉 (Φ7.3) UHC Cannulated Screw (Φ7.3)



备注: 配用 Φ2.5 导针  
Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
7.3	5	1.4	2.75	S=4

适用大骨块骨折 / 股骨颈骨折 / 胫骨近端骨折 / 踝关节融合 / 儿童股骨颈骨折 / 股骨踝间骨折 / 骨盆骶髂关节分离 / 距下关节融合

Used for large bone fragments fracture/femoral neck fracture/proximal tibial fracture/  
ankle fusion/femoral neck fracture in children/femoral intercondylar fracture/pelvic  
sacroiliac joint separation/fusion of the subtalar joint.

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ7.3×35	16	310301000	Φ7.3×145	16	20600124
Φ7.3×40	16	310302000	Φ7.3×150	16	20600125
Φ7.3×45	16	310303000	Φ7.3×50	32	310327000
Φ7.3×50	16	310304000	Φ7.3×55	32	310328000
Φ7.3×55	16	310305000	Φ7.3×60	32	310329000
Φ7.3×60	16	310317000	Φ7.3×65	32	310330000
Φ7.3×65	16	310318000	Φ7.3×70	32	310331000
Φ7.3×70	16	310319000	Φ7.3×75	32	310332000
Φ7.3×75	16	310320000	Φ7.3×80	32	310333000
Φ7.3×80	16	310321000	Φ7.3×85	32	310311000
Φ7.3×85	16	310322000	Φ7.3×90	32	310312000
Φ7.3×90	16	310323000	Φ7.3×95	32	310313000
Φ7.3×95	16	310324000	Φ7.3×100	32	310314000
Φ7.3×100	16	310325000	Φ7.3×105	32	310315000
Φ7.3×105	16	310326000	Φ7.3×110	32	310334000
Φ7.3×110	16	20600117	Φ7.3×115	32	3103373115
Φ7.3×115	16	20600118	Φ7.3×120	32	20600116
Φ7.3×120	16	20600119	Φ7.3×125	32	20600127
Φ7.3×125	16	20600120	Φ7.3×130	32	20600128
Φ7.3×130	16	20600121	Φ7.3×135	32	20600129
Φ7.3×135	16	20600122	Φ7.3×140	32	20600130
Φ7.3×140	16	20600123	Φ7.3×145	32	20600131
			Φ7.3×150	32	20600132



### 垫圈 (带齿) Washers (with teeth)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0	3110340008



### 垫圈 Washers

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5	311401000
Φ4.5	311402000
Φ7.3	20600114



### 垫圈 Washers

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7.3 半 (Φ7.3 semi-circle)	20600202

## DHC 空心螺钉 (Φ2.4/Φ3.0)

DHC Cannulated  
Screw (Φ2.4 /Φ3.0)

## DHC 空心螺钉 (Φ3.0/Φ3.5)

DHC Cannulated  
Screw (Φ3.0/Φ3.5)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	梅花槽 Torx
2.4	2	0.25	1.2	T8

适用于手足部骨折  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.4×9-4	3116624009	Φ2.4×18-4	3116624018
Φ2.4×10-4	3116624010	Φ2.4×20-4	3116624020
Φ2.4×11-4	3116624011	Φ2.4×22-4	3116624022
Φ2.4×12-4	3116624012	Φ2.4×24-5	3116624024
Φ2.4×13-4	3116624013	Φ2.4×26-5	3116624026
Φ2.4×14-4	3116624014	Φ2.4×28-5	3116624028
Φ2.4×15-4	3116624015	Φ2.4×30-5	3116624030
Φ2.4×16-4	3116624016		

备注: 配用 Φ1.0 导针  
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	梅花槽 Torx
3	2.1	0.5	1.2	T8

适用于手足部骨折  
Used for hand and foot fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3×10-4	3117630010	Φ3×26-5	3117630026
Φ3×12-4	3117630012	Φ3×28-6	3117630028
Φ3×14-4	3117630014	Φ3×30-7	3117630030
Φ3×16-4	3117630016	Φ3×32-7	3117630032
Φ3×18-4	3117630018	Φ3×34-8	3117630034
Φ3×20-4	3117630020	Φ3×36-9	3117630036
Φ3×22-4	3117630022	Φ3×38-9	3117630038
Φ3×24-5	3117630024	Φ3×40-10	3117630040

备注: 配用 Φ1.0 导针  
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin

## DHC 空心螺钉 (Φ3.0/Φ4.0)

DHC Cannulated Screw (Φ3.0/Φ4.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
3.0	2.4	0.5	1.25	S=2

适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合 / 截骨术  
Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint / osteotomy

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0×10-4	311307000	Φ3.0×26-8	311310000
Φ3.0×12-4	311308000	Φ3.0×28-8	311311000
Φ3.0×14-6	311309000	Φ3.0×30-8	311312000
Φ3.0×16-6	311301000	Φ3.0×32-8	311313000
Φ3.0×18-6	311302000	Φ3.0×34-9	311314000
Φ3.0×20-6	311303000	Φ3.0×36-9	311315000
Φ3.0×22-6	311304000	Φ3.0×38-9	311316000
Φ3.0×24-6	311305000		

备注: 配用 Φ1.0 导针  
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin



## DHC 空心螺钉 (Φ4.5/Φ6.0)

DHC Cannulated Screw (Φ4.5/Φ6.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.5	3	0.75	1.75	S=2.5

适用于鹰嘴和踝关节骨折 / 股骨远端骨折 / 胫骨近端骨折 / 胫骨远端骨折  
Used for olecranon and ankle fracture / distal femoral fracture / proximal tibial fracture / distal tibial fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×25-10	311017000	Φ4.5×65-14	311025000
Φ4.5×30-10	311018000	Φ4.5×70-14	311026000
Φ4.5×35-10	311019000	Φ4.5×75-18	311027000
Φ4.5×40-14	311020000	Φ4.5×80-18	311028000
Φ4.5×45-14	311021000	Φ4.5×85-18	311029000
Φ4.5×50-14	311022000	Φ4.5×90-18	311030000
Φ4.5×55-14	311023000	Φ4.5×95-18	311031000
Φ4.5×60-14	311024000	Φ4.5×100-18	311032000

备注: 配用 φ1.6 导针  
Remark: Used with φ1.6 Guide Pin

## DHC 空心螺钉 (Φ6.5/Φ8.0)

DHC Cannulated Screw (Φ6.5/Φ8.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
6.5	4.5	1	2.75	S=3.5

适用于鹰嘴和踝关节骨折 / 股骨远端骨折 / 胫骨近端骨折 / 胫骨远端骨折  
Used for olecranon and ankle fracture / distal femoral fracture / proximal tibial fracture / distal tibial fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25-10	311117000	Φ6.5×65-14	311125000
Φ6.5×30-10	311118000	Φ6.5×70-14	311126000
Φ6.5×35-10	311119000	Φ6.5×75-18	311127000
Φ6.5×40-14	311120000	Φ6.5×80-18	311128000
Φ6.5×45-14	311121000	Φ6.5×85-18	311129000
Φ6.5×50-14	311122000	Φ6.5×90-18	311130000
Φ6.5×55-14	311123000	Φ6.5×95-18	311131000
Φ6.5×60-14	311124000	Φ6.5×100-18	311132000

备注: 配用 φ2.0 导针  
Remark: Used with φ2.0 Guide Pin

LHC 空心螺钉  
LHC Cannulated  
Screw



备注：配用  $\phi 0.88$  导针  
Remark: Used with  $\phi 0.88$  Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
2.5		0.4		0.8-0.6 渐变		T6
适用于手足部或小骨折块 Used for hand and foot fracture or small bone fragments fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
$\phi 2.4 \times 8$	3112625008	3139624008	$\phi 2.4 \times 18$	3112625018	3139624018	
$\phi 2.4 \times 10$	3112625010	3139624010	$\phi 2.4 \times 20$	3112625020	3139624020	
$\phi 2.4 \times 11$	3112625011	3139624011	$\phi 2.4 \times 22$	3112625022	3139624022	
$\phi 2.4 \times 12$	3112625012	3139624012	$\phi 2.4 \times 24$	3112625024	3139624024	
$\phi 2.4 \times 13$	3112625013	3139624013	$\phi 2.4 \times 26$	3112625026	3139624026	
$\phi 2.4 \times 14$	3112625014	3139624014	$\phi 2.4 \times 28$	3112625028	3139624028	
$\phi 2.4 \times 16$	3112625016	3139624016	$\phi 2.4 \times 30$	3112625030	3139624030	

LHC 空心螺钉  
LHC Cannulated  
Screw



备注：配用  $\phi 1.1$  导针  
Remark: Used with  $\phi 1.1$  Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
3.5		0.7		1.33-1 渐变		T8
适用于手足部或小骨折块 Used for hand and foot fracture or small bone fragments fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
$\phi 3.5 \times 16$	3112635016	3138635016	$\phi 3.5 \times 34$	3112635034	3138635034	
$\phi 3.5 \times 18$	3112635018	3138635018	$\phi 3.5 \times 36$	3112635036	3138635036	
$\phi 3.5 \times 20$	3112635020	3138635020	$\phi 3.5 \times 38$	3112635038	3138635038	
$\phi 3.5 \times 22$	3112635022	3138635022	$\phi 3.5 \times 40$	3112635040	3138635040	
$\phi 3.5 \times 24$	3112635024	3138635024	$\phi 3.5 \times 42$	3112635042	3138635042	
$\phi 3.5 \times 26$	3112635026	3138635026	$\phi 3.5 \times 44$	3112635044	3138635044	
$\phi 3.5 \times 28$	3112635028	3138635028	$\phi 3.5 \times 46$	3112635046	3138635046	
$\phi 3.5 \times 30$	3112635030	3138635030	$\phi 3.5 \times 48$	3112635048	3138635048	
$\phi 3.5 \times 32$	3112635032	3138635032	$\phi 3.5 \times 50$	3112635050	3138635050	

LHC 空心螺钉  
LHC Cannulated  
Screw



螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
4.0		0.8		1.6-1.2 渐变		T10
适用于手足部或小骨折块 Used for hand and foot fracture or small bone fragments fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
$\phi 4.0 \times 20$	3113640020	3141640020	$\phi 4.0 \times 45$	3113640045	3141640045	
$\phi 4.0 \times 25$	3113640025	3141640025	$\phi 4.0 \times 50$	3113640050	3141640050	
$\phi 4.0 \times 30$	3113640030	3141640030	$\phi 4.0 \times 55$	3113640055	3141640055	
$\phi 4.0 \times 35$	3113640035	3141640035	$\phi 4.0 \times 60$	3113640060	3141640060	
$\phi 4.0 \times 40$	3113640040	3141640040				

备注：配用  $\phi 1.2$  导针 Remark: Used with  $\phi 1.2$  Guide Pin

LHC 空心螺钉  
LHC Cannulated  
Screw



螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		内六方 Hex
5.0		0.85		2.0-1.6 渐变		S=3.5
适用于胫腓骨 / 脚后部 / 骨盆骨折 Used for tibia and fibula / calcaneal / pelvis fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
$\phi 5.0 \times 30$	3114650030	3140650030	$\phi 5.0 \times 70$	3114650070	3140650070	
$\phi 5.0 \times 35$	3114650035	3140650035	$\phi 5.0 \times 75$	3114650075	3140650075	
$\phi 5.0 \times 40$	3114650040	3140650040	$\phi 5.0 \times 80$	3114650080	3140650080	
$\phi 5.0 \times 45$	3114650045	3140650045	$\phi 5.0 \times 85$	3114650085	3140650085	
$\phi 5.0 \times 50$	3114650050	3140650050	$\phi 5.0 \times 90$	3114650090	3140650090	
$\phi 5.0 \times 55$	3114650055	3140650055	$\phi 5.0 \times 95$	3114650095	3140650095	
$\phi 5.0 \times 60$	3114650060	3140650060	$\phi 5.0 \times 100$	3114650100	3140650100	
$\phi 5.0 \times 65$	3114650065	3140650065				

备注：配用  $\phi 1.5$  导针 Remark: Used with  $\phi 1.5$  Guide Pin

## LHC 空心螺钉

## LHC Cannulated Screw

螺纹直径 Thread Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
6.0	0.9	2.13-1.7 渐变	S=4.0

适用于胫腓骨 / 脚后部 / 骨盆骨折

Used for tibia and fibula / calcaneal / pelvis fracture

规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code
Φ6.0×30	3115660030	3137660030	Φ6.0×70	3115660070	3137660070
Φ6.0×35	3115660035	3137660035	Φ6.0×75	3115660075	3137660075
Φ6.0×40	3115660040	3137660040	Φ6.0×80	3115660080	3137660080
Φ6.0×45	3115660045	3137660045	Φ6.0×85	3115660085	3137660085
Φ6.0×50	3115660050	3137660050	Φ6.0×90	3115660090	3137660090
Φ6.0×55	3115660055	3137660055	Φ6.0×95	3115660095	3137660095
Φ6.0×60	3115660060	3137660060	Φ6.0×100	3115660100	3137660100
Φ6.0×65	3115660065	3137660065	Φ6.0×105	3115660105	3137660105

备注: 配用 Φ2.5 导针

Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin



## CHC 空心螺钉

## CHC Cannulated Screw

跗骨管入路, 适用于 6 岁以上儿童至老年人的柔韧性扁平足、距跗关节错位

Suitable for children aged 6 and above to the elderly with flexible flat feet and dislocation of the tarsometatarsal joint

规格 Description	产品编码 Product Code	螺纹直径 Thread Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
Φ5.5×20	20600229	5.5	0.75	1.75	S=4.5
Φ6.5×20	20600230	6.5	0.75	1.75	S=4.5
Φ7.3×20	20600231	7.3	0.75	1.75	S=4.5
Φ8.5×20	20600232	8.5	0.75	1.75	S=4.5
Φ9.5×20	20600233	9.5	0.75	1.75	S=4.5

## OHC 空心螺钉

## OHC Cannulated Screw

跗骨管入路, 适用于 6 岁以上儿童至老年人的柔韧性扁平足、距跗关节错位

Suitable for children aged 6 and above to the elderly with flexible flat feet and dislocation of the tarsometatarsal joint

规格 Description	产品编码 Product Code	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
Φ8.5×15	20600234	2.5	S=4
Φ10.0×15	20600235	2.5	S=4
Φ11.0×15	20600236	2.5	S=4
Φ11.0×20	20600237	2.5	S=4
Φ12.0×15	20600238	2.5	S=4
Φ12.0×20	20600239	2.5	S=4

AMH 髓内钉  
AMH intramedullary nail

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7×160 左 Φ3.8	20700823	Φ8×210 左 Φ3.8	20700837	Φ9×255 左 Φ3.8	20700863
Φ7×160 右 Φ3.8	20700824	Φ8×210 右 Φ3.8	20700838	Φ9×255 右 Φ3.8	20700864
Φ8×160 左 Φ3.8	20700825	Φ9×210 左 Φ3.8	20700839	Φ7×270 左 Φ3.8	20700865
Φ8×160 右 Φ3.8	20700826	Φ9×210 右 Φ3.8	20700840	Φ7×270 右 Φ3.8	20700866
Φ9×160 左 Φ3.8	20700827	Φ7×225 左 Φ3.8	20700829	Φ8×270 左 Φ3.8	20700867
Φ9×160 右 Φ3.8	20700828	Φ7×225 右 Φ3.8	20700830	Φ8×270 右 Φ3.8	20700868
Φ7×180 左 Φ3.8	20700847	Φ8×225 左 Φ3.8	20700831	Φ9×270 左 Φ3.8	20700869
Φ7×180 右 Φ3.8	20700848	Φ8×225 右 Φ3.8	20700832	Φ9×270 右 Φ3.8	20700870
Φ8×180 左 Φ3.8	20700849	Φ9×225 左 Φ3.8	20700833	Φ7×285 左 Φ3.8	20700871
Φ8×180 右 Φ3.8	20700850	Φ9×225 右 Φ3.8	20700834	Φ7×285 右 Φ3.8	20700872
Φ9×180 左 Φ3.8	20700851	Φ7×240 左 Φ3.8	20700853	Φ8×285 左 Φ3.8	20700873
Φ9×180 右 Φ3.8	20700852	Φ7×240 右 Φ3.8	20700854	Φ8×285 右 Φ3.8	20700874
Φ7×195 左 Φ3.8	20700841	Φ8×240 左 Φ3.8	20700855	Φ9×285 左 Φ3.8	20700875
Φ7×195 右 Φ3.8	20700842	Φ8×240 右 Φ3.8	20700856	Φ9×285 右 Φ3.8	20700876
Φ8×195 左 Φ3.8	20700843	Φ9×240 左 Φ3.8	20700857	Φ7×300 左 Φ3.8	20700877
Φ8×195 右 Φ3.8	20700844	Φ9×240 右 Φ3.8	20700858	Φ7×300 右 Φ3.8	20700878
Φ9×195 左 Φ3.8	20700845	Φ7×255 左 Φ3.8	20700859	Φ8×300 左 Φ3.8	20700879
Φ9×195 右 Φ3.8	20700846	Φ7×255 右 Φ3.8	20700860	Φ8×300 右 Φ3.8	20700880
Φ7×210 左 Φ3.8	20700835	Φ8×255 左 Φ3.8	20700861	Φ9×300 左 Φ3.8	20700881
Φ7×210 右 Φ3.8	20700836	Φ8×255 右 Φ3.8	20700862	Φ9×300 右 Φ3.8	20700882



锁紧头 XV  
UHC Cannulated Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ4.6×8	20700883
2 Φ4.6×10	20700884
5 Φ4.6×13	20700885
10 Φ4.6×18	20700886
15 Φ4.6×23	20700887

备注: 梅花槽 T25  
Remark: Torx 25



### 交锁螺钉 VI

#### Interlocking screw VI

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×20 Φ3.8	20700888	Φ4.5×42 Φ3.8	20700899
Φ4.5×22 Φ3.8	20700889	Φ4.5×44 Φ3.8	20700900
Φ4.5×24 Φ3.8	20700890	Φ4.5×46 Φ3.8	20700901
Φ4.5×26 Φ3.8	20700891	Φ4.5×48 Φ3.8	20700902
Φ4.5×28 Φ3.8	20700892	Φ4.5×50 Φ3.8	20700903
Φ4.5×30 Φ3.8	20700893	Φ4.5×52 Φ3.8	20700904
Φ4.5×32 Φ3.8	20700894	Φ4.5×54 Φ3.8	20700905
Φ4.5×34 Φ3.8	20700895	Φ4.5×56 Φ3.8	20700906
Φ4.5×36 Φ3.8	20700896	Φ4.5×58 Φ3.8	20700907
Φ4.5×38 Φ3.8	20700897	Φ4.5×60 Φ3.8	20700908
Φ4.5×40 Φ3.8	20700898		

### 交锁螺钉 VII

#### Interlocking screw VII

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×26 Φ2.8	20700912	Φ3.5×40 Φ2.8	20700919
Φ3.5×28 Φ2.8	20700913	Φ3.5×42 Φ2.8	20700920
Φ3.5×30 Φ2.8	20700914	Φ3.5×44 Φ2.8	20700921
Φ3.5×32 Φ2.8	20700915	Φ3.5×46 Φ2.8	20700922
Φ3.5×34 Φ2.8	20700916	Φ3.5×48 Φ2.8	20700923
Φ3.5×36 Φ2.8	20700917	Φ3.5×50 Φ2.8	20700924
Φ3.5×38 Φ2.8	20700918		

备注：梅花槽 T15  
与交锁螺钉 VI 配合使用，钉中钉技术  
Remark: Torx 15



### 交锁螺钉 IV

#### Interlocking screw IV

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×20 Φ3.4	20701314	Φ4.0×54 Φ3.4	20700603
Φ4.0×22 Φ3.4	20701315	Φ4.0×56 Φ3.4	20700604
Φ4.0×24 Φ3.4	20700588	Φ4.0×58 Φ3.4	20700605
Φ4.0×26 Φ3.4	20700589	Φ4.0×60 Φ3.4	20700606
Φ4.0×28 Φ3.4	20700590	Φ4.0×62 Φ3.4	20700607
Φ4.0×30 Φ3.4	20700591	Φ4.0×64 Φ3.4	20700608
Φ4.0×32 Φ3.4	20700592	Φ4.0×66 Φ3.4	20700609
Φ4.0×34 Φ3.4	20700593	Φ4.0×68 Φ3.4	20700610
Φ4.0×36 Φ3.4	20700594	Φ4.0×70 Φ3.4	20700611
Φ4.0×38 Φ3.4	20700595	Φ4.0×72 Φ3.4	20700612
Φ4.0×40 Φ3.4	20700596	Φ4.0×74 Φ3.4	20700613
Φ4.0×42 Φ3.4	20700597	Φ4.0×76 Φ3.4	20700614
Φ4.0×44 Φ3.4	20700598	Φ4.0×78 Φ3.4	20700615
Φ4.0×46 Φ3.4	20700599	Φ4.0×80 Φ3.4	20700616
Φ4.0×48 Φ3.4	20700600		
Φ4.0×50 Φ3.4	20700601		
Φ4.0×52 Φ3.4	20700602		

备注：梅花槽 T25  
胫骨 ETN、肱骨多维、胫骨髁上通用  
Remark: Torx 25

PFNA  
PFNA Lengthening nail



规格 Description	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ9×300 左 Φ4.5 129°	20700396	Φ11×300 左 Φ4.5 129°	20700404
Φ9×320 左 Φ4.5 129°	20700420	Φ11×320 左 Φ4.5 129°	20700426
Φ9×340 左 Φ4.5 129°	20700397	Φ11×340 左 Φ4.5 129°	20700405
Φ9×360 左 Φ4.5 129°	20700421	Φ11×360 左 Φ4.5 129°	20700427
Φ9×380 左 Φ4.5 129°	20700398	Φ11×380 左 Φ4.5 129°	20700406
Φ9×400 左 Φ4.5 129°	20700422	Φ11×400 左 Φ4.5 129°	20700428
Φ9×420 左 Φ4.5 129°	20700399	Φ11×420 左 Φ4.5 129°	20700407
Φ9×300 右 Φ4.5 129°	20700408	Φ11×300 右 Φ4.5 129°	20700416
Φ9×320 右 Φ4.5 129°	20700436	Φ11×320 右 Φ4.5 129°	20700442
Φ9×340 右 Φ4.5 129°	20700409	Φ11×340 右 Φ4.5 129°	20700417
Φ9×360 右 Φ4.5 129°	20700437	Φ11×360 右 Φ4.5 129°	20700443
Φ9×380 右 Φ4.5 129°	20700410	Φ11×380 右 Φ4.5 129°	20700418
Φ9×400 右 Φ4.5 129°	20700438	Φ11×400 右 Φ4.5 129°	20700444
Φ9×420 右 Φ4.5 129°	20700411	Φ11×420 右 Φ4.5 129°	20700419
Φ10×300 左 Φ4.5 129°	20700400	Φ12×300 左 Φ4.5 129°	20700429
Φ10×320 左 Φ4.5 129°	20700423	Φ12×320 左 Φ4.5 129°	20700430
Φ10×340 左 Φ4.5 129°	20700401	Φ12×340 左 Φ4.5 129°	20700431
Φ10×360 左 Φ4.5 129°	20700424	Φ12×360 左 Φ4.5 129°	20700432
Φ10×380 左 Φ4.5 129°	20700402	Φ12×380 左 Φ4.5 129°	20700433
Φ10×400 左 Φ4.5 129°	20700425	Φ12×400 左 Φ4.5 129°	20700434
Φ10×420 左 Φ4.5 129°	20700403	Φ12×420 左 Φ4.5 129°	20700435
Φ10×300 右 Φ4.5 129°	20700412	Φ12×300 右 Φ4.5 129°	20700445
Φ10×320 右 Φ4.5 129°	20700439	Φ12×320 右 Φ4.5 129°	20700446
Φ10×340 右 Φ4.5 129°	20700413	Φ12×340 右 Φ4.5 129°	20700447
Φ10×360 右 Φ4.5 129°	20700440	Φ12×360 右 Φ4.5 129°	20700448
Φ10×380 右 Φ4.5 129°	20700414	Φ12×380 右 Φ4.5 129°	20700449
Φ10×400 右 Φ4.5 129°	20700441	Φ12×400 右 Φ4.5 129°	20700450
Φ10×420 右 Φ4.5 129°	20700415	Φ12×420 右 Φ4.5 129°	20700451

PFNA  
PFNA Standard nail



长度 length	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ9×170 Φ4.5 129°	20700461	Φ11×170 Φ4.5 129°	20700455
Φ9×200 Φ4.5 129°	20700462	Φ11×200 Φ4.5 129°	20700456
Φ9×240 Φ4.5 129°	20700463	Φ11×240 Φ4.5 129°	20700457
Φ10×170 Φ4.5 129°	20700452	Φ12×170 Φ4.5 129°	20700458
Φ10×200 Φ4.5 129°	20700453	Φ12×200 Φ4.5 129°	20700459
Φ10×240 Φ4.5 129°	20700454	Φ12×240 Φ4.5 129°	20700460

抗旋加压钉 II  
Lag Screw

长度 length	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ10×70 N	20700464	Φ10×100 N	20700470
Φ10×75 N	20700465	Φ10×105 N	20700471
Φ10×80 N	20700466	Φ10×110 N	20700472
Φ10×85 N	20700467	Φ10×115 N	20700473
Φ10×90 N	20700468	Φ10×120 N	20700474
Φ10×95 N	20700469		

备注: 外六方 S=4.5  
Remark: Outer Hex S=4.5

交锁螺钉 III  
Interlocking screw III



备注: 内六角 3.5  
PFNA、股骨重建、股骨联合加压通用  
Remark: Hex 3.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ3.9 EZN	20700507	Φ5.0×58 Φ3.9 EZN	20700523
Φ5.0×28 Φ3.9 EZN	20700508	Φ5.0×60 Φ3.9 EZN	20700524
Φ5.0×30 Φ3.9 EZN	20700509	Φ5.0×62 Φ3.9 EZN	20700525
Φ5.0×32 Φ3.9 EZN	20700510	Φ5.0×64 Φ3.9 EZN	20700526
Φ5.0×34 Φ3.9 EZN	20700511	Φ5.0×66 Φ3.9 EZN	20700527
Φ5.0×36 Φ3.9 EZN	20700512	Φ5.0×68 Φ3.9 EZN	20700528
Φ5.0×38 Φ3.9 EZN	20700513	Φ5.0×70 Φ3.9 EZN	20700529
Φ5.0×40 Φ3.9 EZN	20700514	Φ5.0×72 Φ3.9 EZN	20700530
Φ5.0×42 Φ3.9 EZN	20700515	Φ5.0×74 Φ3.9 EZN	20700531
Φ5.0×44 Φ3.9 EZN	20700516	Φ5.0×76 Φ3.9 EZN	20700532
Φ5.0×46 Φ3.9 EZN	20700517	Φ5.0×78 Φ3.9 EZN	20700533
Φ5.0×48 Φ3.9 EZN	20700518	Φ5.0×80 Φ3.9 EZN	20700534
Φ5.0×50 Φ3.9 EZN	20700519	Φ5.0×85 Φ3.9 EZN	20700535
Φ5.0×52 Φ3.9 EZN	20700520	Φ5.0×90 Φ3.9 EZN	20700536
Φ5.0×54 Φ3.9 EZN	20700521	Φ5.0×95 Φ3.9 EZN	20700537
Φ5.0×56 Φ3.9 EZN	20700522	Φ5.0×100 Φ3.9 EZN	20700538

锁紧头 II  
End Cap



规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×43	20700539

备注: 外六角 S=4/S=11  
Remark: Outer Hex S=4/S=11

锁紧头 III  
End Cap



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6×28.5	20700540	10 Φ6×38.5	20700542
5 Φ6×33.5	20700541	15 Φ6×43.5	20700543

备注: 外六角 S=4/S=11  
Remark: Outer Hex S=4/S=11

SRF 髓内钉  
SRF Nail



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ9×160 Φ5.4	Φ9	160	20700971	Φ11×160 Φ5.4	Φ11	160	20700943
Φ9×180 Φ5.4	Φ9	180	20700972	Φ11×180 Φ5.4	Φ11	180	20700944
Φ9×200 Φ5.4	Φ9	200	20700973	Φ11×200 Φ5.4	Φ11	200	20700945
Φ9×220 Φ5.4	Φ9	220	20700974	Φ11×220 Φ5.4	Φ11	220	20700946
Φ9×240 Φ5.4	Φ9	240	20700975	Φ11×240 Φ5.4	Φ11	240	20700947
Φ9×260 Φ5.4	Φ9	260	20700976	Φ11×260 Φ5.4	Φ11	260	20700948
Φ9×280 Φ5.4	Φ9	280	20700977	Φ11×280 Φ5.4	Φ11	280	20700949
Φ9×300 Φ5.4	Φ9	300	20700978	Φ11×300 Φ5.4	Φ11	300	20700950
Φ9×320 Φ5.4	Φ9	320	20700979	Φ11×320 Φ5.4	Φ11	320	20700951
Φ9×340 Φ5.4	Φ9	340	20700980	Φ11×340 Φ5.4	Φ11	340	20700952
Φ9×360 Φ5.4	Φ9	360	20700981	Φ11×360 Φ5.4	Φ11	360	20700953
Φ9×380 Φ5.4	Φ9	380	20700982	Φ11×380 Φ5.4	Φ11	380	20700954
Φ9×400 Φ5.4	Φ9	400	20700983	Φ11×400 Φ5.4	Φ11	400	20700955
Φ9×420 Φ5.4	Φ9	420	20700984	Φ11×420 Φ5.4	Φ11	420	20700956
Φ10×160 Φ5.4	Φ10	160	20700929	Φ12×160 Φ5.4	Φ12	160	20700957
Φ10×180 Φ5.4	Φ10	180	20700930	Φ12×180 Φ5.4	Φ12	180	20700958
Φ10×200 Φ5.4	Φ10	200	20700931	Φ12×200 Φ5.4	Φ12	200	20700959
Φ10×220 Φ5.4	Φ10	220	20700932	Φ12×220 Φ5.4	Φ12	220	20700960
Φ10×240 Φ5.4	Φ10	240	20700933	Φ12×240 Φ5.4	Φ12	240	20700961
Φ10×260 Φ5.4	Φ10	260	20700934	Φ12×260 Φ5.4	Φ12	260	20700962
Φ10×280 Φ5.4	Φ10	280	20700935	Φ12×280 Φ5.4	Φ12	280	20700963
Φ10×300 Φ5.4	Φ10	300	20700936	Φ12×300 Φ5.4	Φ12	300	20700964
Φ10×320 Φ5.4	Φ10	320	20700937	Φ12×320 Φ5.4	Φ12	320	20700965
Φ10×340 Φ5.4	Φ10	340	20700938	Φ12×340 Φ5.4	Φ12	340	20700966
Φ10×360 Φ5.4	Φ10	360	20700939	Φ12×360 Φ5.4	Φ12	360	20700967
Φ10×380 Φ5.4	Φ10	380	20700940	Φ12×380 Φ5.4	Φ12	380	20700968
Φ10×400 Φ5.4	Φ10	400	20700941	Φ12×400 Φ5.4	Φ12	400	20700969
Φ10×420 Φ5.4	Φ10	420	20700942	Φ12×420 Φ5.4	Φ12	420	20700970

ASF 髓内钉  
ASF Nail



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ9×300 左 Φ4.5 130°	Φ9	300	20700669	Φ10×300 左 Φ4.5 130°	Φ10	300	20700687
Φ9×320 左 Φ4.5 130°	Φ9	320	20700670	Φ10×320 左 Φ4.5 130°	Φ10	320	20700688
Φ9×340 左 Φ4.5 130°	Φ9	340	20700671	Φ10×340 左 Φ4.5 130°	Φ10	340	20700689
Φ9×360 左 Φ4.5 130°	Φ9	360	20700672	Φ10×360 左 Φ4.5 130°	Φ10	360	20700690
Φ9×380 左 Φ4.5 130°	Φ9	380	20700673	Φ10×380 左 Φ4.5 130°	Φ10	380	20700691
Φ9×400 左 Φ4.5 130°	Φ9	400	20700674	Φ10×400 左 Φ4.5 130°	Φ10	400	20700692
Φ9×420 左 Φ4.5 130°	Φ9	420	20700675	Φ10×420 左 Φ4.5 130°	Φ10	420	20700693
Φ9×440 左 Φ4.5 130°	Φ9	440	20700676	Φ10×440 左 Φ4.5 130°	Φ10	440	20700694
Φ9×460 左 Φ4.5 130°	Φ9	460	20700677	Φ10×460 左 Φ4.5 130°	Φ10	460	20700695
Φ9×300 右 Φ4.5 130°	Φ9	300	20700678	Φ10×300 右 Φ4.5 130°	Φ10	300	20700696
Φ9×320 右 Φ4.5 130°	Φ9	320	20700679	Φ10×320 右 Φ4.5 130°	Φ10	320	20700697
Φ9×340 右 Φ4.5 130°	Φ9	340	20700680	Φ10×340 右 Φ4.5 130°	Φ10	340	20700698
Φ9×360 右 Φ4.5 130°	Φ9	360	20700681	Φ10×360 右 Φ4.5 130°	Φ10	360	20700699
Φ9×380 右 Φ4.5 130°	Φ9	380	20700682	Φ10×380 右 Φ4.5 130°	Φ10	380	20700700
Φ9×400 右 Φ4.5 130°	Φ9	400	20700683	Φ10×400 右 Φ4.5 130°	Φ10	400	20700701
Φ9×420 右 Φ4.5 130°	Φ9	420	20700684	Φ10×420 右 Φ4.5 130°	Φ10	420	20700702
Φ9×440 右 Φ4.5 130°	Φ9	440	20700685	Φ10×440 右 Φ4.5 130°	Φ10	440	20700703
Φ9×460 右 Φ4.5 130°	Φ9	460	20700686	Φ10×460 右 Φ4.5 130°	Φ10	460	20700704

锁紧头 XVI  
End Cap XVI



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.7×11.5	20700753	10 Φ6.7×21.5	20700755
5 Φ6.7×16.5	20700754	15 Φ6.7×26.5	20700756

备注：内六方 5  
股骨重建、股骨倒打通用  
Remark: Hex 5

交锁螺钉 III  
Interlocking screw III

规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ4.2 EZN	Φ5.0	26	20701566	Φ5.0×58 Φ4.2 EZN	Φ5.0	58	20701582
Φ5.0×28 Φ4.2 EZN	Φ5.0	28	20701567	Φ5.0×60 Φ4.2 EZN	Φ5.0	60	20701583
Φ5.0×30 Φ4.2 EZN	Φ5.0	30	20701568	Φ5.0×62 Φ4.2 EZN	Φ5.0	62	20701584
Φ5.0×32 Φ4.2 EZN	Φ5.0	32	20701569	Φ5.0×64 Φ4.2 EZN	Φ5.0	64	20701585
Φ5.0×34 Φ4.2 EZN	Φ5.0	34	20701570	Φ5.0×66 Φ4.2 EZN	Φ5.0	66	20701586
Φ5.0×36 Φ4.2 EZN	Φ5.0	36	20701571	Φ5.0×68 Φ4.2 EZN	Φ5.0	68	20701587
Φ5.0×38 Φ4.2 EZN	Φ5.0	38	20701572	Φ5.0×70 Φ4.2 EZN	Φ5.0	70	20701588
Φ5.0×40 Φ4.2 EZN	Φ5.0	40	20701573	Φ5.0×72 Φ4.2 EZN	Φ5.0	72	20701589
Φ5.0×42 Φ4.2 EZN	Φ5.0	42	20701574	Φ5.0×74 Φ4.2 EZN	Φ5.0	74	20701590
Φ5.0×44 Φ4.2 EZN	Φ5.0	44	20701575	Φ5.0×76 Φ4.2 EZN	Φ5.0	76	20701591
Φ5.0×46 Φ4.2 EZN	Φ5.0	46	20701576	Φ5.0×78 Φ4.2 EZN	Φ5.0	78	20701592
Φ5.0×48 Φ4.2 EZN	Φ5.0	48	20701577	Φ5.0×80 Φ4.2 EZN	Φ5.0	80	20701593
Φ5.0×50 Φ4.2 EZN	Φ5.0	50	20701578	Φ5.0×85 Φ4.2 EZN	Φ5.0	85	20701594
Φ5.0×52 Φ4.2 EZN	Φ5.0	52	20701579	Φ5.0×90 Φ4.2 EZN	Φ5.0	90	20701595
Φ5.0×54 Φ4.2 EZN	Φ5.0	54	20701580	Φ5.0×95 Φ4.2 EZN	Φ5.0	95	20701596
Φ5.0×56 Φ4.2 EZN	Φ5.0	56	20701581	Φ5.0×100 Φ4.2 EZN	Φ5.0	100	20701597

备注：通用交锁螺钉，  
内六角 4.5，  
PFNA、股骨重建、股骨联合加压通用  
Remark: Hex 4.5

交锁螺钉 III  
Interlocking screw III

规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ4.2 EZN	Φ5.0	26	20700475	Φ5.0×58 Φ4.2 EZN	Φ5.0	58	20700491
Φ5.0×28 Φ4.2 EZN	Φ5.0	28	20700476	Φ5.0×60 Φ4.2 EZN	Φ5.0	60	20700492
Φ5.0×30 Φ4.2 EZN	Φ5.0	30	20700477	Φ5.0×62 Φ4.2 EZN	Φ5.0	62	20700493
Φ5.0×32 Φ4.2 EZN	Φ5.0	32	20700478	Φ5.0×64 Φ4.2 EZN	Φ5.0	64	20700494
Φ5.0×34 Φ4.2 EZN	Φ5.0	34	20700479	Φ5.0×66 Φ4.2 EZN	Φ5.0	66	20700495
Φ5.0×36 Φ4.2 EZN	Φ5.0	36	20700480	Φ5.0×68 Φ4.2 EZN	Φ5.0	68	20700496
Φ5.0×38 Φ4.2 EZN	Φ5.0	38	20700481	Φ5.0×70 Φ4.2 EZN	Φ5.0	70	20700497
Φ5.0×40 Φ4.2 EZN	Φ5.0	40	20700482	Φ5.0×72 Φ4.2 EZN	Φ5.0	72	20700498
Φ5.0×42 Φ4.2 EZN	Φ5.0	42	20700483	Φ5.0×74 Φ4.2 EZN	Φ5.0	74	20700499
Φ5.0×44 Φ4.2 EZN	Φ5.0	44	20700484	Φ5.0×76 Φ4.2 EZN	Φ5.0	76	20700500
Φ5.0×46 Φ4.2 EZN	Φ5.0	46	20700485	Φ5.0×78 Φ4.2 EZN	Φ5.0	78	20700501
Φ5.0×48 Φ4.2 EZN	Φ5.0	48	20700486	Φ5.0×80 Φ4.2 EZN	Φ5.0	80	20700502
Φ5.0×50 Φ4.2 EZN	Φ5.0	50	20700487	Φ5.0×85 Φ4.2 EZN	Φ5.0	85	20700503
Φ5.0×52 Φ4.2 EZN	Φ5.0	52	20700488	Φ5.0×90 Φ4.2 EZN	Φ5.0	90	20700504
Φ5.0×54 Φ4.2 EZN	Φ5.0	54	20700489	Φ5.0×95 Φ4.2 EZN	Φ5.0	95	20700505
Φ5.0×56 Φ4.2 EZN	Φ5.0	56	20700490	Φ5.0×100 Φ4.2 EZN	Φ5.0	100	20700506

备注：停产去库存，可用通用交锁螺钉替代，  
内六角 4.5，螺纹内孔  
股骨倒打，胫骨髁上通用  
Remark: Hex 4.5

ASF 髓内钉  
ASF Nail



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ11×300左Φ4.5 130°	Φ11	300	20700705	Φ12×300左Φ4.5 130°	Φ12	300	20700723
Φ11×320左Φ4.5 130°	Φ11	320	20700706	Φ12×320左Φ4.5 130°	Φ12	320	20700724
Φ11×340左Φ4.5 130°	Φ11	340	20700707	Φ12×340左Φ4.5 130°	Φ12	340	20700725
Φ11×360左Φ4.5 130°	Φ11	360	20700708	Φ12×360左Φ4.5 130°	Φ12	360	20700726
Φ11×380左Φ4.5 130°	Φ11	380	20700709	Φ12×380左Φ4.5 130°	Φ12	380	20700727
Φ11×400左Φ4.5 130°	Φ11	400	20700710	Φ12×400左Φ4.5 130°	Φ12	400	20700728
Φ11×420左Φ4.5 130°	Φ11	420	20700711	Φ12×420左Φ4.5 130°	Φ12	420	20700729
Φ11×440左Φ4.5 130°	Φ11	440	20700712	Φ12×440左Φ4.5 130°	Φ12	440	20700730
Φ11×460左Φ4.5 130°	Φ11	460	20700713	Φ12×460左Φ4.5 130°	Φ12	460	20700731
Φ11×300右Φ4.5 130°	Φ11	300	20700714	Φ12×300右Φ4.5 130°	Φ12	300	20700732
Φ11×320右Φ4.5 130°	Φ11	320	20700715	Φ12×320右Φ4.5 130°	Φ12	320	20700733
Φ11×340右Φ4.5 130°	Φ11	340	20700716	Φ12×340右Φ4.5 130°	Φ12	340	20700734
Φ11×360右Φ4.5 130°	Φ11	360	20700717	Φ12×360右Φ4.5 130°	Φ12	360	20700735
Φ11×380右Φ4.5 130°	Φ11	380	20700718	Φ12×380右Φ4.5 130°	Φ12	380	20700736
Φ11×400右Φ4.5 130°	Φ11	400	20700719	Φ12×400右Φ4.5 130°	Φ12	400	20700737
Φ11×420右Φ4.5 130°	Φ11	420	20700720	Φ12×420右Φ4.5 130°	Φ12	420	20700738
Φ11×440右Φ4.5 130°	Φ11	440	20700721	Φ12×440右Φ4.5 130°	Φ12	440	20700739
Φ11×460右Φ4.5 130°	Φ11	460	20700722	Φ12×460右Φ4.5 130°	Φ12	460	20700740

交锁螺钉 III  
Interlocking screw III



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ3.9 EZN	Φ3.9	26	20700507	Φ5.0×58 Φ3.9 EZN	Φ3.9	58	20700523
Φ5.0×28 Φ3.9 EZN	Φ3.9	28	20700508	Φ5.0×60 Φ3.9 EZN	Φ3.9	60	20700524
Φ5.0×30 Φ3.9 EZN	Φ3.9	30	20700509	Φ5.0×62 Φ3.9 EZN	Φ3.9	62	20700525
Φ5.0×32 Φ3.9 EZN	Φ3.9	32	20700510	Φ5.0×64 Φ3.9 EZN	Φ3.9	64	20700526
Φ5.0×34 Φ3.9 EZN	Φ3.9	34	20700511	Φ5.0×66 Φ3.9 EZN	Φ3.9	66	20700527
Φ5.0×36 Φ3.9 EZN	Φ3.9	36	20700512	Φ5.0×68 Φ3.9 EZN	Φ3.9	68	20700528
Φ5.0×38 Φ3.9 EZN	Φ3.9	38	20700513	Φ5.0×70 Φ3.9 EZN	Φ3.9	70	20700529
Φ5.0×40 Φ3.9 EZN	Φ3.9	40	20700514	Φ5.0×72 Φ3.9 EZN	Φ3.9	72	20700530
Φ5.0×42 Φ3.9 EZN	Φ3.9	42	20700515	Φ5.0×74 Φ3.9 EZN	Φ3.9	74	20700531
Φ5.0×44 Φ3.9 EZN	Φ3.9	44	20700516	Φ5.0×76 Φ3.9 EZN	Φ3.9	76	20700532
Φ5.0×46 Φ3.9 EZN	Φ3.9	46	20700517	Φ5.0×78 Φ3.9 EZN	Φ3.9	78	20700533
Φ5.0×48 Φ3.9 EZN	Φ3.9	48	20700518	Φ5.0×80 Φ3.9 EZN	Φ3.9	80	20700534
Φ5.0×50 Φ3.9 EZN	Φ3.9	50	20700519	Φ5.0×85 Φ3.9 EZN	Φ3.9	85	20700535
Φ5.0×52 Φ3.9 E ZN	Φ3.9	52	20700520	Φ5.0×90 Φ3.9 EZN	Φ3.9	90	20700536
Φ5.0×54 Φ3.9 EZN	Φ3.9	54	20700521	Φ5.0×95 Φ3.9 EZN	Φ3.9	95	20700537
Φ5.0×56 Φ3.9 EZN	Φ3.9	56	20700522	Φ5.0×100 Φ3.9 EZN	Φ3.9	100	20700538

备注: 内六方 3.5  
PFNA、股骨重建、股骨联合加压通用  
Remark: Hex 3.5

交锁螺钉 V  
Interlocking screw V



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ6.5×60 Φ4.5	Φ4.5	60	20700741	Φ6.5×90 Φ4.5	Φ4.5	90	20700747
Φ6.5×65 Φ4.5	Φ4.5	65	20700742	Φ6.5×95 Φ4.5	Φ4.5	95	20700748
Φ6.5×70 Φ4.5	Φ4.5	70	20700743	Φ6.5×100 Φ4.5	Φ4.5	100	20700749
Φ6.5×75 Φ4.5	Φ4.5	75	20700744	Φ6.5×105 Φ4.5	Φ4.5	105	20700750
Φ6.5×80 Φ4.5	Φ4.5	80	20700745	Φ6.5×110 Φ4.5	Φ4.5	110	20700751
Φ6.5×85 Φ4.5	Φ4.5	85	20700746	Φ6.5×115 Φ4.5	Φ4.5	115	20700752

备注：内六角 4.5  
Remark: Hex 4.5

锁紧头 XVI  
End Cap XVI



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.7×11.5	20700753	10 Φ6.7×21.5	20700755
5 Φ6.7×16.5	20700754	15 Φ6.7×26.5	20700756

备注：内六角 5  
股骨重建、股骨倒打、胫骨髁上通用  
Remark: Hex 5

SISF 髓内钉  
SISF Intramedullary Nail



规格 Description	产品编码 Product Code	颈干角 CDAF	规格 Description	产品编码 Product Code	颈干角 CDAF
Φ9×180 Φ5.3 125°	20700757	125°	Φ11×180 Φ5.3 125°	20700773	125°
Φ9×200 Φ5.3 125°	20700758	125°	Φ11×200 Φ5.3 125°	20700774	125°
Φ9×220 Φ5.3 125°	20700759	125°	Φ11×220 Φ5.3 125°	20700775	125°
Φ9×240 Φ5.3 125°	20700760	125°	Φ11×240 Φ5.3 125°	20700776	125°
Φ9×180 Φ5.3 130°	20700761	130°	Φ11×180 Φ5.3 130°	20700777	130°
Φ9×200 Φ5.3 130°	20700762	130°	Φ11×200 Φ5.3 130°	20700778	130°
Φ9×220 Φ5.3 130°	20700763	130°	Φ11×220 Φ5.3 130°	20700779	130°
Φ9×240 Φ5.3 130°	20700764	130°	Φ11×240 Φ5.3 130°	20700780	130°
Φ10×180 Φ5.3 125°	20700765	125°	Φ12×180 Φ5.3 125°	20700781	125°
Φ10×200 Φ5.3 125°	20700766	125°	Φ12×200 Φ5.3 125°	20700782	125°
Φ10×220 Φ5.3 125°	20700767	125°	Φ12×220 Φ5.3 125°	20700783	125°
Φ10×240 Φ5.3 125°	20700768	125°	Φ12×240 Φ5.3 125°	20700784	125°
Φ10×180 Φ5.3 130°	20700769	130°	Φ12×180 Φ5.3 130°	20700785	130°
Φ10×200 Φ5.3 130°	20700770	130°	Φ12×200 Φ5.3 130°	20700786	130°
Φ10×220 Φ5.3 130°	20700771	130°	Φ12×220 Φ5.3 130°	20700787	130°
Φ10×240 Φ5.3 130°	20700772	130°	Φ12×240 Φ5.3 130°	20700788	130°

备注 Noted: CDAF =collo-diaphyseal angle of the femur 股骨颈干角



抗旋加压钉 VI( 组合拉力螺钉)

Lag Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ11×70 Φ6	20700789
Φ11×75 Φ6	20700790
Φ11×80 Φ6	20700791
Φ11×85 Φ6	20700792
Φ11×90 Φ6	20700793
Φ11×95 Φ6	20700794
Φ11×100 Φ6	20700795
Φ11×105 Φ6	20700796
Φ11×110 Φ6	20700797
Φ11×115 Φ6	20700798

抗旋加压钉 V

Interlocking screw



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ11×70	20700809
Φ11×75	20700810
Φ11×80	20700811
Φ11×85	20700812
Φ11×90	20700813
Φ11×95	20700814
Φ11×100	20700815
Φ11×105	20700816
Φ11×110	20700817
Φ11×115	20700818



抗旋加压钉 VII( 组合加压螺钉)

Lag Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7×65 Φ5	20700351
Φ7×70 Φ5	20700352
Φ7×75 Φ5	20700353
Φ7×80 Φ5	20700354
Φ7×85 Φ5	20700355
Φ7×90 Φ5	20700356
Φ7×95 Φ5	20700357
Φ7×100 Φ5	20700358
Φ7×105 Φ5	20700359
Φ7×110 Φ5	20700360

备注: 内六方 5  
Remark: Hex 5

锁紧头 VI

UHC Cannulated Screw



规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ7×13.3	20700819
5 Φ7×18.3	20700820
10 Φ7×23.3	20700821
10 Φ7×28.3	20700822

备注: 内六方 5  
Remark: Hex 5

交锁螺钉 III

Interlocking screw III



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ3.9 EZN	Φ3.9	26	20700507	Φ5.0×58 Φ3.9 EZN	Φ3.9	58	20700523
Φ5.0×28 Φ3.9 EZN	Φ3.9	28	20700508	Φ5.0×60 Φ3.9 EZN	Φ3.9	60	20700524
Φ5.0×30 Φ3.9 EZN	Φ3.9	30	20700509	Φ5.0×62 Φ3.9 EZN	Φ3.9	62	20700525
Φ5.0×32 Φ3.9 EZN	Φ3.9	32	20700510	Φ5.0×64 Φ3.9 EZN	Φ3.9	64	20700526
Φ5.0×34 Φ3.9 EZN	Φ3.9	34	20700511	Φ5.0×66 Φ3.9 EZN	Φ3.9	66	20700527
Φ5.0×36 Φ3.9 EZN	Φ3.9	36	20700512	Φ5.0×68 Φ3.9 EZN	Φ3.9	68	20700528
Φ5.0×38 Φ3.9 EZN	Φ3.9	38	20700513	Φ5.0×70 Φ3.9 EZN	Φ3.9	70	20700529
Φ5.0×40 Φ3.9 EZN	Φ3.9	40	20700514	Φ5.0×72 Φ3.9 EZN	Φ3.9	72	20700530
Φ5.0×42 Φ3.9 EZN	Φ3.9	42	20700515	Φ5.0×74 Φ3.9 EZN	Φ3.9	74	20700531
Φ5.0×44 Φ3.9 EZN	Φ3.9	44	20700516	Φ5.0×76 Φ3.9 EZN	Φ3.9	76	20700532
Φ5.0×46 Φ3.9 EZN	Φ3.9	46	20700517	Φ5.0×78 Φ3.9 EZN	Φ3.9	78	20700533
Φ5.0×48 Φ3.9 EZN	Φ3.9	48	20700518	Φ5.0×80 Φ3.9 EZN	Φ3.9	80	20700534
Φ5.0×50 Φ3.9 EZN	Φ3.9	50	20700519	Φ5.0×85 Φ3.9 EZN	Φ3.9	85	20700535
Φ5.0×52 Φ3.9 EZN	Φ3.9	52	20700520	Φ5.0×90 Φ3.9 EZN	Φ3.9	90	20700536
Φ5.0×54 Φ3.9 EZN	Φ3.9	54	20700521	Φ5.0×95 Φ3.9 EZN	Φ3.9	95	20700537
Φ5.0×56 Φ3.9 EZN	Φ3.9	56	20700522	Φ5.0×100 Φ3.9 EZN	Φ3.9	100	20700538

备注: 内六方 3.5  
PFNA、股骨重建、股骨联合加压通用  
Remark: Hex 3.5

SMT 髓内钉  
SMT Intramedullary Nail

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8.5×240 Φ5	20700336	Φ10×240 Φ5	20700306
Φ8.5×260 Φ5	20700337	Φ10×260 Φ5	20700307
Φ8.5×280 Φ5	20700338	Φ10×280 Φ5	20700308
Φ8.5×290 Φ5	20700339	Φ10×290 Φ5	20700309
Φ8.5×300 Φ5	20700340	Φ10×300 Φ5	20700310
Φ8.5×310 Φ5	20700341	Φ10×310 Φ5	20700311
Φ8.5×320 Φ5	20700342	Φ10×320 Φ5	20700312
Φ8.5×330 Φ5	20700343	Φ10×330 Φ5	20700313
Φ8.5×340 Φ5	20700344	Φ10×340 Φ5	20700314
Φ8.5×350 Φ5	20700345	Φ10×350 Φ5	20700315
Φ8.5×360 Φ5	20700346	Φ10×360 Φ5	20700316
Φ8.5×370 Φ5	20700347	Φ10×370 Φ5	20700317
Φ8.5×380 Φ5	20700348	Φ10×380 Φ5	20700318
Φ8.5×390 Φ5	20700349	Φ10×390 Φ5	20700319
Φ8.5×400 Φ5	20700350	Φ10×400 Φ5	20700320
Φ9×240 Φ5	20700321	Φ11×240 Φ5	20700291
Φ9×260 Φ5	20700322	Φ11×260 Φ5	20700292
Φ9×280 Φ5	20700323	Φ11×280 Φ5	20700293
Φ9×290 Φ5	20700324	Φ11×290 Φ5	20700294
Φ9×300 Φ5	20700325	Φ11×300 Φ5	20700295
Φ9×310 Φ5	20700326	Φ11×310 Φ5	20700296
Φ9×320 Φ5	20700327	Φ11×320 Φ5	20700297
Φ9×330 Φ5	20700328	Φ11×330 Φ5	20700298
Φ9×340 Φ5	20700329	Φ11×340 Φ5	20700299
Φ9×350 Φ5	20700330	Φ11×350 Φ5	20700300
Φ9×360 Φ5	20700331	Φ11×360 Φ5	20700301
Φ9×370 Φ5	20700332	Φ11×370 Φ5	20700302
Φ9×380 Φ5	20700333	Φ11×380 Φ5	20700303
Φ9×390 Φ5	20700334	Φ11×390 Φ5	20700304
Φ9×400 Φ5	20700335	Φ11×400 Φ5	20700305

交锁螺钉 III  
Interlocking screw III

规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ4.2 EZN	Φ5.0	26	20700475	Φ5.0×58 Φ4.2 EZN	Φ5.0	58	20700491
Φ5.0×28 Φ4.2 EZN	Φ5.0	28	20700476	Φ5.0×60 Φ4.2 EZN	Φ5.0	60	20700492
Φ5.0×30 Φ4.2 EZN	Φ5.0	30	20700477	Φ5.0×62 Φ4.2 EZN	Φ5.0	62	20700493
Φ5.0×32 Φ4.2 EZN	Φ5.0	32	20700478	Φ5.0×64 Φ4.2 EZN	Φ5.0	64	20700494
Φ5.0×34 Φ4.2 EZN	Φ5.0	34	20700479	Φ5.0×66 Φ4.2 EZN	Φ5.0	66	20700495
Φ5.0×36 Φ4.2 EZN	Φ5.0	36	20700480	Φ5.0×68 Φ4.2 EZN	Φ5.0	68	20700496
Φ5.0×38 Φ4.2 EZN	Φ5.0	38	20700481	Φ5.0×70 Φ4.2 EZN	Φ5.0	70	20700497
Φ5.0×40 Φ4.2 EZN	Φ5.0	40	20700482	Φ5.0×72 Φ4.2 EZN	Φ5.0	72	20700498
Φ5.0×42 Φ4.2 EZN	Φ5.0	42	20700483	Φ5.0×74 Φ4.2 EZN	Φ5.0	74	20700499
Φ5.0×44 Φ4.2 EZN	Φ5.0	44	20700484	Φ5.0×76 Φ4.2 EZN	Φ5.0	76	20700500
Φ5.0×46 Φ4.2 EZN	Φ5.0	46	20700485	Φ5.0×78 Φ4.2 EZN	Φ5.0	78	20700501
Φ5.0×48 Φ4.2 EZN	Φ5.0	48	20700486	Φ5.0×80 Φ4.2 EZN	Φ5.0	80	20700502
Φ5.0×50 Φ4.2 EZN	Φ5.0	50	20700487	Φ5.0×85 Φ4.2 EZN	Φ5.0	85	20700503
Φ5.0×52 Φ4.2 EZN	Φ5.0	52	20700488	Φ5.0×90 Φ4.2 EZN	Φ5.0	90	20700504
Φ5.0×54 Φ4.2 EZN	Φ5.0	54	20700489	Φ5.0×95 Φ4.2 EZN	Φ5.0	95	20700505
Φ5.0×56 Φ4.2 EZN	Φ5.0	56	20700490	Φ5.0×100 Φ4.2 EZN	Φ5.0	100	20700506

备注：停产去库存，可用通用交锁螺钉替代  
内六角 4.5，螺纹内孔，  
股骨倒打，胫骨髌上通用  
Remark: Hex 4.5

交锁螺钉IV

Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×20 Φ3.4	20701314	Φ4.0×54 Φ3.4	20700603
Φ4.0×22 Φ3.4	20701315	Φ4.0×56 Φ3.4	20700604
Φ4.0×24 Φ3.4	20700588	Φ4.0×58 Φ3.4	20700605
Φ4.0×26 Φ3.4	20700589	Φ4.0×60 Φ3.4	20700606
Φ4.0×28 Φ3.4	20700590	Φ4.0×62 Φ3.4	20700607
Φ4.0×30 Φ3.4	20700591	Φ4.0×64 Φ3.4	20700608
Φ4.0×32 Φ3.4	20700592	Φ4.0×66 Φ3.4	20700609
Φ4.0×34 Φ3.4	20700593	Φ4.0×68 Φ3.4	20700610
Φ4.0×36 Φ3.4	20700594	Φ4.0×70 Φ3.4	20700611
Φ4.0×38 Φ3.4	20700595	Φ4.0×72 Φ3.4	20700612
Φ4.0×40 Φ3.4	20700596	Φ4.0×74 Φ3.4	20700613
Φ4.0×42 Φ3.4	20700597	Φ4.0×76 Φ3.4	20700614
Φ4.0×44 Φ3.4	20700598	Φ4.0×78 Φ3.4	20700615
Φ4.0×46 Φ3.4	20700599	Φ4.0×80 Φ3.4	20700616
Φ4.0×48 Φ3.4	20700600		
Φ4.0×50 Φ3.4	20700601		
Φ4.0×52 Φ3.4	20700602		

备注：梅花槽 T25  
胫骨 ETN、肱骨多维、胫骨髁上通用  
Remark: Torx 25

锁紧头 XVI  
End Cap XVI



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.7×11.5	20700753	10 Φ6.7×21.5	20700755
5 Φ6.7×16.5	20700754	15 Φ6.7×26.5	20700756

备注：内六方 5  
股骨重建、股骨倒打、胫骨髁上通用  
Remark: Hex 5



## 髓内钉 I

## Tibia Intramedullary Nail

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8.5×255 Φ4.2	20700561	Φ9×345 Φ4.2	20700570
Φ8.5×270 Φ4.2	20700578	Φ9×360 Φ4.2	20700586
Φ8.5×285 Φ4.2	20700562	Φ9×375 Φ4.2	20700571
Φ8.5×300 Φ4.2	20700579	Φ9×390 Φ4.2	20700587
Φ8.5×315 Φ4.2	20700563	Φ9×405 Φ4.2	20700572
Φ8.5×330 Φ4.2	20700580	Φ10×255 Φ4.2	20700555
Φ8.5×345 Φ4.2	20700564	Φ10×270 Φ4.2	20700573
Φ8.5×360 Φ4.2	20700581	Φ10×285 Φ4.2	20700556
Φ8.5×375 Φ4.2	20700565	Φ10×300 Φ4.2	20700574
Φ8.5×390 Φ4.2	20700582	Φ10×315 Φ4.2	20700557
Φ8.5×405 Φ4.2	20700566	Φ10×330 Φ4.2	20700575
Φ9×255 Φ4.2	20700567	Φ10×345 Φ4.2	20700558
Φ9×270 Φ4.2	20700583	Φ10×360 Φ4.2	20700576
Φ9×285 Φ4.2	20700568	Φ10×375 Φ4.2	20700559
Φ9×300 Φ4.2	20700584	Φ10×390 Φ4.2	20700577
Φ9×315 Φ4.2	20700569	Φ10×405 Φ4.2	20700560
Φ9×330 Φ4.2	20700585		

## 交锁螺钉 IV

## Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×20 Φ3.4	20701314	Φ4.0×54 Φ3.4	20700603
Φ4.0×22 Φ3.4	20701315	Φ4.0×56 Φ3.4	20700604
Φ4.0×24 Φ3.4	20700588	Φ4.0×58 Φ3.4	20700605
Φ4.0×26 Φ3.4	20700589	Φ4.0×60 Φ3.4	20700606
Φ4.0×28 Φ3.4	20700590	Φ4.0×62 Φ3.4	20700607
Φ4.0×30 Φ3.4	20700591	Φ4.0×64 Φ3.4	20700608
Φ4.0×32 Φ3.4	20700592	Φ4.0×66 Φ3.4	20700609
Φ4.0×34 Φ3.4	20700593	Φ4.0×68 Φ3.4	20700610
Φ4.0×36 Φ3.4	20700594	Φ4.0×70 Φ3.4	20700611
Φ4.0×38 Φ3.4	20700595	Φ4.0×72 Φ3.4	20700612
Φ4.0×40 Φ3.4	20700596	Φ4.0×74 Φ3.4	20700613
Φ4.0×42 Φ3.4	20700597	Φ4.0×76 Φ3.4	20700614
Φ4.0×44 Φ3.4	20700598	Φ4.0×78 Φ3.4	20700615
Φ4.0×46 Φ3.4	20700599	Φ4.0×80 Φ3.4	20700616
Φ4.0×48 Φ3.4	20700600		
Φ4.0×50 Φ3.4	20700601		
Φ4.0×52 Φ3.4	20700602		

备注: 梅花槽 T25  
 胫骨多维、胫骨 ETN 通用  
 Remark: Torx 25

### 交锁螺钉 IV Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×24 Φ4.3	20700617	Φ5.0×58 Φ4.3	20700634
Φ5.0×26 Φ4.3	20700618	Φ5.0×60 Φ4.3	20700635
Φ5.0×28 Φ4.3	20700619	Φ5.0×62 Φ4.3	20700636
Φ5.0×30 Φ4.3	20700620	Φ5.0×64 Φ4.3	20700637
Φ5.0×32 Φ4.3	20700621	Φ5.0×66 Φ4.3	20700638
Φ5.0×34 Φ4.3	20700622	Φ5.0×68 Φ4.3	20700639
Φ5.0×36 Φ4.3	20700623	Φ5.0×70 Φ4.3	20700640
Φ5.0×38 Φ4.3	20700624	Φ5.0×72 Φ4.3	20700641
Φ5.0×40 Φ4.3	20700625	Φ5.0×74 Φ4.3	20700642
Φ5.0×42 Φ4.3	20700626	Φ5.0×76 Φ4.3	20700643
Φ5.0×44 Φ4.3	20700627	Φ5.0×78 Φ4.3	20700644
Φ5.0×46 Φ4.3	20700628	Φ5.0×80 Φ4.3	20700645
Φ5.0×48 Φ4.3	20700629	Φ5.0×85 Φ4.3	20700646
Φ5.0×50 Φ4.3	20700630	Φ5.0×90 Φ4.3	20700647
Φ5.0×52 Φ4.3	20700631	Φ5.0×95 Φ4.3	20700648
Φ5.0×54 Φ4.3	20700632	Φ5.0×100 Φ4.3	20700649
Φ5.0×56 Φ4.3	20700633		

备注: 梅花槽 T25  
Remark: Torx 25

### 交锁螺钉 IV Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×25 Φ3.4	20700650	Φ5.0×60 Φ3.4	20700657
Φ5.0×30 Φ3.4	20700651	Φ5.0×65 Φ3.4	20700658
Φ5.0×35 Φ3.4	20700652	Φ5.0×70 Φ3.4	20700659
Φ5.0×40 Φ3.4	20700653	Φ5.0×75 Φ3.4	20700660
Φ5.0×45 Φ3.4	20700654	Φ5.0×80 Φ3.4	20700661
Φ5.0×50 Φ3.4	20700655	Φ5.0×85 Φ3.4	20700662
Φ5.0×55 Φ3.4	20700656	Φ5.0×90 Φ3.4	20700663

备注: 梅花槽 T25  
Remark: Torx 25

### 锁紧头 I End Cap



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×12	20700664	10 Φ6.5×22	20700666
5 Φ6.5×17	20700665	15 Φ6.5×27	20700667

### 锁紧头 I End Cap



规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×18	20700668

备注: 梅花槽 T40  
Remark: Torx 40



圆形弹性针

Metal Intramedullary Needle

规格 Description	非灭菌产品编码 Unsterilized Product Code	灭菌产品编码 Sterilized Product Code
φ1.5×300	4301615300	4304615300
φ2.0×440	4301620440	4304620440
φ2.5×440	4301625440	4304625440
φ3.0×440	4301630440	4304630440
φ3.5×440	4301635440	4304635440
φ4.0×440	4301640440	4304640440

尾帽

End Cap



尾帽 End Cap	灭菌编码 Sterilized Product Code	非灭菌编码 Unsterilized Product Code	备注 Product Code
φ2.5	4303600025	4302600025	与 φ1.5/2.0/2.5 弹性针配合使用 Used with φ1.5/2.0/2.5 Metal Intramedullary Needle
φ4.0	4302600040	4303600040	与 φ3.0/3.5/4.0 弹性针配合使用 Used with φ3.0/3.5/4.0 Metal Intramedullary Needle



名称 Name	规格 Length	产品编码 Product Code	产品编码 (灭菌) Product Code	备注 Remarks
小型横式 (双夹头) Small, Horizontal (Double Clamps)	130mm	620101001	/	内六方 S=4
小型直式 (双夹头) Small, Straight (Double Clamps)	145mm	620201001	/	内六方 S=6
中型横式 Medium, Horizontal	150mm	620301001	21500028	内六方 S=5
中型直式 Medium, Straight	170mm	620401001	21500029	内六方 S=5



名称 Name	规格 Length	产品编码 Product Code	产品编码 (灭菌) Product Code	备注 Remarks
大型直式 (中间不夹针) Large, Straight (No pin clamp in the middle)	225mm	620601001	21500030	内六方 S=6
大型横式 (中间不夹针) Large, Horizontal (No pin clamp in the middle)	190mm	620501001	21500031	内六方 S=6
大型斜式 Large, Oblique	245mm	620701001	/	内六方 S=6
踝关节 Ankle Joint Fixator	208mm	620901001	/	内六方 S=6



名称 Name	规格 Length	产品编码 Product Code	备注 Remarks
骨盆架 (人字型) Pelvis Fixator	360mm	621001001	
大型横式 (中间夹针) Large, Horizontal (Pin clamp in the middle)	190mm	621102001	内六方 S=6

### 旋转固定架 Straight External Fixator



规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21500021	SW5

### 大型直式调节支架 Pelvis Fixator



规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21500022	SW6



中型斜式 (中间不夹针)  
Medium, Oblique (No Pin clamp in the middle)

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
215mm	620801001	内六方 S=6



大型可调支架  
Universal bracket

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ4×175	21500020	SW5、SW3、SW2.5

备注：肘关节，与产品编码 21300397 配合使用



大型直式 (中间夹针)  
Large, Straight (Pin clamp in the middle)


规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
225mm	621101001	内六方 S=6



小型斜式支架  
Small, Oblique

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2/Φ2.5	21500027

备注：横向往骨搬移



斜型轨道架  
Inclined track frame

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ2	21500026	内六方 S=3



直型轨道架  
Straight track frame

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ2	21500025	内六方 S=3



单臂分体式外固定支架  
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
两夹头 2 Pin Clamps φ15.5	650101001	管型 (Tubular)、内六方 S=5



单臂分体式外固定支架  
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
两夹头 2 Pin Clamps φ15.5	650101001	尺桡骨、内六方 S=4



单臂分体式外固定支架  
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ5	621201001	手指架、内六方 S=3



万向支架  
Finger Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ2	6001302070	内六方 S=4、内六方 S=2.5



中型直式支架  
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ4×230	21500023	SW4



开式针杆固定夹 (φ2/φ3)  
Open-Type Pin to Rod Clamp (φ2/φ3)

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ2/φ3	6314002003	外四方 4×4



开式杆杆固定夹 (φ3.0)  
Open-Type Rod to Rod Clamp (φ3.0)

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ3.0	6313003017	外四方 4×4

连接杆 (碳纤维)  
Connecting Rod (Carbon Fiber)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
φ3×60	6372003060	φ3×120	6372003120
φ3×80	6372003080	φ3×150	6372003150
φ3×100	6372003100		



开式针杆固定夹  
Open-Type Pin to Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ4/Φ5-Φ8	640301001	外四方 7×7



开式杆杆固定夹  
Open-Type Rod to Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ8	640401001	外四方 7×7



横向可调固定夹 II  
Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ3/Φ8	21300382	SW4、SW2



开式杆杆固定夹  
Open-Type Rod to Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ5	640402001	外四方 5×5



开式针杆固定夹  
Open-Type Pin to Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ3/Φ4-Φ5	640403001	外四方 5×5



近关节固定夹  
Elbow Joint Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ2/Φ3-Φ5	640501001	外四方 5×5



骨针固定夹  
Bone Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ3/Φ4-Φ5	21200085	外四方 5×5



骨针固定夹  
Bone Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ4/Φ5-Φ8	21200086	外四方 7×7



支柱  
Connecting Rod (Oblique)

规格 Description	产品编码 Product Code	长度 Length
Φ5.0-30°	640701001	48
Φ8.0-30°	640702001	50
Φ5.0-30°	21200081	22
Φ8.0-30°	21200083	30



支柱  
Connecting Rod (Straight)

规格 Description	产品编码 Product Code	长度 Length
Φ5.0-0°	640703001	60
Φ8.0-0°	640704001	65
Φ5.0-0°	21200082	22
Φ8.0-0°	21200084	30



支柱  
Connecting Rod (Right Angle)

规格 Description	产品编码 Product Code	长度 Length
Φ5.0-90°	640705001	45
Φ8.0-90°	640706001	70



连接杆 (铝合金)  
Connecting Rod (Aluminium Alloy)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801005	Φ8×200	640806005
Φ5×150	640802005	Φ8×250	640807005
Φ5×200	640803005	Φ8×300	640808005
Φ5×250	640804005	Φ8×350	640809005
Φ8×150	640805005	Φ8×400	640810005

连接杆 (碳纤维)  
Connecting Rod (Carbon Fiber)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801003	Φ8×150	640806003
Φ5×150	640802003	Φ8×200	640807003
Φ5×200	640803003	Φ8×250	640808003
Φ5×250	640804003	Φ8×300	640809003
Φ5×300	640805003	Φ8×350	640810003
Φ8×80	21200146	Φ8×400	640811003
Φ8×100	21200147		
Φ8×130	21200148		

连接杆 (不锈钢)  
Connecting Rod (stainless steel)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801001	Φ8×200	640807001
Φ5×150	640802001	Φ8×250	640808001
Φ5×200	640803001	Φ8×300	640809001
Φ5×250	640804001	Φ8×350	640810001
Φ5×300	640805001	Φ8×400	640811001
Φ8×150	640806001		

C 型连接杆  
Connecting Rod



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8×150	640901001
Φ8×200	640902001

备注: 材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8×150	640903001
Φ8×200	640904001

备注: 材料为不锈钢  
Remark: Material Stainless Steel



可调连接杆 IV  
Connecting Rod IV

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ5	6025005000	用于肘关节、外四方 5×5、内六方 S=2



可调式牵开器 (I)  
Connecting rod (Adjustable) (I)

规格 Description	产品编码 Product Code
6 钩	2120006



可调连接杆 III  
Connecting rod (Adjustable) III

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ5 左 Left	21300305	用于腕关节、外四方 5×5、外四方 S=7
φ5 右 Right	21300304	用于腕关节、外四方 5×5、外四方 S=7



可调连接杆 I  
Connecting rod (Adjustable) I

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ8 左 Left	6024108000	用于膝关节、外四方 7×7
φ8 右 Right	6024208000	用于膝关节、外四方 7×7



可调连接杆 II  
Connecting rod (Adjustable) II

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ8 左 Left	6026108000	用于踝关节、外四方 7×7
φ8 右 Right	6026208000	用于踝关节、外四方 7×7



可调连接杆  
Connecting rod (Adjustable)

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
φ5	641001001	外四方 5×5
φ8	641002001	外四方 7×7

螺纹杆  
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
10	6002006010	180	6002006180
20	6002006020	200	6002006200
30	6002006030	220	21300022
40	6002006040	240	6002006240
50	6002006050	260	6002006260
60	6002006060	280	21300023
80	6002006080	300	6002006300
100	6002006100	330	6002006330
120	6002006120	350	21300024
140	6002006140	380	21300025
160	21300021	400	21300026

内螺纹连接杆  
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6×80	21300398	Φ6×220	21300403
Φ6×100	21300399	Φ6×250	21300404
Φ6×130	21300400	Φ6×300	21300405
Φ6×150	21300401	Φ6×330	21300406
Φ6×180	21300402		



螺纹滑杆  
Threaded Rod

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6×75-30	21300412
Φ6×95-40	21300413
Φ6×105-40	21300414

S型螺纹杆  
Threaded Rod

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6×85-20	21300415
Φ6×95-20	21300416
Φ6×115-15	21300417
Φ6×145-15	21300418

弧形连接杆  
Threaded Rod

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6×193	21300407
Φ6×251	21300408
Φ6×230	21300409

环夹连接杆  
Threaded Rod

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6×55-15	21300411



万向关节器  
Cardan Joint

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6	21300426



万向节  
Cardan Joint

规格 Description	产品编码 Product Code
38	21300057



万向节  
Cardan Joint

规格 Length	产品编码 Product Code
26	6004006026



万向节  
Cardan Joint

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300003

内螺纹连接片  
Internal Thread Connector



延长套  
Extension Rod



规格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 Hole	21300320
2 孔 Holes	21300321
3 孔 Holes	21300322
4 孔 Holes	21300323
5 孔 Holes	21300324

规格 Length	产品编码 Product Code
65	21300060
85	21300061
95	6006008095
135	21300062
155	21300063

延长套  
Extension Rod

规格 Description	调节范围	产品编码 Product Code
90	90~125mm	21300094
120	120~175mm	21300095
170	170~280mm	21300096

规格 Description	调节范围	产品编码 Product Code
95	95-115mm	21300374
110	110-145mm	21300375
130	130-185mm	21300376
160	160-245mm	21300377
200	200-320mm	21300378



三分之二环  
2/3 Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300046	Φ140	6007300140
Φ90	21300047	Φ150	21300050
Φ100	21300048	Φ160	6007300160
Φ110	6007300110	Φ180	6007300180
Φ120	6007300120	Φ200	6007300200
Φ130	21300049	Φ220	21300052

备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



三分之二环  
2/3 Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ120	21300366
Φ140	21300367
Φ160	21300368
Φ180	21300369

备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



三分之二环  
2/3 Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300077	Φ160	21300068
Φ120	21300078	Φ180	21300080
Φ130	21300079	Φ190	21300069
Φ150	21300067		

备注：材料为不锈钢  
Remark: Material Stainless Steel



全环  
Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ120	21300362
Φ140	21300363
Φ160	21300364
Φ180	21300365

备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



全环  
Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300040	Φ140	6011300140
Φ90	21300041	Φ150	21300044
Φ100	21300042	Φ160	6011300160
Φ110	6011300110	Φ180	6011300180
Φ120	6011300120	Φ200	6011300200
Φ130	21300043	Φ220	21300045

备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



全环  
Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300073	Φ160	21300065
Φ120	21300074	Φ180	21300076
Φ130	21300075	Φ190	21300066
Φ150	21300064		

备注：材料为不锈钢  
Remark: Material Stainless Steel



U型环  
U-shaped Ring

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
120	21300370	160	21300372
140	21300371	180	21300373


备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



半环  
Half Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300004	Φ140	6012300140
Φ90	21300005	Φ150	21300010
Φ100	21300007	Φ160	6012300160
Φ110	6012300110	Φ180	6012300180
Φ120	6012300120	Φ200	6012300200
Φ130	21300008	Φ220	21300012


备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



半环  
Half Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300081	Φ130	21300083
Φ120	21300082	Φ150	21300084

备注：材料为不锈钢  
Remark: Material Stainless Steel



U型环  
U-shaped Ring

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
135	6033002135	170	6033002170
145	6033002145	190	6033002190

备注：材料为铝合金  
Remark: Material aluminium alloy



杆夹头  
Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
6	6047000006



杆夹头  
Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
8	21300294



连接板  
Connecting Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
2 孔 Holes	21300330	6 孔 Holes	21300334
3 孔 Holes	21300331	7 孔 Holes	21300335
4 孔 Holes	21300332	8 孔 Holes	21300336
5 孔 Holes	21300333	9 孔 Holes	21300337



调节母  
Adjustable Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
14	6015306014



调节套管  
Adjustable Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6×30	21300436



套管  
Sleeve

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8x40	6017008040



弧形连接板  
Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ160 3 孔	21300431
Φ160 4 孔	21300432
Φ160 5 孔	21300433



L 型连接板  
L-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
1-2	21300085
1-3	21300086



Z 型连接板  
L-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
4 孔 -Φ6-4	21300434
6 孔 -Φ6-4	21300435



滑套  
Sleeve

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6	21300443



单向关节器  
Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
34	21300326

调节母  
Washer



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ10A	21300437	Φ10D	21300440
Φ10B	21300438	Φ10E	21300441
Φ10C	21300439	Φ10F	21300442



单向关节器  
Universal Joint Device

规格 Length	产品编码 Product Code
38	21300147



螺杆菌节器  
Universal Joint Device

规格 Length	产品编码 Product Code
Φ6-42	21300446



十字连接片  
Cross-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
2-1 孔 2-1 holes	21300338	2-3 孔 2-3 holes	21300340
2-2 孔 2-2 holes	21300339	2-4 孔 2-4 holes	21300341



外螺纹连接片  
External Thread Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
1孔 1 hole	21300315
2孔 2 holes	21300316
3孔 3 holes	21300317
4孔 4 holes	21300318
5孔 5 holes	21300319



骨针夹头 II  
Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
4/5	21300447	SW10
3/4	21300448	SW10



双槽钢针固定夹  
Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
4/5-8	21300449



弹簧  
Spring

规格 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ10	30	21300136
Φ10 加长型	45	21300459



垫片  
Washer

规格 Diameter	厚度	产品编码 Product Code
Φ12	1	6020012000
Φ12 加厚型	2	21300460
Φ12 超厚型	3	21300461



螺母  
Nut

规格 Diameter	产品编码 Product Code
10	6005006010 1个一包



连接螺钉  
Connecting Nut

规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
10	6008006010	16	6008006016
12	21300089	20	6008006020

方柱夹针座  
External Thread Connector



规格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 -Φ6	21300419
2 孔 -Φ6	21300420
3 孔 -Φ6	21300421
4 孔 -Φ6	21300422
5 孔 -Φ6	21300423
6 孔 -Φ6	21300424

骨针套  
Pin Clamp (Used with External Thread Connector)



规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ3	21300453
Φ4	21300454
Φ5	21300455
Φ6	21300456



骨针夹钳  
Pin Clamp

规格 Diameter	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ3	21300452	SW4



针座  
Pin Clamp

规格 Diameter	产品编码 Product Code
3	21300342

备注: 可夹持 Φ2-Φ3 针  
Remark: Clamps pins with diameter Φ2-Φ3



方螺母  
Nut

规格 Diameter	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6×10	21300462	SW10



内六角连接螺钉  
Connecting Nut

规格 Length	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6×16	21300463	SW6
Φ6×20	21300464	SW6
Φ6×25	21300465	SW6



单槽钢针固定夹  
Pin Clamp

规格 Length	产品编码 Product Code	备注 Remarks
4/5-8	21300450	SW5
3/4-8	21300451	SW5



针座  
Pin Clamp

规格 Diameter	产品编码 Product Code
2.5	21300468




针座  
Pin Clamp

规格 Diameter	产品编码 Product Code
4	21300358
5	21300359
6	21300360




万向接头  
Rod Clamp

规格 Diameter	产品编码 Product Code	备注 Remarks
8	21300428	SW5



单向关节器  
Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300244



单向关节器  
Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300470



大偏  
Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3×10	21300458



纵向导轨架  
Sleeve

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
Φ6×180	180	21300391
Φ6×300	300	21300392
Φ6×350	350	21300393



杆杆固定夹块  
Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300386	SW5



多向夹块  
Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300383	SW5



微调旋转夹块  
Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300384	SW5



扇形矫正夹块  
Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300385	SW5



中间夹块  
Bone needle collet

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300387	SW5



外端夹块  
Bone needle collet

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ6	21300388	SW5



针座  
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
4.5	21300276



针座  
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
5.5	21300277



调节装置  
Sleeve

规格 Description	调节范围 Adjustment Range	产品编码 Product Code	备注 Remarks
Φ13.5×55	50~80mm	21300394	SW5
Φ13.5×80	80~125mm	21300395	SW5
Φ13.5×120	120~205mm	21300396	SW5
Φ10×115	115~205mm	21300397	SW5



L 型连接板  
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
1-1	21300250

扁孔光杆骨针  
Flat-Hole Bone Pin



规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
Φ2.0×350-100	100	21100071
Φ2.5×350-100	100	21100072

橄榄头骨针  
Bone Pin



规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
Φ2.5×350-200	200	21100200
Φ2.0×350-200	200	21100199

### 骨圆针 Osseous pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	螺距 Pitch of Thread	产品编码 Product Code
Φ2.0×60	7	1	6118020060
Φ3.0×60	12	1.75	610201005
Φ4.0×80	18	2	610202005
Φ4.0×100	18	2	610301005
Φ5.0×100	30	2	610401005
Φ5.0×110	30	2	610403005
Φ5.0×120	30	2	610402005
Φ5.0×130	30	2	610405005
Φ6.0×110	35	2.5	610501005
Φ6.0×130	35	2.5	610502005
Φ6.0×150	45	2.5	610503005
Φ6.0×180	45	2.5	610511005
Φ6.0×200	60	2.5	610504005
Φ6.0×220	80	2.5	610509005
Φ6.0×240	80	2.5	610510005

### 骨圆针 Osseous pin

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ1.5×40-6	6	21100079
Φ2.5×60-15	15	21100073
Φ3.5×80-25	25	21100074

### 锥螺纹骨针 Osseous pin

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	(灭菌) 产品编码 Product Code	产品编码 Product Code
Φ2.5×140-25	25	21100253	21100193
Φ3.0×160-30	30	21100254	21100194
Φ3.5×160-30	30	21100255	21100195
Φ4.0×160-35	35	21100256	21100196
Φ4.5×160-35	35	21100257	21100197
Φ5.0×160-35	35	21100258	21100198



骨圆针  
Osseous pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 (灭菌) Product Code
Φ1.5×40-6	6	21100216
Φ2.0×60-7	7	21100217
Φ3.0×60-12	12	21100218
Φ4.0×100-18	18	21100219
Φ5.0×100-30	30	21100220
Φ5.0×120-30	30	21100221
Φ5.0×130-30	30	21100222
Φ6.0×150-45	45	21100223
Φ6.0×200-60	60	21100224
Φ6.0×240-80	80	21100225

方型骨针  
Square Bone pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ3.0×60	15	611001000
Φ3.0×60	20	611002000
Φ3.0×80	20	611003000
Φ3.0×80	30	611004000
Φ3.0×100	20	611005000
Φ3.0×120	15	611003120
Φ3.0×140	15	611003140
Φ3.0×160	15	611003160
Φ3.5×100	20	211001111
Φ4.0×70	35	611006000
Φ4.0×80	25	21100075
Φ4.0×80	35	611007000
Φ4.0×90	30	611008000
Φ4.0×90	35	611009000
Φ4.0×100	35	611010000
Φ4.0×120	35	611011000
Φ4.0×120	40	611012000
Φ4.0×135	35	611013000
Φ4.5×135	40	21100112
Φ5.0×120	40	611014000
Φ5.0×120	50	611015000
Φ5.0×150	40	611016000
Φ5.0×150	50	611017000
Φ5.0×180	40	611018000
Φ5.0×180	50	611019000
Φ5.0×200	40	611020000
Φ5.0×200	50	611021000
Φ6.0×150	50	611022000
Φ6.0×200	50	611023000

方型骨针  
Square Bone pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 (灭菌) Product Code
Φ3.0×60-15	15	21100226
Φ3.0×80-20	20	21100227
Φ3.0×100-20	20	21100228
Φ3.0×120-15	15	21100229
Φ3.0×140-15	15	21100230
Φ3.0×160-15	15	21100231
Φ3.5×100-20	20	21100232
Φ4.0×70-35	35	21100233
Φ4.0×90-30	20	21100234
Φ4.0×100-35	35	21100235
Φ4.0×120-35	35	21100236
Φ4.0×120-40	40	21100237
Φ4.0×135-35	35	21100238
Φ4.5×135-40	40	21100239
Φ5.0×120-40	40	21100240
Φ5.0×150-50	50	21100241
Φ5.0×180-50	50	21100242
Φ5.0×200-50	50	21100243
Φ6.0×150-50	50	21100244
Φ6.0×200-50	50	21100245

## 方型骨针

## Square Bone pin



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0×60-15	21100208
Φ4.0×70-20	21100205

## 光杆骨针

## Bone Pin

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×200	6117020200	Φ2.0×250	21100246
Φ2.0×250	6117020250	Φ2.0×300	21100247
Φ2.0×300	6117020300	Φ2.5×250	21100248
Φ2.5×200	6117025200	Φ2.5×300	21100249
Φ2.5×250	6117025250	Φ3.0×250	21100250
Φ2.5×300	6117025300	Φ3.0×300	21100251
Φ3.0×200	6117030200	Φ3.5×300	21100261
Φ3.0×250	6117030250	Φ4.0×300	21100262
Φ3.0×300	6117030300		
Φ3.5×300	21100259		
Φ4.0×300	21100260		

备注: 灭菌

备注: 非灭菌

## 扁孔光杆针

## Flat-hole Bone Pin



规格 Description	产品编码 Product Code	产品编码 (停产) Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	产品编码 (停产) Product Code
Φ1.5×130-40	20900101	6106616130	Φ2.0×130-40	20900111	6106620130
Φ1.5×130-44	20900102	6112615134	Φ2.0×130-44	20900112	6112620134
Φ1.5×135-48	20900103	6112615138	Φ2.0×135-48	20900113	6112620138
Φ1.5×140-52	20900105	6112615142	Φ2.0×140-52	20900114	6112620142
Φ1.5×145-56	20900106	6112615146	Φ2.0×145-56	20900115	6112620146
Φ1.5×150-60	20900107	6106616150	Φ2.0×150-60	20900116	6106620150
Φ1.5×150-64	20900108	6112615154	Φ2.0×150-64	20900117	6112620154
Φ1.5×155-68	20900109	6112615158	Φ2.0×155-68	20900118	6112620158
Φ1.5×160-72	20900110	6112615162	Φ2.0×160-72	20900119	6112620162

备注：配合 1.3 钛缆使用



## 扁孔光杆骨针

## Flat-hole Bone Pin

规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
Φ1.5×130	40	6101015040	Φ2.0×130	40	6101020040
Φ1.5×135	45	6101015045	Φ2.0×135	45	6101020045
Φ1.5×140	50	6101015050	Φ2.0×140	50	6101020050
Φ1.5×145	55	6101015055	Φ2.0×145	55	6101020055
Φ1.5×150	60	6101015060	Φ2.0×150	60	6101020060
Φ1.5×155	65	6101015065	Φ2.0×155	65	6101020065
Φ1.5×160	70	6101015070	Φ2.0×160	70	6101020070

备注：配合 1.3 不锈钢线缆使用

## 双尖端针

## Double pointed Kirschner wire

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ0.8×150	20900263	Φ1.8×280	20900269
Φ1.0×150	20900264	Φ2.0×150	20900270
Φ1.2×150	20900265	Φ2.0×300	20900271
Φ1.4×150	20900266	Φ2.5×300	20900272
Φ1.6×150	20900267	Φ3.0×300	20900273
Φ1.8×150	20900268	Φ3.5×300	20900274

备注: 灭菌

## 双精度双尖克氏针

## Double pointed Kirschner wire

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ0.8×150	6104608150	Φ1.6×300	6104616300
Φ1.0×150	6104610150	Φ1.8×150	6104618150
Φ1.0×300	6104610300	Φ1.8×280	6104618280
Φ1.2×150	6104612150	Φ2.0×150	6104620150
Φ1.2×300	6104612300	Φ2.0×300	6104620300
Φ1.4×150	6104614150	Φ2.5×300	6104625300
Φ1.4×300	6104614300	Φ3.0×300	6104630300
Φ1.6×150	6104616150	Φ3.5×300	6104635300

备注: 灭菌

## 双精度尖端克氏针

## Kirschner wire

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ0.8×70	6103608070	Φ1.8×150	6103618150
Φ0.8×100	6103608100	Φ1.8×280	6103618280
Φ0.8×150	6103608150	Φ2.0×150	6103620150
Φ1.0×100	6103610100	Φ2.0×200	6103620200
Φ1.0×150	6103610150	Φ2.0×280	6103620280
Φ1.0×200	6103610200	Φ2.0×300	6103620300
Φ1.0×300	6103610300	Φ2.5×150	6103625150
Φ1.2×150	6103612150	Φ2.5×200	6103625200
Φ1.2×300	6103612300	Φ2.5×250	6103625250
Φ1.4×150	6103614150	Φ2.5×300	6103625300
Φ1.4×300	6103614300	Φ3.0×150	6103630150
Φ1.6×150	6103616150	Φ3.0×300	6103630300
Φ1.6×200	6103616200	Φ3.5×300	6103635300
Φ1.6×280	6103616280	Φ4.0×250	6103640250
Φ1.6×300	6103616300		

备注: 灭菌

### 光杆针Ⅲ型 Kirschner wire



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
φ0.8×70	6501608070	φ2.0×150	6501620150
φ0.8×100	6501608100	φ2.0×200	6501620200
φ0.8×150	6501608150	φ2.0×280	6501620280
φ1.0×100	6501610100	φ2.0×300	6501620300
φ1.0×150	6501610150	φ2.5×150	6501625150
φ1.0×200	6501610200	φ2.5×200	6501625200
φ1.0×300	6501610300	φ2.5×250	6501625250
φ1.2×150	6501612150	φ2.5×300	6501625300
φ1.2×300	6501612300	φ3.0×150	6501630150
φ1.4×150	6501614150	φ3.0×300	6501630300
φ1.4×300	6501614300	φ3.5×300	6501635300
φ1.6×150	6501616150	φ4.0×250	6501640250
φ1.6×200	6501616200	φ4.0×300	22400001
φ1.6×280	6501616280	φ4.5×250	22400002
φ1.6×300	6501616300	φ4.5×300	22400003
φ1.8×150	6501618150	φ5.0×250	22400004
φ1.8×280	6501618280	φ5.0×300	22400005

备注: 灭菌



### 螺纹针 Threaded needle

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
φ1.5×40-6	20900192	φ4.5×160-35	20900200
φ2.0×60-25	20900193	φ5.0×180-35	20900201
φ2.5×80-25	20900194	φ5.0×240-40	20900202
φ2.5×120-25	20900195	φ5.5×180-45	20900203
φ3.0×100-25	20900196	φ5.5×240-50	20900204
φ3.0×140-30	20900197	φ6.0×200-50	20900205
φ3.5×140-30	20900198	φ6.0×240-50	20900206
φ4.0×160-35	20900199		

备注: 灭菌




限深尖端螺纹针  
Threaded needle

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×60-12	20900219	Φ4.0×135-35	20900225
Φ2.5×60-12	20900220	Φ4.5×135-40	20900226
Φ3.0×80-15	20900221	Φ5.0×120-40	20900227
Φ3.0×120-20	20900222	Φ5.0×150-40	20900228
Φ3.5×120-20	20900223	Φ5.0×200-40	20900229
Φ4.0×100-35	20900224		

备注：灭菌

骨折固定支具  
Rehabilitation Device



规格 Description	L1	L2	产品编码 Product Code
大号 Large	220	200	90100001
中号 Medium	200	180	90100002
小号 Small	180	160	90100003

## B2 带线锚钉

Anchor nail with thread



规格 Description	缝线数量 Number of stitches	产品编码 Product Code
Φ2.0×6.5, 3-0	2	40100005
Φ3.5×12, 2	2	40100002
Φ4.5×15, 2	2	40100003
Φ5.0×16, 2	2	40100004

## A1 带线锚钉

Anchor nail with thread



规格 Description	缝线数量 Number of stitches	产品编码 Product Code
Φ2.8×9, 2	1	40100001



## 界面螺钉

Interference Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7×25-Φ1.5	40300001
Φ7×30-Φ1.5	40300002
Φ8×25-Φ1.5	40300003
Φ8×30-Φ1.5	40300004
Φ9×25-Φ1.5	40300005
Φ9×30-Φ1.5	40300007

## 可调节带袢钛板

Adjustable titanium plate with loop



产品编码 Product Code
40200006