


Cylindrical Interbody Fusion Cage
Prosthetic Vertebral Body
柱形融合器（人工椎体）



Cylindrecal Interbody Fusion Cage

Prosthetic Vertebral Body
柱形融合器（人工椎体）



- 直径 $\Phi 18\text{mm}$, 端盖角度 $0^\circ, 3^\circ, 8^\circ$ 。
- 撑开高度任意调节 (19-24, 23-30, 29-42, 32-48, 47-63, 63-78)
- 接触面积更大, 齿状凸起, 确保锚定稳固。

Cylindrical Interbody Fusion Cage



- 多种规格的钛网, 满足多种手术需求。
- 最大限度的容纳植骨材料, 保证与骨组织接触充分。

